



**Philips Sonicare Power  
Flosser 3000  
Mundusch**

Upp till 180 % effektivare för  
friskare tandkött

Quad Stream-teknik  
2 tandtrådslägen, 10  
intensitetsnivåer  
550 ml behållare



**HX3711/20**

## Upp till 180 % effektivare för friskare tandkött\*

### En smidig, noggrann rengöring

Få en smidig, noggrann rengöring mellan tänderna och förbättra din tandköttshälsa. Med vår Quad Stream-teknik når du enkelt fler ställen medan Pulse Wave-tekniken försiktigt leder dig från tand till tand. Enkelt.

#### **An effortless clean with advanced technology**

- 550 ml behållare som är lätt att fylla på
- Quad Stream-teknik för snabbare, effektivare tandtrådsanvändning
- Standardmunstycke för regelbunden rengöring
- Pulse Wave-tekniken leder dig från tand till tand
- Tyst som en viskning för fantastiska resultat utan att störa andra
- Quad Stream-munstycke för maximal täckning

#### **Anpassa enkelt efter dina behov**

- 2 tandtrådslägen, 10 intensitetsnivåer

# PHILIPS


sonicare

## Mundusch

Upp till 180 % effektivare för friskare tandkött Quad Stream-teknik, 2 tandtrådslägen, 10 intensitetsnivåer, 550 ml behållare


# Funktioner

### Täcker enkelt en större yta



X-formade vattenströmmar täcker en större yta och ger en snabbare, djupare rengöring jämfört med manuell tandtråd. Utan ansträngning.

### Leder dig från tand till tand



De skonsamma pulsvågorna av vatten leder dig från tand till tand så att du inte missar en punkt.

### Utformad för att vara tyst



Konstruerad för en diskret rengöring, så att du får fantastiska resultat utan att störa andra.


### 2 lägen, 10 intensitetsnivåer



Få en rengöring som är skraddarsydd efter dina behov. I rengöringsläget används ett kontinuerligt

vattenflöde för en bra daglig rengöring, och vid djuprengöring används distinkta pulser för en mer grundlig rengöring. Vid behov kan du justera intensiteten till den perfekta komfortnivån.

### F1 Standardmunstycke



Använd standardmunstycket för regelbunden rengöring. Det använder sig av en enda vattenström för att ta bort rester och rengöra ordentligt mellan tänderna.

### F3 Quad Stream-munstycke



Använd Quad Stream-munstycket för en maximal täckning och extra noggrann rengöring. Det koncentrerar vatten till fyra breda strömmar mellan tänderna och längs tandköttskanten. Den mjuka gummiguiden är skonsam mot tandköttet och varje munstycke är lätt att klicka på och av.

### 550 ml behållare



550 ml behållaren rymmer tillräckligt med vatten för en rengöring. Påfyllning: lyft ut, fyll på och klicka tillbaka.

HX3711/20

# Specifikationer

### Effekt

- Spänning: Flerspänningsladdare

### Service

- Garanti: 2 års begränsad garanti

### Lättanvänd

- Handtag: Tunn, ergonomisk design
- Munstycke: Lätt klicka fast och ta bort

### Prestanda

- Rengöring: Rengör hela munnen på 60–90 sekunder

### Medföljande tillbehör

- F1 Standardmunstycke: 1
- F3 Quad Stream-munstycke: 1
- Power Flosser: 1

### Lägen

- Rengöra: För överlägsen daglig rengöring
- Deep Clean+: För en stärkande djuprengöring
- Intensitetsnivåer: 10

### Hälsofördelar

- Plackborttagning: Upp till 3 gånger så effektivt\*\*
- Friskare tandkött: Upp till 180 % effektivare \*



Publiceringsdatum  
2023-12-12

Version: 4.4.2

EAN: 87 10103 94712 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* jämfört med tandtråd. Vid användning med Quad Stream-munstycket på inställning 8 med en manuell tandborste hos patienter med måttlig till svår tandköttinflammation jämfört med manuell tandborste med vanlig tandtråd  
\* som tandtråd för att ta bort plack mellan tänderna och längs tandköttskanten när den används med Quad Stream-spetsen på inställning 8 med en manuell tandborste hos patienter med måttlig till svår tandköttinflammation jämfört med att använda manuell tandborste med vanlig tandtråd.