

Philips Sonicare AirFloss  
Interdental – oppladbart

**Oppladbar**  
med ett munnstykke



HX8111/02

## Philips AirFloss – En enklere måte å bruke tanntråd på

Rent mellom tennene på 60 sekunder. Prøv i 60 dager!

Hvis du ikke bruker tanntråd når du ikke bakteriene som samles mellom tennene og kan føre til infeksjoner. Med Philips Sonicare AirFloss gjør du rent mellom tennene på bare 60 sekunder. Det er kjempeenkelt: Bare pek og trykk. AirFloss fjerner inntil 99 % mer plakk mellom tennene enn en vanlig tannbørste. Philips Sonicare AirFloss har vunnet designprisene red dot Design Award 2012, Spark Product Awards 2012, Good Design Award 2012 og Design Excellence Award. "Opplevelsen er veldig, veldig god," skriver The Financial Times' helgemagasin How To Spend It.

### Rengjør på 30 sekunder

- Enkel bruk med én knapp. Like enkelt som å klikke på en mus

### Bevist forbedring av tannhelsen

- Fjerner opptil 99,9 % plakk

### Enkelt: pek og trykk

- Beholder som er enkel å fylle
- Ledetuppen gir enkel plassering
- Microburst-teknologien rengjør ved ett knappetrykk
- Tynt, vinklet munnstykke som kommer enkelt til, selv i områder som er vanskelige å nå
- Slankt håndtak som er enkelt å holde
- Passer til standard Sonicare-ladere
- Lad opp annenhver uke

**PHILIPS**  
**sonicare**

# Høydepunkter

## Microburst-teknologi



Microburst-teknologien påfører en rask salve med trykkluft og mikrovanndråper for å rengjøre dypt mellom tennene der tannbørsten ikke kommer til

## Ledetupp



Bare dra ledetuppen langs kanten av gummene til du kjenner at den setter seg mellom tennene. Den gir enkel posisjonering selv i de innerste tennene som er vanskelige å nå.

## Slankt håndtak som er enkelt å holde



Enkelt å manøvrere rundt i munnen.

## Enkel bruk med én knapp



Enkel bruk med én knapp for enkel rengjøring på 60 sekunder.

## Beholder som er enkel å fylle



Beholderen som er enkel å fylle, bruker kun en ørliten mengde vann, noe som gir mindre søl. Fyll den med tannskyllemiddel for å gi bedre tannpleie.

## Passer til Sonicare-ladere




Du trenger bare én lader til alle Sonicare-produktene.

## Tynt, vinklet munnstykke



Tynt, vinklet munnstykke som kommer enkelt til, selv i områder som er vanskelige å nå

## Fjerner opptil 99,9 % plakk



AirFloss bruker mikrobobler med luft og vann eller munnskyll for å fjerne opptil 99 % mer plakk mellom tennene\*

## Lad opp annenhver uke

Philips AirFloss varer to uker før den må lades på nytt.

# Spesifikasjoner

## Drift

- Spenning: Flerspenningslader

## Tekniske spesifikasjoner

- Driftstid (full til tom): 2 uker eller 14 bruk på hele munnen
- Batteri: Oppladbar
- Driftstid: Skift ut munnstykket hver 6. måned
- Ladetid: 24 hour(s)

## Service

- Garanti: 2 års begrenset garanti

## Brukervennlighet

- Batteriindikator: Av/på-knappen med lampe blinker når tannbørsten må lades
- Håndtak: Slink, ergonomisk form



Utgivelsesdato  
2023-01-14

Versjon: 2.0.1

EAN: 08 71010 35357 68

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Sammenlignet med kun manuell tannbørsting