




Philips Sonicare AirFloss
Hammasvälisuutin -
ladattava

3 suutinta
1 suuttimen pidike
Kuljetuslaukku



HX8255/02

AirFloss – entistä helpompi hammasvälien puhdistus

Poistaa plakkia sieltä, mihin harja ei yllä

AirFloss tekee hammasvälien puhdistuksesta rutiinia. AirFlossia voi käyttää suuveden tai tavallisen veden kanssa ja sen ainutlaatuinen ilmaa ja mikropisaroita hyödyntävä tekniikka poistaa plakkia hankaliltakin alueilta.

Parantaa suun terveyttä

- Kohentaa ienten terveyttä jo kahdessa viikossa
- Poistaa enemmän plakkia hampaiden välistä
- Auttaa ehkäisemään reikiä hampaiden välissä

Achieve a 30-second clean

- Puhdistaa koko suun vain 30 sekunnissa
- Tähtää. Paina. Puhdasta!

Easy to use

- Ilmaa ja mikropisaroita hyödyntävä tekniikka
- Miellyttävä ergonominen kahva
- Ohjauksjärjen avulla suutin on aina oikeassa paikassa


Helps build a healthy habit

- Helppo tapa parantaa hampaanvälien puhtautta

PHILIPS
sonicare


Kohokohdat

Helpmpi tapa aloittaa



Hammasvälien puhdistaminen on hyvin tärkeää koko suun hyvinvoinnin kannalta. AirFlossilla on helppo aloittaa terveellinen tapa puhdistaa hammasvälit kokonaisvaltaisesti. Kolmen kuukauden AirFloss-käytön jälkeen 96 % hammaslankaa satunnaisesti käyttäneistä henkilöistä jatkoi AirFlossin käyttämistä vähintään neljä kertaa viikossa.

Poistaa enemmän plakkia hampaiden välistä



Poistaa enemmän plakkia hampaiden välistä

30 sekunnin puhdistus



AirFlossilla koko suun puhdistaminen vie vain 30 sekuntia. Paina painiketta kerran yksittäistä suihkausta varten, siirry sitten eteenpäin ja paina uudelleen. Utta automaattista suihkutustoimintoa käytetään pitämällä painike


pohjassa ja siirtämällä ohjauskärkeä hammasväliä toiselle, suihkaus toistuu automaattisesti sekunnin välein.

Helposti täytettävä säiliö



Täytä kahvan säiliö joko suuedellä tai vedellä, tähtää ja puhdistaa. Säiliöön mahtuu nestettä jopa kahta käyttökertaa varten.

Parempaa ienterveyttä



Sonicare AirFlossin on kliinisesti todistettu kohentavan ienten terveyttä jo kahdessa viikossa.

Auttaa reikien ehkäisemisessä



Sonicare AirFloss auttaa ehkäisemään reikien muodostumista hammasväleihin suihkuttamalla harjan unohtaman plakin hellävaraisesti pois.

Ilmaa ja mikropisaroita hyödyntävä tekniikka



AirFlossin ainutlaatuinen tekniikka suihkuttaa hampaanväliin puhdistavan painesuihkun, joka sisältää ilmaa ja vettä tai suuvettä mikropisaroiden muodossa. Laitteen käyttöpainike on yhtä kätevä kuin tietokoneen hiiri.

Ergonominen runko

Suunniteltu helposti käytettäväksi ahtaissa paikoissa. AirFlossissa on miellyttävä ergonominen ja luistamaton kahva.

Ohjauskärki



Ohuen, suunnatun suuttimen ja ohjauskärjen avulla suihku on helppo ohjata oikeaan paikkaan. Liikuta kärkeä vain hampaan pintaa pitkin lähellä ienrajaa, kunnes kärki löytää paikkansa hampaiden välissä.

Tekniset tiedot

Virta

- Jännite: Monijännitteinen laturi

Tekniset tiedot

- Käyttöaika: Vaihda suutin 6 kuukauden välein
- Paristo: ladattava
- Akun/pariston tyyppi: Litiumioni
- Latausaika: Akku latautuu täyteen 24 tunnissa

Muotoilutiedot

- Väri(t): Valkoinen/vihreä

Huolto

- Takuu: 2 vuoden rajoitettu takuu

Helppokäyttöinen

- Kahva: Ohut, ergonomisesti muotoiltu laite
- Latauksen ilmaisin: Vilkkuva valo ilmoittaa akun vähyydestä

- Suutinisäosa: Helppo napsauttaa kiinni ja irti
- Akun käyttöaika: Jopa 2 viikkoa

Pakkauksen sisältö

- AirFloss-kahva: 1
- Laturi: 1 monijännitteinen laturi
- Kuljetuslaukku: Pehmeä kuljetuslaukku
- AirFloss-suutin: 3
- Suuttimen pidike: 1

Puhdistusteho

- Automaattinen suihkautustoiminto: Puhdistaa koko suun 30 sekunnissa
- Suuttimet: Optimaalinen vaihtoväli 6 kk
- Suorituskyky: Poistaa jopa 5 kertaa enemmän plakkia
- Terveysedut: Kohentaa ikenien terveyttä jo kahdessa viikossa



Julkaisupäivä 2023-05-19

Versio: 5.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

* kuin manuaalinen harjaus yksinään