



Philips Sonicare AirFloss
Interdental – oppladbart

med tre munnstykker
én munnstykkeholder
Reiseveske



HX8255/02

Bruker du ikke tanntråd? Da bør du bruke AirFloss.

Fjerner plakk der børsten ikke kommer til

Hvis du er en av dem som ikke bruker tanntråd regelmessig, gir AirFloss deg den enkleste måten å begynne å rengjøre mellom tennene på. AirFloss kan brukes sammen med munnskyll eller vann og har en unik teknologi som bruker luft og små dråper for å fjerne plakk på steder der tannbørsten ikke kommer til.

Forbedrer munnhygiene

- Fjerner mer plakk mellom tennene
- Bidrar til å forbedre tannkjøttelsen på bare to uker
- Bidrar til å forhindre hull mellom tennene

Rengjør på 30 sekunder

- Rengjør hele munnen på bare 30 sekunder
- Pek, trykk og rengjør!

Lett å bruke

- Teknologi med luft og små dråper
- Komfortabelt, ergonomisk håndtak
- Ledetupp sikrer riktig plassering

Hjelper deg med å skape gode vaner

- En enkel måte å forbedre rengjøring mellom tennene på

PHILIPS

sonicare


Høydepunkter

En enkel måte å komme i gang på



Rengjøring mellom tennene er svært viktig for generell tannhelse. Med AirFloss kan du rengjøre grundigere mellom tennene på en enkel måte, slik at du kan skape gode vaner. Etter tre måneder med bruk av AirFloss fortsatte 96 % av de som ikke brukte tantråd regelmessig, med å bruke AirFloss fire eller flere dager per uke.

Fjerner mer plakk mellom tennene



Fjerner mer plakk mellom tennene

30-sekunders rengjøring



Med AirFloss tar det bare 30 sekunder å rengjøre hele munnen. Du trykker ganske enkelt på knappen én gang for én sprut, og deretter flytter du den og gjentar det. Hvis du vil bruke den nye funksjonen for automatisk sprut, holder du knappen nede og beveger

ledetuppen fra mellomrom til mellomrom. Den gir automatisk fra seg én sprut i sekundet.

Beholder som er enkel å fylle



Fyll beholderen på håndtaket med enten munnskyll eller vann for å få en forfriskende rengjøring. Deretter peker du og trykker. Vannbeholderen rommer tilstrekkelig væske til å bruke den to ganger.

Bedre tannkjøttthelse



Det er klinisk bevist at Sonicare AirFloss forbedrer tannkjøttthelsen på bare to uker.

Bidrar til å forhindre hull



Ved å forsiktig sprute vekk plakk som ikke ble fjernet under børstingen, bidrar Sonicare AirFloss til å forhindre at det oppstår hull mellom tennene.

Teknologi med luft og små dråper



AirFloss bruker en unik teknologi med luft og små dråper for å sende en rask salve med trykkluft og vann eller munnskyllvann mellom tennene. Aktiveringsknappen med ett trykk er like enkel som et museklikk.

Ergonomisk håndtak

AirFloss er utformet for å være enkel å manøvrere på steder der det er trangt, ved at det har et komfortabelt, ergonomisk håndtak og et sklisikkert grep.

Ledetupp



Det slanke, vinklede munnstykket og ledetuppen gjør at det er enkelt å finne riktig plassering. Bare før den langs tannoverflaten i nærheten av tannkjøttrandene til tuppen setter seg i sporet mellom tennene.

Spesifikasjoner

Drift

- Spenning: Flerspenningslader

Tekniske spesifikasjoner

- Batteri: Oppladbar
- Driftstid: Skift ut munnstykket hver 6. måned
- Batteritype: Litium-ION
- Ladetid: 24 timer for å oppnå full lading

Formmessige spesifikasjoner

- Farge(r): Hvit med grønne detaljer

Service

- Garanti: 2 års begrenset garanti

Brukervennlighet

- Batteriindikator: Blinking indikerer lavt batterinivå
- Håndtak: Slank, ergonomisk form

- Batterilevetid: Opptil to uker
- Dysefeste: Klikkes enkelt av og på

Deler som medfølger

- AirFloss-håndtak: 1
- Reiseetui: Mykt reiseetui
- Lader: En flerspenningslader
- AirFloss-munnstykke: 3
- Munnstykkeholder: 1

Rengjøring

- Ytelse: Fjerner opptil 5 ganger så mye plakk*
- Helsefordeler: Gjør tannkjøttet sunnere på bare to uker
- Munnstykker: Best resultat fås ved å bytte etter 6 md
- Funksjon for automatisk sprut: Rengjør hele munnen på 30 sek



Utgivelsesdato
2023-03-24

Versjon: 5.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

* enn bare å børste med vanlig tannbørste