



Philips Sonicare Power
Flosser 7000
Mutes dobuma irrigators

Quad Stream tehnoloģija
Ārkārtīgi kluss
Impulsu viļņi vada jūsu kustības



HX3911/40

Likvidē līdz 99,9 % aplikuma tīrītajās zonās*

Pārdomāta tīrīšana ar zobu diegošana labākai smaganu veselībai

Jaunais Philips Sonicare Power Flosser ar izteiktām īpašībām, kas pacientiem sniedz jauna līmeņa tīrību un veicina ilgstošu atbilstību ir nākamais vilnis zobu tīrīšanā ar diegu.

New level clean

- 4 skalošanas režīmi, 10 intensitātes līmeņi
- Vienkārši uzpildāma 600 ml tvertne
- Kompakta uzgaļu kastīte
- Vienkārši lietojama magnētiskā dokstacija ar automātiskas izslēgšanās funkciju
- F1 standarta uzgalis regulārai tīrīšanai
- F3 Quad Stream uzgalis maksimālam pārklājumam
- Quad Stream rūpīgai tīrīšanai
- Pulse Wave vada no zoba uz zobu
- Ļoti klusa ierīce lielisku rezultātu iegūšanai, netraucējot citus


PHILIPS
sonicare

Izceltie produkti

Rūpīgai tīrīšanai

Unikālas krustveida uzgali rada četras platas plūsmas rūpīgai tīrīšanai interproksimālā virzienā un gar smaganu robežu.

Vada no zoba uz zobu



Īss pauzes tīrīšanas impulss ļauj pacientiem pārvirzīt uzgali uz nākamo zobstarpu, lai nodrošinātu pilnīgu mutes tīrību.

Ārkārtīgi kluss dizains



Izstrādāta diskrētai tīrīšanai, lai pacienti iegūtu lieliskus rezultātus, netraucējot citiem.

4 režīmi, 10 intensitātes līmeņi



Pacienti baudīs viņu vajadzībām pielāgotu tīrīšanu. Tīrīšanas režīms izmanto nepārtrauktu


ūdens plūsmu lieliskiem rezultātiem ikdienā, savukārt Deep Clean funkcija izmanto speciālus impulsus rūpīgākai tīrīšanai, jutīgais režīms ir ārkārtīgi saudzīgs smaganām, masāžas režīms nomierina un stimulē smaganu līniju. Pacienti var noregulēt intensitāti atbilstoši viņu vajadzībām, izmantojot LED gaismas displeju.

F3 Quad Stream uzgali



Lai nodrošinātu maksimālu pārklājumu un vēl rūpīgāku tīrīšanu, izmantojiet Quad Stream uzgali, lai koncentrētu ūdeni četrās platās plūsmās starp zobiem un gar smaganu līniju. Mīkstais gumijas virzulis ir maigs pret smaganām, un visi uzgaļi ir viegli pievienojami un noņemami.

F1 standarta uzgali



Standarta uzgali spēcīgai tīrīšanai starp zobiem, lai noņemtu aplikumu un netīrumus

Vienkārši lietojama magnētiskā dokstacija



Kad pacients ir pabeidzis tīrīšanu, viņš var vienkārši novietot rokturi atpakaļ magnētiskajā dokstacijā. Rokturis automātiski pārslēdzas no pauzes un izslēgtu stāvokli.

600 ml tvertne



600 ml tvertne ar viegli atveramu vāku nodrošina pietiekami daudz ūdens vienai tīrīšanai. Lai to uzpildītu, vienkārši izceliet tvertni, piepildiet to un nofiksējiet atpakaļ sākotnējā pozīcijā.

Kompakta uzgaļu kastīte

Pacienti var uzglabāt papildu uzgaļus higiēniskā veidā, izmantojot kompakto uzgaļu kastīti.

Specifikācijas

Strāvas padeve

- Spriegums: Daudzspriegumu lādētājs

Serviss

- Garantija: 2 gadu ierobežota garantija

Vienkārša lietošana

- Rokturis: Plāns ergonomisks dizains
- Uzgaļa piederums: Viegla piestiprināšana un noņemšana

Komplektā iekļautie piederumi

- F1 standarta uzgalis: 2

- F3 Quad Stream uzgalis: 2
- Power Flosser: 1
- Uzgaļu uzglabāšanas kārba: 1

Tīrīšanas veiktspēja

- Sniegums: Likvidē līdz pat 99,9 % aplikuma**

Režīmi

- Tīrīšana: Kvalitatīvai tīrīšanai ikdienā
- Deep Clean+: Atsvaidzinošai un rūpīgai tīrīšanai
- Intensitāte: 10
- Masāža: Atsvaidzinoša masāža
- Jutīgais režīms: Saudzīga zobu un smaganu tīrīšana



Izlaides datums
2023-12-12

Versija: 2.2.2

EAN: 87 10103 94725 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com

* Laboratorisks pētījums liecina, ka apstrādātajās zonās tiek likvidēti līdz pat 99,9 % aplikuma. Faktiskie rezultāti mutē var atšķirties.