




Philips Sonicare AirFloss
Zahnzwischenraumreinigung – wiederaufladbar

Mit 3 Düsen

1 Düsenbehälter
Reiseetui



HX8255/02

Sie verwenden keine Zahnseide? Dann verwenden Sie den AirFloss.

Entfernt Plaque gründlicher als eine Zahnbürste

Für alle, die ihre Zähne nicht regelmäßig mit Zahnseide reinigen, ist AirFloss die einfachste Möglichkeit der Zahnzwischenraumreinigung. AirFloss kann mit Mundwasser oder Wasser verwendet werden und bietet eine einzigartige Kombination aus Luftstößen und Mikrotröpfchen zur Entfernung von Plaque an Stellen, die mit einer Zahnbürste nicht erreicht werden.

Improves oral health

- Hilft dabei, die Gesundheit des Zahnfleisches in nur zwei Wochen zu verbessern
- Entfernt mehr Plaque zwischen den Zähnen
- Hilft dabei, Karies zwischen den Zähnen zu vermeiden

Achieve a 30-second clean

- Reinigt Ihren ganzen Mund in nur 30 Sekunden
- Ausrichten. Drücken. Sauber!

Easy to use

- Kombination aus Luft und Mikrotröpfchen
- Komfortabler ergonomischer Griff
- Führungsspitze für richtige Platzierung


Helps build a healthy habit

- Eine einfache Möglichkeit für eine verbesserte Reinigung zwischen den Zähnen

PHILIPS
sonicare


Besonderheiten

Für den einfachen Einstieg



Die Reinigung der Zahnzwischenräume ist sehr wichtig für die gesamte Mundgesundheit. AirFloss macht es Ihnen leicht, die Zahnzwischenräume gründlich zu reinigen und gesunde Zahnpflege zur Gewohnheit werden zu lassen. Nach drei Monaten Verwendung des AirFloss verwenden 96 % der Personen, die unregelmäßig Zahnseide benutzen, den AirFloss weiterhin vier Mal pro Woche oder häufiger.

Entfernt mehr Plaque zwischen den Zähnen



Entfernt mehr Plaque zwischen den Zähnen

Reinigung in 30 Sekunden



Mit AirFloss können Sie Ihren ganzen Mund in nur 30 Sekunden reinigen. Drücken Sie die Taste einmal für einen einzelnen Stoß, dann bewegen Sie die Spitze weiter und drücken wieder die Taste. Um die neue Autoburst-Funktion zu verwenden, halten Sie die Taste

gedrückt und bewegen Sie die Führungsspitze von Zwischenraum zu Zwischenraum. Es wird automatisch jede Sekunde ein Druckluftstoß ausgelöst.

Behälter für einfaches Befüllen



Füllen Sie den Behälter auf dem Griff entweder mit einem Mundwasser oder mit Wasser für eine erfrischende Reinigung, dann richten Sie die Spitze aus und los geht's. Der Behälter enthält genug Flüssigkeit für bis zu zwei Verwendungen.

Bessere Zahnfleischgesundheit



Es ist klinisch erwiesen, dass Sonicare AirFloss die Gesundheit des Zahnfleischs in nur zwei Wochen verbessert.

Hilft dabei, Karies zu vermeiden



Indem Plaque, die beim Zähneputzen nicht gelöst wurde, sanft mit Druckluft entfernt

wird, verhindert Sonicare AirFloss Karies zwischen den Zähnen.

Kombination aus Luft und Mikrotröpfchen



Kombination aus Luft und Mikrotröpfchen

Ergonomisches Handstück

Entwickelt für die einfache Benutzung in den Zahnzwischenräumen bietet die AirFloss einen komfortablen ergonomischen Griff und ist rutschfest.

Führungsspitze



Die schlanke, angewinkelte Düse und die Führungsspitze erleichtern die richtige Positionierung. Führen Sie sie einfach an der Oberfläche des Zahns nahe dem Zahnfleisch entlang, bis die Spitze auf einen Zwischenraum zwischen den Zähnen trifft.

Daten

Leistung

- Stromspannung: Multispannungs-Ladegerät

Technische Daten

- Batterie: Wiederaufladbar
- Betriebszeit: Tauschen Sie die Düse alle 6 Monate aus
- Batterietyp: Lithium-Ionen
- Ladezeit: Vollständig geladen in 24 Stunden

Designspezifikationen

- Farbe(n): Weiß mit Farbakzenten in Grün

Service

- Gewährleistung: 2 Jahre eingeschränkte Garantie

Benutzerfreundlichkeit

- Akkuanzeige: Blinken zeigt einen niedrigen Akku an
- Handstück: Schlankes, ergonomisches Design

- Düsenaufsatz: Leichtes Aufstecken und Abnehmen
- Akkulaufzeit: Bis zu 2 Wochen

Artikel enthalten

- Ladegerät: 1 Multispannungs-Ladegerät
- Reiseetui: Weiche Transporttasche
- AirFloss Handstück: 1
- AirFloss Düse: 3
- Düsenbehälter: 1

Reinigungsleistung

- Leistung: Entfernt bis zu 5 Mal mehr Plaque*
- Vorteile für die Gesundheit: Verbessert die Gesundheit Ihres Zahnfleisches in nur 2 Wochen
- Düsen: Für beste Ergebnisse alle 6 Monate austauschen
- Autoburst-Funktion: Reinigt den ganzen Mund in 30 Sekunden



Ausstellungsdatum
2023-07-02

Version: 5.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

* als manuelles Zähneputzen allein