


Philips VisaCare
Embout de recharge

Sensitive

SC6890/01



Embout de recharge pour peau sensible

À utiliser uniquement avec le système de microdermabrasion Philips VisaCare : confortablement installée chez vous, profitez de l'exfoliation combinée au massage par aspiration stimulant en douceur les processus naturels de renouvellement cutané afin de limiter l'apparition des premiers signes de vieillissement de la peau.

Embout exfoliant facile à remplacer

- Embout clipsable

Embout de microdermabrasion pour peau sensible

- Embout de microdermabrasion doux
- Remplacer tous les 6 mois

PHILIPS

Caractéristiques

Avantages

- Type de peau: Pour les peaux sensibles

Facile d'utilisation

- Nettoyage: Laver à l'eau claire, avec du savon et

- une brosse
- Compatible avec: Philips SC6220, Philips SC6240
- Remplacement: Embout clipsable
- Remplacement recommandé: Tous les 6 mois

Points forts

Microdermabrasion pour peau sensible

Recommandé pour les femmes non accoutumées à la microdermabrasion, pour les femmes à peau sensible ou lorsque la peau est sensibilisée pour des raisons hormonales ou saisonnières. Développé en collaboration avec des dermatologues, pour une utilisation à domicile sans danger. Lorsque vous utilisez un nouvel embout, commencez toujours par un nombre limité de passages, afin d'habituer votre peau à un fonctionnement plus intense.*

Facile à installer

Facile à installer et compatible avec les modèles Philips SC6220 et SC6240.

Remplacer tous les 6 mois

Pour obtenir des résultats optimaux, il est recommandé de remplacer l'embout de microdermabrasion tous les six mois.



Date de publication
2023-12-17

Version: 8.2.1

EAN: 87 10103 67522 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* Par rapport à un embout utilisé deux fois par semaine pendant six mois.