

Philips Sonicare AirFloss  
Rent mellan tänderna på 60  
sek!

**Laddningsbar**  
med 1 munstycke



HX8111/02

## Philips AirFloss - Enklare och snabbare än vanlig tandtråd

Rent mellan tänderna på endast 60 sekunder. Testa i 60 dagar!

Du som inte använder tandtråd kommer inte åt bakterierna som samlas mellan tänderna och orsakar infektioner. Med Philips Sonicare AirFloss gör du rent mellan tänderna på bara 60 sekunder. Det är mycket enkelt: bara peka och tryck. AirFloss tar bort till 99 % mer plack mellan tänderna än en manuell tandborste. Philips Sonicare AirFloss har belönats med designpriserna rött Design Award 2012, Spark Product Awards 2012, Good Design Award 2012 och Design Excellence Award. "Upplevelsen är verkligen, verkligen trevlig", skriver The Financial Times helgmagasin How To Spend It.

### **Achieve a 30-second clean**

- Enkel enknappsanvändning; lika enkelt som ett musklick

### **Ger bevisat bättre munhälsa**

- Tar bort upp till 99,9 % av placken

### **Enkel: peka och tryck**

- Behållare som är enkel att fylla på
- Spets för enkel placering
- Microburst-teknik som rengör med ett knapptryck
- Ett smidigt, vinklat munstycke gör det enkelt att nå även på svåråtkomliga ställen
- Smidig och enkel att hantera
- Passar Sonicare-standardladdare
- Laddning efter två veckor

**PHILIPS**  
**sonicare**

Rent mellan tänderna på 60 sek!  
Laddningsbar med 1 munstycke

HX8111/02

## Funktioner

### Microburst-teknik



Microburst-teknik som ger en snabb spray av tryckluft och mikrovattendroppar för rengöring där tandborsten inte når

### Spets



För helt enkelt spetsen längs tandköttsskanten tills du känner att den hamnar på plats mellan tänderna. Ger enkel orientering även vid de svåråtkomliga bakre tänderna.

### Smidig och enkel att hantera



Enkel att flytta runt i munnen.

### Enkel enknappsanvändning



Enkel enknappsanvändning för rengöring på 60 sekunder.

### Behållare som är enkel att fylla på



Behållaren är enkel att fylla på och förbrukar endast en liten mängd vatten. Fyll på med munkölj för att få ännu bättre munhälsa.

### Passar Sonicare-laddare




Du behöver bara en enda laddare för att ladda alla dina Sonicare-produkter.

### Smidigt, vinklat munstycke



Ett smidigt, vinklat munstycke gör det enkelt att nå även på svåråtkomliga ställen

### Upp till 99,9 % av placken tas bort



AirFloss använder mikrodroppar av luft och vatten eller munvatten för att ta bort upp till 99 % mer plack mellan tänderna\*

### Laddning efter två veckor

Philips AirFloss behöver bara laddas varannan vecka.

Rent mellan tänderna på 60 sek!  
Laddningsbar med 1 munstycke

HX8111/02

# Specifikationer

## Effekt

- Spänning: Flerspänningsladdare

## Tekniska specifikationer

- Drifttid (full till tom): Två veckor eller 14 användningstillfällen
- batteri: Laddningsbar
- Drifttid: Byt munstycke två gånger per år
- Laddningstid: 24 timmar

## Service

- Garanti: 2 års begränsad garanti

## Lättanvänd

- Batteriindikator: Lampan i strömbrytaren blinkar för att visa när du behöver ladda
- Handtag: Tunn, ergonomisk design



Publiceringsdatum  
2023-03-29

Version: 2.0.1

EAN: 87 10103 53576 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Jämfört med endast manuell tandborstning