

PHILIPS



IPL Haarentfernungsgerät
mit SenselQ

Lumea IPL 9000 Series

SmartSkin Sensor

3 intelligente Aufsätze: Körper,
Gesicht, Präzision

Lumea IPL App

Mit Kabel und kabellos
verwendbar



BRI955/01

Individuelle Behandlung mit SenselQ ohne Kabel

Genießen Sie bis zu 18 Monate seidig glatte Haut*

Genießen Sie eine komfortable individuelle Behandlung mit der kabellosen Version der schnellsten Lumea IPL-Lösung. SenselQ Technologie mit intelligenten Aufsätzen und Anleitungen in der Lumea IPL App sorgen für langanhaltend glatte Haut.

Sanft und effizient für langanhaltend glatte Haut

- Schnelle Ergebnisse bei Behandlung 2x im Monat
- Mit und ohne Kabel verwendbar für eine komfortable Anwendung
- Mit Dermatologen entwickelt und somit einfach und effektiv

Komplettlösung für Gesicht und Körper


- Komplettlösung für Gesicht und Körper mit 3 intelligenten Aufsätzen
- Geeignet für die meisten Hauttöne und Haartypen

Individuelle IPL-Haarentfernung

- Sanft und komfortabel mit SenselQ
- Optimieren Sie Ihre Behandlungsroutine mit der Philips Lumea IPL-App.

Besonderheiten

Schnelle Ergebnisse durch 2x im Monat durchgeführte Behandlung




Zu Beginn alle zwei Wochen – das sind nur halb so viele Behandlungen wie bei anderen Marken. Anschließend nur eine Auffrischungsbehandlung pro Monat. Die Behandlung beider Unterschenkel dauert 8,5 Minuten.

SenselQ technology



Lumea Serie 9000 verfügt über fünf leicht anzupassende Lichteinstellungen. Unser SmartSkin Sensor erkennt den Hautton und unterstützt Sie bei der Auswahl der angenehmsten Einstellung. Intelligente Aufsätze passen die Behandlung an den jeweiligen Körperbereich an.

Mit und ohne Kabel verwendbar für eine komfortable Anwendung



Philips Lumea wurde für eine einfache und bequeme Anwendung entwickelt. Verwenden Sie das Gerät kabelgebunden für eine schnelle Behandlung großer Körperpartien wie Ihrer Beine, oder behandeln Sie im kabellosen Akkumodus präzise schwer erreichbare Körperpartien.

3 intelligente Aufsätze

Die Aufsätze passen sich jeder Kontur Ihres Körpers an und lösen den jeweils passenden Behandlungsmodus aus. Gesicht: Flacher Aufsatz mit kleinem Behandlungsfenster mit UV-Filter. Körper: Nach innen gewölbt mit großem Behandlungsfenster. Präzision: Nach außen gewölbt für schwer zugängliche Bereiche.


Mit Dermatologen entwickelt



Als ein führender Anbieter in der Gesundheitstechnologie hat Philips in Zusammenarbeit mit Dermatologen Lumea IPL

entwickelt – zur einfachen und effektiven Verwendung zu Hause. Dank der Technologie aus professionellen Schönheitssalons bietet Lumea IPL eine sanfte Behandlung, selbst in empfindlichen Bereichen.

Philips Lumea IPL-App



Unsere kostenlose Coaching-App hilft Ihnen, einen Behandlungsplan zu erstellen und einzuhalten und führt Sie schrittweise durch jede Sitzung. Von über 2,1 Millionen Benutzern heruntergeladen.

Für die meisten Haut- und Haartypen



IPL benötigt einen Kontrast zwischen dem Pigment in der Haarfarbe und dem Pigment im Hautton und funktioniert daher bei natürlich dunkelblondem, braunem und schwarzem Haar sowie hellen bis dunkelbraunen Hauttönen (I-V).

Daten

Technische Daten der Aufsätze

Aufsatz zur Behandlung am Körper: Form:

konvex geschwungen, Größe des

Behandlungsfensters: 4,1 cm², Individuelle

Behandlung für den Körper: Beine, Arme und

Bauch

Aufsatz zur Behandlung im Gesicht: Form: flach,

Größe des Behandlungsfensters: 2 cm²,

zusätzlicher Filter, Individuelle Behandlung für

das Gesicht: Oberlippe, Kinn und Kieferpartie

Präzisionsbehandlungs-Aufsatz: Form: konkav

geschwungen, Größe des Behandlungsfensters:

3 cm², Individuelle Behandlung für die Bikinizone

und Achselhöhlen

Sicherheit und anpassbare Einstellungen

Integrierter UV-Filter: Schützt die Haut vor UV-Licht

5 Lichtintensitätseinstellungen: An Ihren Hauttyp anpassbar

Integriertes Sicherheitssystem: Verhindert unbeabsichtigte Lichtimpulse

Hauttonsensor: Erkennt Ihren Hautton

SmartSkin Sensor: Die richtige

Einstellungsanzeige auf Abruf

Anwendungsmodus

Slide and Flash: Für eine schnelle Anwendung

Manuell und automatisch: Für die Behandlung kleiner Bereiche

Mit Kabel/kabellos einsetzbar: Mit Kabel und

kabellos verwendbar

Technische Daten

Stromspannung: 100-240 V

Batterietyp: wiederaufladbarer Akku

High Performance-Lampe: Langlebiges Produkt

mit 450.000 Lichtimpulsen – entspricht einer

Lampen-Lebensdauer von 39 Jahren**

Consumer Trade Item

Height: 25.2 cm

Width: 26.3 cm

Length: 11.3 cm

Net weight: 1.185 kg

Gross weight: 1.704 kg

GTIN: 8720689015592

Country of origin: CN

Harmonized system code: 85437090

Außenkarton

Height: 26.8 cm

Width: 23.9 cm

Length: 27 cm

Net weight: 2.37 kg

Gross weight: 3.65 kg

GTIN: 18720689015599

Palette

Height: 118 cm

Width: 80 cm

Length: 120 cm

Net weight: 132.72 kg

Gross weight: 220.862 kg

GTIN: 68720689015594

Service

Gewährleistung: 2 Jahre Gewährleistung und 1

weiteres Jahr Gewährleistung bei

Produktregistrierung innerhalb von 90 Tagen

Pallet Layer

Height: 26.8 cm

Width: 80 cm

Length: 120 cm

Artikel enthalten

Gebrauchsanweisungen: Bedienungsanleitung

Aufbewahrung: Hochwertige Tasche

Adapter: 19,5 V/4.000 mA

Anwendungszeit

Achselhöhlen: 2,5 Min.

Bikinizone: 2 Min.

Gesichtsbereiche: 1,5 Min.

Unterschenkel: 8,5 Min.

