

Philips Sonicare
AirFloss Ultra - Microjet
interdentaire

Avec manche Série 2

1 canule
1 tête de brosse



HX8491/70

Des gencives plus saines en 2 semaines

Conçu pour les personnes qui n'utilisent pas régulièrement de fil dentaire

Destiné aux personnes ne procédant pas à un nettoyage régulier des espaces interdentaires, AirFloss Ultra**** est simple et efficace. Vous pouvez utiliser AirFloss Ultra avec du bain de bouche ou de l'eau. Des études ont prouvé qu'il était aussi bénéfique que du fil dentaire pour la santé des gencives.**

Améliore la santé bucco-dentaire

- Des études cliniques ont prouvé une efficacité équivalente au fil dentaire pour la santé des gencives.**
- Élimine jusqu'à 99,9 % de la plaque dentaire***
- Aide à réduire les caries dans les espaces interdentaires
- Notre technologie unique vous offre un nettoyage puissant tout en douceur

Technologie avancée

- Technologie qui allie air et micro-gouttelettes
- Canule haute performance
- Réglages personnalisables triple jet
- Les minuteurs encouragent un brossage rigoureux de 2 minutes
- Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire avec la tête de brosse ProResults

Nettoie simplement et efficacement les espaces interdentaires

- Nettoie en 60 secondes seulement : visez, appuyez, nettoyez
- Pour prendre facilement de bonnes habitudes

PHILIPS
sonicare

Points forts

Élimine jusqu'à 6 fois plus de plaque dentaire



Clipsez notre tête de brosse ProResults Gum Health, pour un soin des gencives exceptionnel. Nos brins nettoient efficacement et en douceur, même dans les zones difficiles à atteindre. Vous éliminez jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire* et vos dents sont protégées, pour une expérience encore plus confortable.

Technologie Philips Sonicare



Les puissantes vibrations soniques transforment votre dentifrice en bulles actives contre la plaque dentaire, puis les dirigent dans les espaces interdentaires et le long des gencives. Pendant ce temps, 62 000 mouvements de brosseage doux mais efficaces nettoient vos dents. L'équivalent d'un mois de brosseage manuel en seulement 2 minutes.

Quadpacer et Smartimer



Se brosser les dents ne prend que 2 minutes. Quadpacer vous prévient lorsque vous avez passé un temps optimal sur chaque section de

vos dents, tandis que Smartimer vous signale que la durée totale de brosseage est écoulée. Ensemble, ces fonctions vous aident à respecter le temps de brosseage recommandé, à chaque fois.

Élimine jusqu'à 99,9 % de la plaque dentaire



AirFloss Ultra élimine jusqu'à 99,9 % de la plaque dentaire dans les zones nettoyées.**

Technologie de micro-gouttelettes



Nos résultats cliniquement prouvés ont été rendus possibles grâce à notre technologie exclusive associant de l'air à du bain de bouche ou à de l'eau pour nettoyer efficacement mais en douceur les espaces interdentaires et le sillon gingival.

Prenez facilement de bonnes habitudes



Le nettoyage interdentaire est très important pour la santé bucco-dentaire. Facile à utiliser, l'appareil AirFloss Ultra permet de prendre de bonnes habitudes.

Des gencives plus saines



Il est cliniquement prouvé que l'AirFloss Ultra de Philips Sonicare améliore la santé des gencives autant que le fil dentaire.** Des gencives plus saines en seulement deux semaines.

Nettoie en 60 secondes seulement



Avec AirFloss Ultra, vous nettoyez la totalité de votre bouche en moins de 60 secondes par jour. Il vous suffit de sélectionner la fréquence du jet (simple, double ou triple). Maintenez le bouton d'activation enfoncé pour des jets continus automatiques, ou appuyez ponctuellement sur ce bouton pour le mode de jet manuel.

Une bouche fraîche et propre avec du bain de bouche



Versez du bain de bouche ou de l'eau dans le réservoir du manche, positionnez la pointe de guidage, et appuyez sur le bouton. Utilisez du bain de bouche pour une fraîcheur ultime associée à une action anti-microbienne.

Caractéristiques

Alimentation

- Tension: Chargeur multitenion

Spécificités techniques

- Batterie: Rechargeable
- Type de batterie: Lithium ION
- Temps de charge: Charge complète en 24 heures

Design et finition

- Couleur: Noire

Entretien

- Garantie: Garantie 2 ans

Facile d'utilisation

- Système de tête de brosse: Têtes de brosse faciles à clipser
- Manche: Design ergonomique ultracompact
- Indicateur d'autonomie: LED sur le manche indiquant le niveau de charge, Témoin lumineux indiquant le niveau de la batterie
- Fixation de la canule: Se clipse et se déclipse facilement
- Autonomie de la batterie: Jusqu'à 2 semaines
- Autonomie de brosse: Jusqu'à 2 semaines

Accessoires inclus

- Manche: 1 Série 2

- Têtes de brosse: 1 ProResults pour le contrôle de la plaque
- Chargeur: 1
- Manche AirFloss Ultra: 1
- Canule AirFloss Ultra: 1

Performances de brosse

- Vitesse: Jusqu'à 62 000 mouvements de brosse par minute
- Bénéfices santé: Des gencives plus saines en 2 semaines*, Nettoie entièrement la bouche en 60 secondes
- Performances: Élimine jusqu'à 99,9 % de la plaque dentaire**, Élimine jusqu'à 6 fois plus de plaque dentaire*
- Résultats cliniquement prouvés: Aussi efficace que le fil dentaire, pour des gencives plus saines, pour une réduction de la plaque dentaire, pour réduire le saignement des gencives
- Réglages personnalisables: Auto-burst ou jet manuel, Jet simple/double/triple***
- Pour des résultats optimaux: Remplacer la canule tous les 6 mois
- Minuteur: Quadpacer et SmarTimer

Modes

- Clean: Pour un nettoyage quotidien exceptionnel



Date de publication
2023-12-19

Version: 2.0.1

EAN: 87 10103 84213 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* Satisfait ou remboursé

** Lorsqu'il est utilisé avec une brosse à dents manuelle et du bain de bouche antibactérien chez les patients souffrant d'une gingivite légère à modérée. AirFloss est conçu pour aider les personnes qui ne procèdent pas régulièrement à un nettoyage interdentaire à acquérir de bonnes habitudes quotidiennes. Reportez-vous à la FAQ dans l'onglet Assistance pour de plus amples informations.

*** Au niveau des zones prises en charge. Étude réalisée en laboratoire ; les résultats observés en milieu buccal peuvent être différents.

**** Les marques AirFloss Ultra et Pro recouvrent un même produit pouvant être nommé de différentes manières selon le pays et le canal de distribution.

***** Selon le réglage du jet