

PHILIPS

sonicare

抑菌组合套装-电动牙刷+牙菌斑清洁刷头

3支装

标准规格

卡入式

BrushSync 模式配对

HX9073/15



深层清洁，牙龈健康，牙齿洁白

全面呵护牙齿和牙龈

优质牙菌斑控制刷头能清除多达 10 倍的牙菌斑*，实现高效清洁。优质牙龈保健刷头在两周内即可还您 7 倍健康的牙龈***，且优质洁白刷头在 3 天内可清除多达一倍的牙渍*

Innovative technology

- 飞利浦 Sonicare 先进的声波技术
- 卡入式设计，轻松安装刷头
- 经过测试，可满足您的口腔健康需求
- 自动选择理想模式，达到理想结果****

Designed to optimize performance

- 始终了解何时需要更换。始终获得有效清洁。

Philips Sonicare's deep clean


- 接触面的贴合度高出 4 倍**，轻松实现深层清洁

For exceptional care of teeth and gums

- 只需 3 天时间便可清除多一倍的表面牙渍*
- 清除多达 10 倍的牙菌斑
- 只需 2 周即可提供 7 倍更健康的牙龈***

产品亮点

告别牙菌斑



得益于其灵活的设计，它在难以触及的部位*清除多达 10 倍以上的牙菌斑，沿着牙龈线以及在牙齿之间做到真正的深层清洁。

专注于牙龈健康




有了飞利浦 Sonicare 智臻护龈刷头，即使是深层清洁，也会变得异常柔和。在牙刷顺着牙龈线移动时，Premium 护龈刷头柔软的侧面和刷毛可吸收任何多余的压力，使得牙龈得到保护，即使您刷得太过用力也没问题。刷毛可沿着牙龈线尽力去除牙菌斑和细菌，从而帮助改善牙龈健康。多亏了这款刷头的弧形设计，您可以确保刷毛接触面达到理想状态。

快速亮白牙齿



飞利浦 Sonicare 智臻亮白刷头的中央装有致密的刷毛，可高效去除牙菌斑以及食品和饮料形成的日常表面牙渍。弹性侧边令刷毛可贴合您牙齿和牙龈的出众形状，只需 3 天时间便可深层清洁和亮白牙齿。

自适应清洁技术



借助自适应清洁技术，您可以始终获得个性化清洁体验。柔软的弹性橡胶侧边令智臻洁净刷头、智臻亮白刷头和智臻护龈刷头可根据您口腔的出众轮廓进行调节。我们的刷毛可根据您的牙龈和牙齿轮廓进行调节，与普通刷头相比，接触面的贴合度高出 4 倍**，从而提供更深层地清洁体验，即使是难以触及的区域。自适应清洁技术还可以令牙刷轻柔贴合牙龈并吸收刷牙时的压力，从而能够增加清洁范围，获得出众的口腔体验和出众的清洁效果。

BrushSync 模式配对



通过 BrushSync™ 模式配对功能，您将始终获得尽可能出色的清洁效果。****智臻刷头与支持 BrushSync™ 的飞利浦 Sonicare 牙刷柄同步****，选择理想的刷牙模式和强度级别，带来出色的清洁、美白和护龈效果。您要做的就是开始刷牙。

飞利浦 Sonicare 技术



飞利浦 Sonicare 先进的声波技术在牙齿之间喷射脉冲水流，其刷牙振动过程可使牙菌斑分裂，并将其清除，从而实现出色的日常清洁效果。

刷头更换提示



刷头使用 3 个月后将变差，但是有了 BrushSync™，您就会在这种情况下发生之前得到提醒。智能牙刷会跟踪刷牙力度，并在需要更换时通知您。还没有飞利浦 Sonicare 智能牙刷？只需观察蓝色的替换刷毛，当它们变白时，您就知道该换新刷头了。

轻松卡入



智臻洁净刷头、智臻亮白刷头和智臻护龈刷头轻松卡入飞利浦 Sonicare 刷柄并牢固就位。刷头更换相当容易，只需卡出即可。我们的卡入式设计让刷头的维护和清洁变得十分轻松。智臻刷头适用于除 PowerUp Battery 和 Essence 外的所有刷柄。

放心刷牙



所有飞利浦 Sonicare 刷头都可安全柔和地作用于牙齿和牙龈。测试过程中，每个刷头都要通过测试，确保您每次刷牙时它都经久耐用且效果出色。

规格

设计和外观

颜色: 白色

设计和外观

刷毛硬度: 中等

提示型刷毛: 蓝色刷毛逐渐褪色

刷头材料: 柔软、灵活的橡胶侧边

规格: 标准

兼容性

牙刷头系统: 卡入式

适用型号: 2 系列牙菌斑防御型, 2 系列牙菌斑抵御型, 3 系列牙龈健康型, 钻石亮白型,

DiamondClean Smart, EasyClean, Essence+, FlexCare, 致臻护齿型, 致臻护齿型 (已连接), 深层净护型, 儿童, 健康净白型, HealthyWhite+, PowerUp

BrushSync 模式配对

包含

刷头: 1 个智臻牙菌斑防御刷头 (C3), 1 个智臻牙龈刷头 (G3), 1 个智臻亮白刷头 (W3)

质量和性能

替换: 每隔 3 个月

经过测试: 带来理想使用效果

健康益处

去除牙菌斑: 去除多达 10 倍的牙菌斑*

牙龈健康: 提供 7 倍更健康的牙龈*

美白: 清除多达一倍的牙渍*

