

PHILIPS

sonicare

Elektrische
Schallzahnbürste

FlexCare Platinum

3 Putzprogramme,
3 Intensitäten

1 Bürstenkopf

Mit Drucksensor

HX9141/50



Gleicht unregelmäßige Putztechniken aus

Unsere erste Zahnbürste mit AdaptiveClean-Technologie

Die AdaptiveClean-Technologie besteht aus zwei Komponenten: Dem AdaptiveClean Bürstenkopf und einem intuitiven Drucksensor. Beide ermöglichen es Ihren Patienten, ihre Zähne intelligenter und schonender zu putzen.

Für eine gute Mundgesundheit

- 4-Quadranten-Timer
- 2-Minuten-Timer

Hilft Ihnen bei der Einhaltung zahnärztlicher Empfehlungen

- Intuitiver Drucksensor

Hervorragende Reinigung

- AdaptiveClean Bürstenkopf
- Individuell anpassbare Reinigungseinstellungen
- Patentierte Sonicare Schalltechnologie

Für ein individualisiertes Putzerlebnis

- Das neue Deep Clean-Putzprogramm: Problemstellen mühelos pflegen


Besonderheiten

AdaptiveClean Bürstenkopf



Weiche, flexible Seiten aus Gummi sorgen dafür, dass sich die Borsten des Bürstenkopfes der Kontur der Zähne und des Zahnfleischs anpassen. Dies sorgt für bis zu 4 Mal mehr Oberflächenkontakt* zwischen Borsten und Zahn. Dank des flexiblen Bürstenkopfes werden die Borsten sanft am Zahnfleischrand entlang geführt und übermäßiger Druck während des Putzens wird absorbiert. Durch die optimierte Schwingbewegung entsteht ein einzigartiges Putzgefühl und die Reinigung entlang des Zahnfleischrands und an schwer erreichbaren Stellen wird unterstützt*. So werden nachweislich bis zu 10 Mal mehr Plaque als mit einer Handzahnbürste an schwer erreichbaren Stellen entfernt*.

Intuitiver Drucksensor



Wenn zu viel Druck ausgeübt wird, vibriert das Handstück sanft, um den Patienten darauf aufmerksam zu machen und ihm die richtige Technik zu vermitteln. In einer Studie unter Patienten in den USA reduzierten 7 von 10


Patienten, die zu aggressiv putzen, ihren Bürstendruck bei Verwendung des Drucksensors.

Deep Clean-Putzprogramm



Unser neues "Deep Clean"-Putzprogramm reinigt selbst schwer erreichbare Stellen besonders effektiv. Die einzigartige Bewegung des Bürstenkopfes in diesem Putzprogramm sowie eine erweiterte dreiminütige Putzzeit machen es zur idealen Wahl für die gründliche Pflege von Problemstellen.

Individualisierbare Reinigungseinstellungen




Drei Intensitätsstufen und drei Putzprogramme ermöglichen ein optimal auf die individuellen Bedürfnisse abgestimmtes Reinigungserlebnis, welches die Behandlungstreue der Patienten erhöht. Das dreiminütige "Deep Clean"-Programm bietet eine hervorragende Reinigung an schwer erreichbaren Stellen. Es ist das optimale Putzprogramm für Patienten, die auf problematische Stellen achten müssen.

2-Minuten-Timer



Der 2-Minuten-Timer gewährleistet die Einhaltung der von Experten empfohlenen Putzdauer.

4-Quadranten-Timer



Der 30-Sekunden-Intervall-Timer gewährleistet gründliches Bürsten aller vier Quadranten im Mund.

Sonicare Schalltechnologie



Dank des dynamischen Flüssigkeitseffekts werden Zahnpasta und Speichel in die Zahnzwischenräume und entlang des Zahnfleischrands gespült, für eine gründliche und dennoch sanfte Reinigung.

Daten

Design und Materialausführung

Farbe: Platin-Grau

Leistung

Stromspannung: 110 bis 220 V

Technische Daten

Batterie: Wiederaufladbar

Betriebsdauer (voller bis leerer Akku): Bis zu 3 Wochen**

Batterietyp: Lithium-Ionen

Service

Gewährleistung: 2 Jahre eingeschränkte Garantie

Benutzerfreundlichkeit

Bürstenkopfsystem: Einfach aufsteckbare Bürstenköpfe

Akkuanzeige: Anzeige zeigt Akkustatus an

Handstück: Schlankes, ergonomisches Design

Anzeige: Beleuchtetes Display

Reinigungsdauer: Bis zu 3 Wochen***

Artikel enthalten

Ladegerät: 1

Bürstenköpfe: 1 AdaptiveClean

Handstücke: 1 FlexCare Platinum

Reinigungsleistung

Leistung: Entfernt bis zu 10 x mehr Plaque*

Geschwindigkeit: Bis zu 62.000

Bürstenkopfbewegungen/Min.

Vorteile für die Gesundheit: Verbessert die Gesundheit Ihres Zahnfleisches in nur 2 Wochen

Drucksensor: Vibrierendes Handstück zur Warnung des Benutzers

Weißer Zähne: Hilft, Verfärbungen auf natürliche Weise zu entfernen

Timer: 4-Quadranten-Timer und 2-Minuten-Timer

Programme

Clean: Für ausgezeichnete tägliche Reinigung

3 Intensitätsstufen: Niedrig, Mittel, Hoch

Weiß: Entfernt oberflächliche Verfärbungen

Deep Clean: Für eine besonders gründliche Reinigung

