

# PHILIPS

## sonicare

Elektrische Schallzahnbürste  
- Praxismodell

FlexCare Platinum

3 Putzprogramme,  
3 Intensitäten

2 Bürstenköpfe

Mit Drucksensor

Zungenreiniger und  
Zungenspray



HX9188/10



## Gründliche, sanfte Reinigung

10 Mal mehr Plaque-Entfernung und gesünderes  
Zahnfleisch\*

Mit FlexCare Platinum ist auch die gründlichste Reinigung schonend für Zähne und Zahnfleisch. Dank AdaptiveClean Bürstenkopf und intuitivem Drucksensor erhalten Sie maximale Plaque-Entfernung und ein sanftes Reinigungserlebnis, egal wie Sie putzen.

### Innovative Technologie

- Speziell für die Zunge entwickelt
- Eine leistungsstarke Kombination

### Zähneputzen wie von Experten empfohlen

- Macht Sie darauf aufmerksam, wenn Sie zu hart bürsten

### Für ein individualisiertes Putzerlebnis

- Drei Intensitätsstufen und drei Reinigungsmodi
- Das neue Deep Clean-Putzprogramm: Problemstellen mühelos pflegen

### Tiefenreinigung mit Philips Sonicare

- AdaptiveClean-Technologie für eine gründliche und dennoch sanfte Reinigung
- Passt sich der Form Ihrer Zähne und des Zahnfleischs für eine gründlichere Reinigung an
- Dynamische Reinigungswirkung für eine bessere Mundgesundheit

# Besonderheiten

## Gründliche Reinigung, egal wie Sie putzen



Alte Gewohnheiten sind schwer loszuwerden, außer wenn Sie mit der nächsten Generation der FlexCare Platinum putzen. Dank des innovativen AdaptiveClean Bürstenkopfs und des intuitiven Drucksensors, die das Herzstück der AdaptiveClean Technologie sind, lassen sich selbst schwer erreichbare Stellen leicht pflegen. Die Borsten des AdaptiveClean Bürstenkopfs bewegen sich mit bis zu 4 Mal mehr Oberflächenkontakt um Zähne und Zahnfleisch\*\* für bis zu 10 Mal höhere Plaque-Entfernung. Wenn Sie zu stark putzen, lässt der Drucksensor das Handstück der Zahnbürste sanft pulsieren. So ist die Zahnbürste sanft zum Zahnfleisch und gleichzeitig stark bei Plaque.

## AdaptiveClean Bürstenkopf



Unser AdaptiveClean Bürstenkopf ist der einzige Bürstenkopf für eine elektrische Zahnbürste, der sich der einzigartigen Form Ihrer Zähne und Ihres Zahnfleisches anpassen kann. Mit weichen, flexiblen Seiten aus Gummi kann sich dieser Bürstenkopf jeder Kontur anpassen. Er bietet bis zu 4 Mal mehr Oberflächenkontakt und bis zu 10 Mal höhere


Plaque-Entfernung entlang des Zahnfleischrands und zwischen den Zähnen. Da die Bürste sich am Zahnfleisch entlang bewegt, wird möglicher übermäßiger Druck absorbiert. So können Sie sanft zum Zahnfleisch sein, egal wie Sie putzen.

## Intuitiver Drucksensor



Vielleicht bemerken Sie es nicht, wenn Sie zu hart bürsten, aber Ihre Zahnbürste FlexCare Platinum wird dies tun. Wenn Sie zu viel Druck ausüben, lässt der intuitive Drucksensor das Handstück der Zahnbürste sanft vibrieren, damit Sie ganz genau wissen, wann Sie weicher bürsten sollten. 7 von 10 Personen, die aggressiv putzten, konnten laut Studien dank des Drucksensors den Druck beim Bürsten erfolgreich reduzieren.


## Individuelles Zähneputzen



Mit drei Intensitätsstufen und drei Reinigungsmodi bietet FlexCare Platinum durch wahrhaft gründliche Reinigung optimalen Komfort. Wenn Sie besonders auf Problemstellen achten müssen, können Sie mit dem dreiminütigen Deep Clean-Modus hervorragende Ergebnisse erzielen.


Verwenden Sie den Clean-Modus für eine erstklassige tägliche Reinigung oder den White-Modus zur Entfernung von Verfärbungen. Stellen Sie die Intensität nach Ihren persönlichen Vorlieben auf niedrig, mittel oder hoch.

## Design



Bei gesunden Patienten werden bis zu 80 % des Mundgeruchs von der Zunge verursacht. Die meisten Patienten reinigen diese aber nicht, und diejenigen, die sie reinigen, tun dies meist mit einer Handzahnbürste, die nicht auf die Reinigung der Zunge ausgelegt ist.

## Deep Clean-Putzprogramm



Unser neues "Deep Clean"-Putzprogramm reinigt selbst schwer erreichbare Stellen besonders effektiv. Die einzigartige Bewegung des Bürstenkopfs in diesem Putzprogramm sowie eine erweiterte dreiminütige Putzzeit machen es zur idealen Wahl für die gründliche Pflege von Problemstellen.

# Daten

## Design und Materialausführung

Farbe: Platin-Grau

## Leistung

Stromspannung: 110 bis 220 V

## Technische Daten

Batterie: Wiederaufladbar

Betriebsdauer (voller bis leerer Akku):

Akkulaufzeit von 3 Wochen

Batterietyp: Lithium-Ionen

## Service

Gewährleistung: 2 Jahre eingeschränkte

Garantie

## Benutzerfreundlichkeit

Anzeige: Beleuchtetes Display

Bürstenkopfsystem: Einfach aufsteckbare

Bürstenköpfe

Akkuanzeige: Anzeige zeigt Akkustatus an

Handstück: Schlankes, ergonomisches Design

Reinigungsdauer: Bis zu 3 Wochen\*\*\*

## Artikel enthalten

Handstücke: 1 FlexCare Platinum

Ladegerät: 1

Bürstenköpfe: 1 AdaptiveClean, 1 InterCare (Standard)

Transporttasche: 1

Antibakterielles Zungenspray: 60 ml

Zungenreiniger: 1

## Reinigungsleistung

Vorteile für die Gesundheit: Verbessert die Gesundheit Ihres Zahnfleisches in nur 2 Wochen

Leistung: Entfernt bis zu 10 x mehr Plaque\*

Geschwindigkeit: Bis zu 62.000

Bürstenkopfbewegungen/Min.

Drucksensor: Vibrierendes Handstück zur Warnung des Benutzers

Weißer Zähne: Hilft, Verfärbungen auf

natürliche Weise zu entfernen

Timer: 4-Quadranten-Timer und 2-Minuten-Timer

## Inhaltsstoffe

Zungenspray – Inhaltsstoffe: Wasser, Propylenglycerol, PEG-40, hydriertes Rizinusöl, Aroma, Zinkgluconat, PEG-12 Polydimethylsiloxan, Cetylpyridiniumchlorid, Eukalyptus, Citriodora-Öl, Thymol, Natriumsaccharin, Limonen, CI42090

## Programme

Clean: Für ausgezeichnete tägliche Reinigung

3 Intensitätsstufen: Hoch, Niedrig, Mittel

Weiß: Entfernt oberflächliche Verfärbungen

Deep Clean: Für eine besonders gründliche Reinigung

## Haltbarkeit

Haltbarkeit: 36 Monate

Nach dem Öffnen: 6 Monate



\* Entfernt bis zu 7-mal mehr Plaque als eine Handzahnbürste

\*\* Im Vergleich zu einem DiamondClean Bürstenkopf

\*\*\* basierend auf zwei Zahnputzyklen von jeweils zwei Minuten pro Tag