



Philips VisaCare Prestige
Rozwiązanie do
odmładzania skóry
Promienna, zdrowo wyglądająca
skóra

Bardziej jędrna skóra
Stosowanie na mokrej i suchej
skórze
Z końcówką codzienną i
normalną

SC6250/01

Odmłodzona, bardziej jędrna skóra wzmocniona od środka

Codziennie rozwiązanie zapewniające zdrowy wygląd skóry

Kiedy skóra jest młoda, szybko się regeneruje, zachowując jędrność i promienny wygląd. Wraz z upływem czasu metabolizm skóry zwalnia. Właśnie dlatego stworzyliśmy VisaCare Prestige — rozwiązanie odmładzające skórę, które rozwiązuje problemy z utratą jędrności i poszarzałą cerą.

Wygodne użytkowanie

- Końcówkę normalną przeznaczoną do stosowania dwa razy w tygodniu
- Końcówki codziennej można używać codziennie w celu uzyskania optymalnych efektów
- Bezprzewodowe użytkowanie

Łagodne działanie dla skóry

- Końcówki można używać na wilgotnej skórze, aby uzyskać gładziły poślizg
- Pomaga w lepszym wchłanianiu kremu nawilżającego
- Produkt opracowany z udziałem dermatologów i innych ekspertów w dziedzinie skóry.
- Do wszystkich typów skóry

Końcówka codzienna zapewniająca promienny, zdrowy wygląd skóry

- Stymulacja skóry zapewnia promienny, zdrowy wygląd

Końcówka normalna zwiększająca jędrność skóry

- Głęboka stymulacja tkanek zapewniająca bardziej jędrną skórę


PHILIPS

Rozwiązanie do odmładzania skóry

Promienna, zdrowo wyglądająca skóra Bardziej jędrna skóra, Stosowanie na mokrej i suchej skórze, Z końcówką codzienną i normalną


Zalety

Promienna, zdrowo wyglądająca skóra



150 000 kryształowych cząsteczek na końcówce codziennej delikatnie usuwa martwe komórki naskórka. Stymulacja skóry pobudza krążenie krwi, zapewniając zdrowy, młodzieńczy blask. Końcówki można używać codziennie. 86% kobiet przyznaje*: „Moja skóra wygląda bardziej młodzieńczo”.

Bardziej jędrna skóra



Głęboka stymulacja tkanek przy użyciu końcówki normalnej zapewnia bardziej jędrną skórę. Większą jędrność skóry potwierdza 92% kobiet*.

Końcówka codzienna do stosowania każdego dnia



Z końcówką codzienną uzyskasz natychmiastowe efekty już po 5-minutowych zabiegach każdego dnia.

Końcówka normalna do stosowania dwa razy w tygodniu



Używaj końcówki normalnej dwa razy w tygodniu do przeprowadzania intensywnych, zaledwie 5-minutowych zabiegów, które ujędrnią Twoją skórę.

Opracowane przez ekspertów

Urządzenie VisaCare Prestige zostało opracowane z udziałem dermatologów i innych ekspertów w dziedzinie skóry. Technologia odmładzania skóry została przystosowana do bezpiecznego użytkowania w domowym zaciszu.

SC6250/01

Stosowanie na mokrej i suchej skórze



To urządzenie opracowano z myślą o optymalnych efektach na mokrej skórze. Wystarczy przed użyciem zwilżyć skórę niewielką ilością wody. Urządzenia można również używać na suchej skórze — wybór należy do Ciebie. Niezależnie od tego, którą metodę wybierzesz, skóra stanie się bardziej jędrna, jednak z pewnością zauważysz, że końcówka płynniej przesuwa się po mokrej skórze, dzięki czemu zabieg jest przyjemniejszy i delikatniejszy.

Lepsze wchłanianie kremów

Oczyszczanie skóry za pomocą tego urządzenia skutkuje efektywniejszym usuwaniem pozostałości makijażu, martwych komórek naskórka i innych zanieczyszczeń. Efekt głębokiego oczyszczenia sprawia, że Twoje ulubione produkty do pielęgnacji skóry, takie jak kremy, balsamy i olejki, są lepiej wchłaniane.

Do wszystkich typów skóry

Kryształowe cząsteczki końcówek urządzenia VisaCare Prestige są łagodne dla skóry, ponieważ mają do 20 razy mniejszy rozmiar niż cząsteczki normalnego peelingu. Urządzenie jest odpowiednie dla wszystkich rodzajów skóry — również dla skóry wrażliwej.

Bezprzewodowe użytkowanie

Wyjątkowa, bezprzewodowa konstrukcja urządzenia VisaCare umożliwia przeprowadzanie zabiegów w najwygodniejszy sposób.

Rozwiązanie do odmładzania skóry

Promienna, zdrowo wyglądająca skóra Bardziej jędrna skóra, Stosowanie na mokrej i suchej skórze, Z końcówką codzienną i normalną

Dane techniczne

Elementy zestawu

- Szczoteczka do czyszczenia: Wskazówki dotyczące czyszczenia urządzenia VisaCare
- Indywidualnie dopasowane końcówki: Końcówka codzienna i końcówka normalna
- Instrukcja użytkownika: Pełna instrukcja obsługi
- Etui do przechowywania: Do przechowywania, również podczas podróży
- Zasilacz: Zasilacz 100–240 V
- Ekskluzywna, wygodna podstawka: podstawka do ładowania i przechowywania

Moc

- Napięcie: 100–240 V
- Zasilanie: Akumulator

Serwis

- Gwarancja: 2-letnia ograniczona gwarancja

Łatwość użytkowania

- Wskaźnik akumulatora: podświetlana ikona
- Indywidualnie dopasowane końcówki: Końcówka codzienna i końcówka normalna
- Łatwa obsługa: Ergonomiczna i elegancka konstrukcja



Data wydania 2024-01-04

Wersja: 3.4.1

EAN: 87 10103 79235 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com

* Wyniki testu przeprowadzonego na 51 kobietach przez niezależną agencję w 2015 r.