

PHILIPS

sonicare

Serie 2 zum Plaque-Schutz

2 Series plaque control

1 Putzprogramm

1 Bürstenkopf



HX6231/40



Entfernt bis zu 100 % mehr Plaque* für gesundes Zahnfleisch

* im Vergleich zu einer Handzahnbürste

Bietet hervorragende Plaque-Entfernung auf Knopfdruck

Hilft Ihnen bei der Einhaltung zahnärztlicher Empfehlungen

- Der 4-Quadranten-Timer gewährleistet gründliches Zähneputzen
- Der 2-Minuten-Timer hilft Ihnen, die empfohlene Putzdauer einzuhalten

Für ein individualisiertes Putzerlebnis

- Die Easy-Start-Funktion erleichtert den Umstieg von einer Handzahnbürste

Sorgt für sicht- und fühlbare Reinigungsergebnisse

- Angewinkelter Bürstenkopf, um die hinteren Backenzähne besser erreichen zu können
- Dynamische Flüssigkeitsströmung unterstützt die Reinigungsleistung in den Zahnzwischenräumen
- Entfernt bis zu 2 Mal mehr Plaque als eine Handzahnbürste

Weltweit von Zahnärzten empfohlen

- Bessere Plaque-Entfernung zur Reduzierung von Karies
- Sicher bei Zahnspangen, Zahnersatz, Veneers


Besonderheiten

Verringert Kariesbildung



Ermöglicht eine gründlichere Plaque-Entfernung und macht die hinteren Backenzähne leichter erreichbar; zweimal tägliches Zähneputzen mit dieser Bürste kann dabei helfen, Karies zu verringern.

Entfernt bis zu 2 x mehr Plaque



Dieser Bürstenkopf entfernt bis zu 2 Mal mehr Plaque als eine Handzahnbürste

Sonicare Schalltechnologie



Unsere Schalltechnologie bietet eine besonders effektive dynamische Reinigung, die die Flüssigkeit bis tief in die Zahnzwischenräume und entlang des Zahnfleischrands spült, für eine gründliche und dennoch sanfte Reinigung.

Sicher und sanft




Die sanften Bewegungen dieser elektrischen Schallzahnbürste von Philips Sonicare sind sicher für Zahnersatz sowie Zahnspangen, Implantate und Veneers, damit Sie sorglos Zähneputzen können.

Besseres Erreichen der Backenzähne



Diese Zahnbürste zum Entfernen von Plaque verfügt über einen schlanken, angewinkelten Bürstenkopf, der einen besseren Zugang zu den hinteren Zähnen und schwer zugänglichen Stellen ermöglicht.

Easy-Start-Funktion



Die Easy-Start-Funktion erhöht die Putzintensität der Schallzahnbürste im Laufe der ersten 14 Anwendungen. So gewöhnen Sie sich leichter an das Putzen mit der Sonicare


Schallzahnbürste und sorgen für einen optimalen Übergang von der Hand- zur Sonicare Schallzahnbürste.

2-Minuten-Timer



Diese elektrische Schallzahnbürste von Philips Sonicare verfügt über einen speziellen 2-Minuten-Timer, mit dem die Einhaltung der von Zahnärzten empfohlenen Putzdauer von 2 Minuten erleichtert wird.

4-Quadranten-Timer



Der 4-Quadranten-Timer unterstützt gründliches Zähneputzen im ganzen Mund. Die Zahnbürste gibt alle 30 Sekunden einen Signalton aus und zeigt so an, dass es Zeit ist, zu einem anderen Bereich im Mund zu wechseln.

Daten

Leistung

Stromspannung: 110 bis 220 V

Technische Daten

Batterie: Wiederaufladbar

Betriebsdauer (voller bis leerer Akku): Bis zu 2 Wochen

Batterietyp: NiMH

Consumer Trade Item

Height: 24.4

Width: 11.1

Length: 6.4

Net Weight: 0.269

Gross Weight: 0.352

GTIN: 08710103733614

Country of origin: CN

Harmonized system code: 85098000

Außenkarton

Height: 20.3

Width: 11.9

Length: 23.6

Net Weight: 0.807

Gross Weight: 1.183

GTIN: 18710103733611

Design und Materialausführung

Farbe: Himmelblau

Service

Gewährleistung: 2 Jahre eingeschränkte Garantie

Sonstiges

Height: 111.2

Width: 80

Length: 120

GTIN: 68710103733616

Benutzerfreundlichkeit

Akkuanzeige: Anzeige zeigt Akkustatus an

Bürstenkopfsystem: Einfach aufsteckbare Bürstenköpfe

Handstück: Schlankes, ergonomisches Design

Reinigungsdauer: Bis zu 2 Wochen

Artikel enthalten

Ladegerät: 1

Handstücke: 1 Serie 2 zum Plaque-Schutz

Bürstenköpfe: 1 ProResults (Standard)

Reinigungsleistung

Geschwindigkeit: Bis zu

31.000 Bürstenkopfbewegungen/Min.

Vorteile für die Gesundheit: Verringert Kariesbildung

Leistung: Bis zu 2 Mal mehr Plaque-Entfernung*

Timer: 4-Quadranten-Timer und 2-Minuten-Timer

Programme

Clean: Für ausgezeichnete tägliche Reinigung

