

Philips Sonicare AirFloss
Sonicare AirFloss

Oplaadbaar
met 1 spuitkop



HX8111/12

Een eenvoudigere flosmethode

Verbetert de gezondheid van uw gebit op vriendelijke en effectieve wijze

Als u van flossen geen dagelijkse routine voor mondverzorging hebt gemaakt, worden de bacteriën tussen uw tanden niet goed verwijderd en kunnen er infecties ontstaan.

Sonicare AirFloss helpt bij een grondige gebitsreiniging zonder gedoe met tandzijde.

Achieve a 30-second clean

- Eenvoudig met één druk op de knop te gebruiken; net zo eenvoudig als een muisklik

Bewezen verbetering van de mondhygiëne

- Verwijdert tot 99,9% tandplak

Eenvoudig: richten en activeren

- Eenvoudig vulbaar reservoir
- Geleidetip voor eenvoudige plaatsing
- Met de Microburst-technologie reinigt u met één druk op de knop
- Klein, gebogen mondstuk om eenvoudig moeilijk bereikbare plekken te reinigen
- Slank, gemakkelijk vast te houden handvat
- Geschikt voor standaard Sonicare-opladers
- Na twee weken opladen

PHILIPS
sonicare

Kenmerken

Microburst-technologie



De Microburst-technologie geeft een korte stoot lucht en kleine waterdruppeltjes af om diep tussen de tanden te reinigen op plekken waar een tandenborstel niet kan komen

Kleine, gebogen spuitkop



Klein, gebogen mondstuk om eenvoudig moeilijk bereikbare plekken te reinigen

Slank, gemakkelijk vast te houden handvat



Moeiteloos te hanteren in de mond.

Na twee weken opladen



U kunt de AirFloss twee weken gebruiken voordat u deze weer hoeft op te laden.

Geleidetip



Glijd met de geleidetip langs de tandvleesrand tot u voelt dat de tip tussen de tanden komt. De geleidetip biedt een gemakkelijke plaatsing zelfs bij de moeilijk bereikbare kiezen.

Geschikt voor Sonicare-opladers



U hebt maar één oplader nodig om uw Sonicare-producten op te laden.

Eenvoudig met één druk op de knop te gebruiken




Eenvoudig met één druk op de knop te gebruiken voor een eenvoudige reiniging in 60 seconden.

Eenvoudig vulbaar reservoir



Het eenvoudig vulbare reservoir gebruikt maar een klein beetje water voor minder geknoei. Vul het reservoir met mondspoeling voor een betere mondhygiëne.

Verwijdert tot 99,9% tandplak



AirFloss gebruikt lucht en microdruppels van water of mondwater om tot 99% van het tandplak tussen de tanden te verwijderen*

Specificaties

Vermogen

- Spanning: Oplader voor verschillende voltages

Technische specificaties

- Gebruiksduur: Vervang de spuitkop iedere 6 maanden
- Batterij: Oplaadbaar
- Gebruikstijd (van volledig opgeladen tot leeg): 2 weken of 14 keer een volledig gebruik
- Oplaadtijd: 24 uur

Service

- Garantie: 2 jaar beperkte garantie

Gebruiksgemak

- Batterij-indicator: Het lampje in de aan-uitknop knippert om aan te geven dat de batterij moet worden opgeladen
- Handvat: Slank, ergonomisch design



Publicatiedatum
2023-05-19

Versie: 2.0.1

EAN: 87 10103 57761 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* Vergeleken met een gewone tandenborstel