

PHILIPS

IPL-
hårfjerningsenhet

Lumea IPL 9000
Series

Med SenseIQ-teknologi

Presisjonsområder, kroppen og
ansiktet

Med SmartSkin-sensor

Både trådløs bruk og bruk med
ledning



BRI955



Forbli hårfri i minst seks måneder* med vår raskeste og mest effektive IPL

IPL-behandlingen som er mest effektiv 6 måneder etter fullført behandlingssyklus**. IPL-teknologi med SenseIQ gir langvarig hårfjerning over hele kroppen fra ditt eget, trygge hjem. Få salongglatt hud med personlig veiledning via Lumea IPL-appen.

Langvarig glatt hud med Lumea IPL-teknologi

- IPL-teknologi for hjemmebruk, utviklet i samarbeid med hudspesialister
- Beviselig skånsom og effektiv behandling
- SenseIQ-teknologi for tilpasset hårfjerning
- Totalt 450 000 blink*****

Spesialbehandling av forskjellige kroppsområder

- Presisjonstilbehør for bikinilinje og armhuler
- Kroppstilbehør med buet utforming
- Ansiktstilbehør for presisjon med ekstra filter
- SmartSkin-sensor med fem komfortinnstillinger
- Gi behandlingen et personlig preg med Philips Lumea IPL-appen
- Passer til en rekke hår- og hudtyper


Enkel i bruk

- The most convenient IPL*****

Spesialbehandling av forskjellige kroppsområder

Høydepunkter

6 måneder uten hår*



IPL står for Intense Pulsed Light. Det er en teknologi som bruker varmt og mykt lys som får håret til å hvile. Lyset går til hårroten, slik at follikkelen går inn i en hvilefase og stimulerer håret som skal frigjøres. Gjentatte behandlinger hindrer gradvis at håret vokser tilbake, slik at huden blir vakker hårfri og glatt å ta på. Philips Lumea er utviklet i samarbeid med hudspesialister og er klinisk testet for å sikre en enkel, effektiv og komfortabel behandling, selv på sensitive områder, i ditt eget hjem.


Behandling av kroppsområder



Kroppen din er unik. Og kroppens hud, kurver og konturer bør også behandles unikt. Lumea-tilbehøret for hele kroppen er formet slik at de passer perfekt til hver eneste kurve, og de tilpasser programmer som er skreddersydd for alle kroppsområdene dine.


Behandlingsvinduerne er utformet for å gi best mulig kontakt med huden slik at lyset ikke slipper unna, noe som gir deg effektive og skånsomme behandlinger selv på ømfintlige eller sensitive områder.

3 behandlinger, 92 % mindre hår***



Objektive studier viser opptil 92 % hårreduksjon etter tre behandlinger***. Utfør de fire første behandlingene hver andre uke og de neste åtte behandlingene hver fjerde uke. Etter tolv behandlinger får du seks hårfrie måneder med glatt hud*.

SenseIQ-teknologi



Senses. SmartSkin-sensoren fra Lumea registrerer hudtonen og angir den mest komfortable lysinnstillingen for deg. Tilpasser. Intelligente tilbehør justerer programmer som er skreddersydd for alle kroppsområder. Skånsom. SmartSkin-sensoren er utviklet i samarbeid med hudspesialister og er inspirert av deg for å kunne gi en skånsom hårfjerning som varer lenge, selv på ømfintlige områder****.

Totalt 450 000 blink*****



Lampen kan blinke opptil 450 000 ganger i hele levetiden*****.

Presisjonstilbehør



Det smarte presisjonstilbehøret er middels stort med et behandlingsvindu på 3 cm² for nøyaktig dekning av bikinilinen og armhulene. Den buede utformingen følger kroppens konturer tett for maksimal hudkontakt. Når tilbehøret klikkes på apparatet, får du et skreddersydd program for kroppsdelen.

Tilbehør til kropp



Det smarte kroppstilbehøret har vårt største behandlingsvindu: 4,1 cm². Dermed er det perfekt for en rask behandling på større kroppsdeler som ben, armer og mage. Du kan faktisk behandle begge leggene på bare 8,5 minutter. Den buede utformingen følger kroppens konturer for maksimal hudkontakt. Klikk tilbehøret på, så får du et skreddersydd program for kroppen. 83 % av alle kvinner ble fornøyd med hårreduksjonen på bena*****.

Spesifikasjoner

Tekniske spesifikasjoner for tilbehøret

Tilbehør for kroppsbehandling: Form: Konveks bue, Vindusstørrelse: 4,1 cm², Tilpasset behandling for kroppen

Tilbehør for ansiktsbehandling: Form: Flat, Vindusstørrelse: 2 cm², ekstra filter, Tilpasset behandling for ansiktet

Tilbehør for presisjonsbehandling: Form: Konkav bue, presis, Vindusstørrelse: 3 cm², Tilpasset behandling av bikinilinen, Tilpasset behandling for armhuler

Bruksområder

Kroppsområder: Armer, Ben, Mage

Ansiktsområder: Hake, Overleppe, Kjeveparti

Sensitive områder: Armhulene, Bikinilinje

Sikkerhet og justerbare innstillinger

Integrert UV-filter: Beskytter huden mot UV-stråler

5 innstillinger for lysenergi: Kan tilpasses til

hudtypen din

Integrert sikkerhetssystem: Forhindrer utilsiktede lysglimt

Probe for hudfarge: Gjenkjenner hudtypen

SmartSkin-probe: Få rett innstilling på forespørsel

Programmodus

Slide and Flash: For rask bruk

Bruk med kabel / trådløs bruk: Både trådløs bruk og bruk med ledning

Stamp and Flash: For behandling på små områder

Drift

Spenning: 100–240 V

Strømsystem: Oppladbart batteri

Tekniske spesifikasjoner

Lampe med høy effekt: Leverer 450 000 lysglimt*****

Service

Garanti: 2-års global garanti

Deler som medfølger

Brukerhåndbok: Brukerhåndbok

Oppbevaring: Luksuriøs veske

Adapter: 19,5 V / 4000 mA

Påføringstid

Underarmer: 2,5 min

Bikinilinje: to minutter

Ansiktsområder: 1,5 min

Legger: 8,5 min



* Median hårreduksjon etter 12 behandlinger: 77 % på bena, 64 % i bikinilinen, 64 % i armhulene
* * Medianresultat: 58 % hårreduksjon etter 12 behandlinger
* * * Når behandlingsplanen følges, målt på bena, individuelle resultater kan variere
* * * * Når behandlingsplanen følges
* * * * * Beregnet for bruk på legger, bikinilinje, armhuler og ansikt. Lampens levetid forlenger ikke den to år lange verdensomspennende Philips-garantien
* * * * * Undersøkelse utført i Nederland og Østerrike med 46 kvinner: resultater etter tre behandlinger på leggene, bikinilinen, armhulene samt to behandlinger i ansiktet
* * * * * Basert på trådløs bruk, vindusstørrelse og buet tilbehør
* * * * * * Test utført i 2020, i Storbritannia på 190 respondenter