

# PHILIPS

## sonicare

Elektrische sonische tandenborstel met app

DiamondClean Smart

Persoonlijke begeleiding

Smart-opzetborstelsensoren

Slimme herkenning van opzetborstels

4 poetsstanden, 3 sterktes



HX9912/18



## Onze beste tandenborstel ooit, voor een complete mondverzorging

100% verzorging: voel u zelfverzekerd

De DiamondClean Smart is onze beste tandenborstel, voor complete verzorging. Vier hoogwaardige opzetborstels zorgen voor een volledige mondhygiëne. Onze Smart Sensor-technologie geeft u persoonlijke feedback en coaching op maat.

### Bewezen verbetering van de mondhygiëne

- Verwijdert tot wel 10x meer tandplak\* voor een grondige reiniging

### Persoonlijke in-app coaching voor beter tandenpoetsen

- U wordt begeleid bij het poetsen en ziet gemiste gebieden
- Leidt u terug naar de overgeslagen plekken voor een 100% schoon gebit
- Vergeet uw probleemgebieden niet
- Waarschuwt u wanneer u te hard drukt
- Helpt u om minder te 'schrobben'

### Optimaliseer het poetsen

- Opzetborstels selecteren automatisch de optimale instellingen
- Zorg dat u de opzetborstel optimaal gebruikt
- Kies uit 4 poetsstanden en 3 intensiteitsniveaus
- Premium oplaadglas en reisetui


## Kenmerken

### Tandplak behoort tot het verleden




Klik de C3 Premium Plaque Control-opzetborstel op het handvat voor onze meest grondige reiniging. Door de zachte, buigzame zijanten volgen de borstelharen het oppervlak van elke tand waardoor de borstel de tand 4x beter raakt\*\*\* en er tot 10x meer tandplak op moeilijk bereikbare plaatsen wordt verwijderd\*.

### Sla nooit meer een plekje over




De Philips Sonicare-app geeft u een seintje als u uw gebit grondig hebt gereinigd en helpt u om beter en aandachtiger te poetsen.

### Poetscorrectie-functie




Als u tijdens het poetsen van uw tanden een plekje overslaat, wordt dit door de Poetscorrectie-functie van de app aangegeven. Geef dat gedeelte nu uw aandacht en u weet zeker dat u elke keer uw gebit 100% poetst.

### Slimme vervangingsherinneringen




Opzetborstels slijten na verloop van tijd en verwijderen daardoor ook minder tandplak. Dankzij de Smart-herkenning van opzetborstels weet u precies wanneer u de opzetborstel moet vervangen. Uw tandenborstel houdt bij hoelang en hoe hard u met de opzetborstel hebt gepoetst en waarschuwt wanneer u de opzetborstel moet vervangen. U kunt de levensduur van de opzetborstel ook in de Philips Sonicare-app controleren en zelfs nieuwe opzetborstels bestellen, zodat u nooit zonder zit.

### Aandachtsgebieden en doelen stellen



Heeft uw tandarts aangegeven waar u beter moet poetsen? Dat wordt ook aangegeven op de 3D-mondkaart in de app en u krijgt handige herinneringen.

### Poetst u te hard?



U merkt wellicht niet dat u te hard poetst maar uw DiamondClean Smart ontgaat dat niet. Als u te hard drukt, gaat de ring aan het einde van


het handvat knipperen en weet u dat u minder hard moet poetsen. Laat de borstel het werk doen. 7 van de 10 personen vonden deze functie handig en gingen daardoor beter hun tanden poetsen.

### Eenvoudiger wordt het niet



Bij een elektrische tandenborstel doet de borstel het werk. In het handvat zit een poetsensor die aangeeft dat u minder moet 'schrobben'. Op die manier gaat u niet alleen beter maar ook zachter en effectiever uw tanden poetsen.

### BrushSync-koppeling van poetsstanden



Vraagt u zich wel eens af welke poetsstand en intensiteit u moet gebruiken? Dat is niet meer nodig. Een microchip in de opzetborstel geeft aan de DiamondClean Smart door met welke instellingen u poetst. Als u bijvoorbeeld een opzetborstel voor tandvleesverzorging op het handvat klikt, weet de tandenborstel exact welke poetsstand en intensiteit optimaal zijn voor het reinigen van uw tandvlees. U hoeft alleen nog maar op de aan-uitknop te drukken.

# Specificaties

## Connectiviteit

**Draadloze Bluetooth®-technologie:** Verbonden tandenpoetsapp

## Vermogen

**Spanning:** 110-220 V

## Technische specificaties

**Gebruikstijd (van volledig opgeladen tot leeg):** 14 dagen\*\*\*\*\*

**Batterij:** Oplaadbaar

**Batterijtype:** Lithium-ion

## Ontwerp en afwerking

**Kleur:** Zwart, Wit

## Service

**Garantie:** 2 jaar beperkte garantie

## Compatibiliteit

**Compatibiliteit met Android:** Android-telefoons, Tablets met Bluetooth 4.0

**Compatibel met iOS:** iPad 3e generatie of hoger, iPhone 4S of hoger, met iOS7 of hoger

## Gebruiksgemak

**Handvat:** Slank, ergonomisch design

**Batterij-indicator:** Brandend lampje geeft de levensduur van de batterij aan

**Compatibel met handvat:** Gemakkelijk opklikbare opzetborstels

**Display:** Verlicht display

**Herkenning van opzetborstel:** Synchroniseert met de optimale poetsstand

**Vervangingsherinnering:** Altijd de beste resultaten, herinneringsicoon gaat branden

## Meegeleverde artikelen

**Opzetborstels:** 2 C3 Premium Plaque Defence

**Handvat:** 2 DiamondClean Smart

**Reisetui:** 2, Oplaadrijetui met USB

**Opladglas:** 2

## Reinigingsprestaties

**Prestaties:** Verwijdert tot wel 10 keer meer tandplak\*

**Gezondheidsvoordelen:** Helpt bij het verbeteren van de gezondheid van uw tandvlees

**Snelheid:** Tot 62.000 poetsbewegingen/min

**Timer:** BrushPacer en SmarTimer

**Feedback bij te veel druk:** Ring gaat paars branden, Laat het handvat trillen om de gebruiker te waarschuwen

**Poetscorrectie:** Zorgt voor een 100% schoon gebit

## Poetsstanden

**3 sterktes:** Laag, Medium, Hoog

**Clean:** Buitengewoon schoon, elke dag

**Deep Clean+:** Voor een verkwikkend grondige

reiniging

**Gum Health:** Speciale aandacht voor kiezen

**White+:** Verwijdert oppervlaktevlekken

## BrushSync-koppeling van poetsstanden

**G3 Premium Gum Care-opzetborstel:** Koppelt met de Gum Health-poetsstand

**W3 Premium White-opzetborstel:** Koppelt met de White+-poetsstand

**C3 Premium Plaque Defence:** Koppelt met de Clean-poetsstand

## Slimme sensortechnologie

**Poetsdruksensor:** Waarschuwt wanneer u te hard poest

**Locatiesensor:** Volgt het poetsen en zorgt voor een schoon gebit

**Schrobsensor:** Waarschuwt wanneer er te hard wordt geschrobd

**3D-mondkaart:** Geeft probleemgebieden aan

**Poetscorrectie:** Voor het poetsen van overgeslagen tanden en kiezen

## Software-ondersteuning

**Software-updates:** Philips biedt relevante software-updates aan gedurende 2 jaar na de aankoopdatum.



\* Verwijdert tot wel 7 keer meer tandplak dan een handtandenborstel

\*\* vergeleken met een handtandenborstel met een goede tandpasta voor wittere tanden

\*\* vergeleken met DiamondClean

\*\*\*\* in de Gum Health-poetsstand vergeleken met een handtandenborstel gedurende 2 weken

\*\*\*\*\* na 3 dagen White+-poetsstand vergeleken met een handtandenborstel

\*\*\*\*\* op basis van twee poetsbeurten van twee minuten per dag in de standaardpoetsstand