

Philips Sonicare AirFloss
Tussen de tanden,
oplaadbaar

Opladbaar
met 1 spuitkop



HX8111/02

Philips AirFloss - Een gemakkelijker manier om te flossen

Verbeter de gezondheid van uw gebit op vriendelijke en effectieve wijze

Als u van flossen geen dagelijkse routine hebt gemaakt, worden de bacteriën tussen uw tanden niet goed verwijderd. De Philips Sonicare AirFloss helpt bij een grondige gebitsreiniging zonder gedoe met tandzijde.

Achieve a 30-second clean

- Eenvoudig met één druk op de knop te gebruiken; net zo eenvoudig als een muisklik

Bewezen verbetering van de mondhygiëne

- Verwijdert tot 99,9% tandplak

Eenvoudig: richten en activeren

- Eenvoudig vulbaar reservoir
- Geleidetip voor eenvoudige plaatsing
- Met de Microburst-technologie reinigt u met één druk op de knop
- Klein, gebogen mondstuk om eenvoudig moeilijk bereikbare plekken te reinigen
- Slank, gemakkelijk vast te houden handvat
- Geschikt voor standaard Sonicare-opladers
- Na twee weken opladen

PHILIPS
sonicare

Tussen de tanden, oplaadbaar
Oplaadbaar met 1 spuitkop

HX8111/02

Kenmerken

Microburst-technologie



De Microburst-technologie geeft een korte stoot lucht en kleine waterdruppeltjes af om diep tussen de tanden te reinigen op plekken waar een tandenborstel niet kan komen

Eenvoudig met één druk op de knop te gebruiken



Eenvoudig met één druk op de knop te gebruiken voor een eenvoudige reiniging in 60 seconden.

Kleine, gebogen spuitkop



Klein, gebogen mondstuk om eenvoudig moeilijk bereikbare plekken te reinigen

Geleidetip



Glijd met de geleidetip langs de tandvleesrand tot u voelt dat de tip tussen de tanden komt. De geleidetip biedt een gemakkelijke plaatsing zelfs bij de moeilijk bereikbare kiezen.

Eenvoudig vulbaar reservoir



Het eenvoudig vulbare reservoir gebruikt maar een klein beetje water voor minder geknoei. Vul het reservoir met mondspoeling voor een betere mondhygiëne.

Slank, gemakkelijk vast te houden handvat




Moeiteloos te hanteren in de mond.

Geschikt voor Sonicare-opladers



U hebt maar één oplader nodig om uw Sonicare-producten op te laden.

Verwijdert tot 99,9% tandplak



AirFloss gebruikt lucht en microdruppels van water of mondwater om tot 99% van het tandplak tussen de tanden te verwijderen*

Na twee weken opladen

U hoeft de Philips AirFloss maar één keer in de twee weken op te laden.

Tussen de tanden, oplaadbaar
Oplaadbaar met 1 spuitkop

HX8111/02

Specificaties

Vermogen

- Spanning: Oplader voor verschillende voltages

Technische specificaties

- Batterij: Oplaadbaar
- Gebruiksduur: Vervang de spuitkop iedere 6 maanden
- Gebruikstijd (van volledig opgeladen tot leeg): 2 weken of 14 keer een volledig gebruik
- Opladtid: 24 hr

Service

- Garantie: 2 jaar beperkte garantie

Gebruiksgemak

- Batterij-indicator: Het lampje in de aan-uitknop knippert om aan te geven dat de batterij moet worden opgeladen
- Handvat: Slank, ergonomisch design



Publicatiedatum
2023-02-03

Versie: 2.0.1

EAN: 08 71010 35432 20

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* Vergeleken met een gewone tandenborstel