



**Philips Sonicare Power
Flosser 3000**
Jet dentaire

Jusqu'à 180 % plus efficace, pour
des gencives plus saines

Technologie Quad Stream
10 intensités
2 modes de nettoyage
interdentaire



HX3711/20

Jusqu'à 180 % plus efficace, pour des gencives plus saines*

Un nettoyage impeccable sans effort

Nettoyez parfaitement vos espaces interdentaires en toute simplicité et améliorez la santé de vos gencives. Notre technologie Quad Stream permet de couvrir plus de surface plus facilement, tandis que la technologie Pulse Wave vous guide le long des dents. C'est simple.

Un nettoyage sans effort grâce à une technologie sophistiquée

- Réservoir de 550 ml facile à remplir
- Technologie Quad Stream pour un nettoyage interdentaire plus rapide et efficace
- Une canule standard pour un nettoyage classique
- La technologie Pulse Wave vous guide le long des dents
- Aussi silencieux qu'un chuchotis, pour d'excellents résultats sans déranger les autres
- Canule Quad Stream pour une couverture maximale

Une personnalisation facile en fonction de vos besoins

- 2 modes de nettoyage interdentaire, 10 intensités


PHILIPS
sonicare

Jet dentaire

Jusqu'à 180 % plus efficace, pour des gencives plus saines Technologie Quad Stream, 10 intensités, 2 modes de nettoyage interdentaire


Points forts

Couvre plus de surface, sans effort



Les jets d'eau croisés couvrent une plus grande surface, pour un nettoyage plus rapide et plus poussé qu'un fil dentaire. Sans effort.

Vous guide le long des dents



Les légères impulsions du jet d'eau vous guident le long des dents pour que vous ne manquiez aucune zone.

Design silencieux



Conçu pour un nettoyage discret, il vous permet d'obtenir d'excellents résultats sans déranger les autres.


2 modes, 10 intensités



Un nettoyage adapté à vos besoins. Le mode Clean produit un débit d'eau continu pour un nettoyage

quotidien impeccable, tandis que le mode Deep Clean utilise des impulsions distinctes, pour un nettoyage plus poussé. Si nécessaire, réglez l'intensité à votre niveau de confort idéal.

Canule F1 Standard



Utilisez la canule standard pour un nettoyage classique. Son jet d'eau simple élimine les débris et nettoie parfaitement entre les dents.

Canule F3 Quad Stream



Pour une couverture maximale et un nettoyage impeccable, utilisez la canule Quad Stream. Elle concentre l'eau en quatre larges jets qu'elle envoie entre les dents et le long des gencives. Le guide en caoutchouc souple respecte les gencives et chaque canule se clipse et se déclipse en toute simplicité.

Réservoir de 550 ml



Le réservoir de 550 ml contient suffisamment d'eau pour une utilisation. Pour recharger, il vous suffit de le soulever, de le remplir et de le remettre en place.

HX3711/20

Caractéristiques

Alimentation

- Tension: Chargeur multi-tension

Entretien

- Garantie: Garantie 2 ans

Facile d'utilisation

- Manche: Design ergonomique ultracompact
- Fixation de la canule: Se clipse et se déclipse facilement

Performances

- Nettoyage: Nettoie entièrement la bouche en 60 à 90 secondes

Accessoires inclus

- Canule F1 Standard: 1
- Canule F3 Quad Stream: 1
- Power Flosser: 1

Modes

- Clean: Pour un nettoyage quotidien exceptionnel
- Deep Clean+: Pour un nettoyage en profondeur
- Intensités: 10

Bénéfices santé

- Élimination de la plaque dentaire: Jusqu'à 3 fois plus efficace**
- Santé des gencives: Jusqu'à 180 % plus efficace*



Date de publication
2023-12-05

Version: 5.5.1

EAN: 87 10103 94712 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* Par rapport au fil dentaire. Dans le cadre d'une utilisation avec la canule Quad Stream au réglage 8 et avec une brosse à dents manuelle chez les patients atteints de gingivite modérée à sévère, par rapport à l'utilisation d'une brosse à dents manuelle avec un fil dentaire

** que le fil dentaire pour éliminer la plaque dentaire entre les dents et le long des gencives, dans le cadre d'une utilisation avec la canule Quad Stream au réglage 8 et avec une brosse à dents manuelle chez les patients atteints de gingivite modérée à sévère, par rapport à l'utilisation d'une brosse à dents manuelle avec un fil dentaire.