

PHILIPS

sonicare

ソニックケア ヘルシ
ーホワイト

HealthyWhite

2つのモード

1本のブラシヘッド

HX6765/43



ステインを最大90%除去し、自然な白い歯へ。*手磨き用歯ブラシと比べた場合

誰もが憧れるのは、白い歯が輝く笑顔。より自然な白い歯を目指し、とびきりの笑顔を輝かせましょう。

誰もが憧れるのは、白い歯が輝く笑顔。より自然な白い歯を目指し、とびきりの笑顔を輝かせましょう。

お口の健康を推進

- やさしくブラッシング
- 自然な白い歯に

理想的な歯磨きをサポート

- 2分のタイマーで、米国の歯科専門家が推奨するブラッシング時間を確認できます。
- カドペーサー機能搭載

優れた洗浄能力

- 音波水流

1人1人に合ったブラッシング方法を提案

- イージースタート機能
- クリーン&ホワイトモード：ステイン（着色汚れ）を落とす


特長

自然な白い歯に




歯の1本1本に直接届く音波水流で、歯のステイン（着色汚れ）を除去し、自然な白さに近づけます。

クリーン&ホワイトモード



お口全体を2分間しっかりブラッシングした後（クリーンモード）、特殊な動作で30秒間前歯をみがいて（ホワイトモード）、歯1本1本の汚れをしっかりと除去。コーヒー、紅茶、タバコ、赤ワインなどの日常的なステイン（着色汚れ）を落とし、わずか約2週間で歯に自然な白さをもたらします。*

イージースタート機能



電動歯ブラシに徐々に慣れていただけるよう、使いはじめから14回にかけて徐々にパワーを上げていきます。

やさしくブラッシング




音波水流は、矯正器具、歯科補綴物（詰め物、クラウン、ラミネートベニア）にも適しており、やさしく磨きます。

音波水流



高速振動と幅広い振幅でしっかり歯垢を落とし、同時に起こる音波水流で歯間の奥と歯と歯ぐきの汚れをやさしく効果的に除去します。

カドペーサー



磨き時間をタイマーでお知らせ。歯と歯ぐきの上下・表裏4つのセクションを均等にブラッシングできます。

スマートタイマー



2分のタイマーで、米国の歯科専門家が推奨するブラッシング時間を確認できます。



仕様

電源

対応電圧: AC100V-240V 50/60Hz (海外でも使用可能)

仕様

バッテリー: 充電式

使用時間: 約 3 週間**

バッテリーの種類: リチウムイオン充電電池

デザインと仕上げ

色: ピンク

サービス

本体保証: 2年間保証

使いやすさ

充電表示ランプ: ランプで充電電池残量を表示

ブラシヘッド装着方式: 簡単にはめ込みできるブラシヘッド

ハンドル: スリムなデザイン, 握りやすいゴム製グリップ

使用時間: 約 3 週間**

内容・付属品

ハンドル: ヘルシーホワイト 1 本

充電器: 1

ブラシヘッド: ダイヤモンドクリーン (コンパクト) 1 本

洗浄性能

ブラシ振動数: 約 31,000 ブラシストローク/分

健康上の利点: 歯垢を除去

性能: 歯垢を除去

タイマー: カドベーターとスマートタイマー

ステイン除去効果: 自然な白い歯に

モード

クリーン: 歯をキレイに

クリーン&ホワイト: クリーン (2 分間) + ホワイト (30 秒間)

**クリーンモードで、2 分間のブラッシングを 1 日 2 回

* 手磨きと比べて最大 7 倍の歯垢を除去

