

PHILIPS

sonicare

Οδοντόβουρτσα sonic
με μπαταρία

HydroClean

με ένδειξη ισχύος μπαταρίας

HX6430



Καθαρισμός ανάμεσα στα δόντια

Καθαρίζει την πλάκα ανάμεσα στα δόντια πολύ πιο αποτελεσματικά από τις χειροκίνητες οδοντόβουρτσες. Η δυναμική δράση καθαρισμού φτάνει βαθιά ανάμεσα στα δόντια, φέρνοντάς σας πιο κοντά στα πλεονεκτήματα του οδοντικού νήματος.

Καλύτερος καθαρισμός ανάμεσα στα δόντια

- Κορυφαίος καθαρισμός ανάμεσα στα δόντια, κλάσει ανώτερος σε σχέση με τις χειροκίνητες οδοντόβουρτσες
- Κεφαλή βουρτσίσματος με μοναδικά σχεδιασμένους αναδευτήρες
- Η κατοχυρωμένη τεχνολογία Sonic προσφέρει δυναμική κίνηση των υγρών
- Ομοιόμορφες επιδόσεις

Χαρακτηριστικά

Κατοχυρωμένη τεχνολογία Sonic

Η κατοχυρωμένη τεχνολογία Sonic δημιουργεί τη δυναμική κίνηση των υγρών.

Ομοιόμορφες επιδόσεις

Κορυφαίες επιδόσεις, ακόμη και κατά την αποφόρτιση των μπαταριών.

Κεφαλή βουρτσίσματος HydroClean



Η τεχνολογία Sonic και η ειδικά σχεδιασμένη κεφαλή βουρτσίσματος HydroClean ωθούν τα υγρά ανάμεσα στα δόντια.

Κορυφαίος καθαρισμός ανάμεσα στα δόντια

Η HydroClean προσφέρει κορυφαίο καθαρισμό ανάμεσα στα δόντια, κλάσεις ανώτερο σε σχέση με τις χειροκίνητες οδοντόβουρτσες

Προδιαγραφές

Τεχνικές προδιαγραφές

Τύπος μπαταριών

Ταχύτητα: 31.000 κινήσεις/λεπτό

Χρόνος λειτουργίας (γεμάτο σε άδειο): Περίπου 5 εβδομάδες

Λειτουργίες

Smartimer: Ο χρονοδιακόπτης 2 λεπτών συμβάλλει στην εξασφάλιση του σωστού βουρτσίσματος

Λειτουργεί με μπαταρίες: Με 2 μπαταρίες AA με δυνατότητα αντικατάστασης (συμπεριλαμβάνονται)

Σχεδιασμός και φινιρίσμα

Χρώμα(τα): Γαλάζιο

Υλικό λαβής: ABS/PA, TPE

Υλικό κεφαλής βουρτσίσματος: PCTA, TPE με τρίχες νάilon

Στοιχεία logistic

Βάρος συσκευασίας F: 0,57 lb

Βάρος συσκευασίας A: 1,96 lb

Διαστάσεις συσκευασίας F: 4,3 x 2,3 x 9,4 στην ταινία

Διαστάσεις συσκευασίας A: 9,8 x 6,1 x 4,8 στην ταινία

Συσκευές ανά συσκευασία A: 3

Περιλαμβάνεται

Κεφαλή βουρτσίσματος HydroClean: 1

Μπαταρίες AA: 2

Λαβή HydroClean: 1

Θήκη ταξιδιού: 1

Βάση για τις κεφαλές βουρτσίσματος, για υγιεινή φύλαξη: 1

