

PHILIPS

sonicare

To soniske elektriske
tannbørster

HealthyWhite

Tre modi

To børstehoder

HX6730/33



Hvitere, sunnere tenner

Alle liker et skinnende hvitt smil. La tennenes naturlige hvitfarge komme til syne. Philips Sonicare HealthyWhite HX6730/33 har bevist effekt når det gjelder å fjerne misfarging på tennene i løpet av bare to uker, når du bruker Clean & White-modusen regelmessig.

Bevist at den forbedrer munnhygien

- Naturlig hvitere tenner med patentert sonisk teknologi
- Sonicare-tannbørsten fra Philips bidrar til å gjøre tennene hvite
- Sensitive-modus: Skånsom rengjøring av tenner og tankkjøtt

Guides you to follow dental recommendations

- Tominutters-timer sørger for anbefalt pussetid
- Quadpacer intervalltimeren legger opp til grundig pussing

Provides a superior clean

- Sonicares dynamiske rengjøringsbevegelser fører væske mellom tennene
- Fjerner opptil dobbelt så mye plakk som en manuell tannbørste
- Dynamisk pussebevegelse fører væske mellom tennene

Offers a customized brushing experience

- Easy-start-program, slik at du blir vant til Sonicare
- Clean & White-modus: dokumentert fjerning av misfarging
- Clean-modus: standard 2-minutters modus


Høydepunkter

Sonisk teknologi



De unike dynamiske bevegelsene til den elektriske tannbørsten fra Philips Sonicare kommer skånsomt og effektivt til mellom tennene og langs tannkjøttkanten.

Naturlig hvitere tenner




Den dynamiske pussebevegelsen til denne tannbørsten og den bredere direkte kontakten med hver tann har bevist effekt ved fjerning av misfarging som kan oppstå hver dag, og bidrar til å gjøre tennene naturlig hvitere.

SmarTimer




To minutters timer på denne elektriske Sonicare-tannbørsten fra Philips sørger for at du børster så lenge tannlegen anbefaler det

Quadpacer®




30-sekunders intervalltimeren sier ifra når du har fullført hvert av de fire områdene i munnen, og signaliserer at du bør gå videre, noe som resulterer i mer konsekvent rengjøring av hele munnen

Easy-start-program



Øker forsiktig effekten i løpet av de første 14 øktene for at du skal komme gradvis inn i bruken av den elektriske Philips Sonicare-tannbørsten

med Clean & White-modus




To minutter i Clean-modus og 30 sekunder i White-modus med fokus på de synlige fortennene. Fjerner vanlig misfarging fra kaffe, te, tobakk og rødvin. Gjør tennene to nyanser hvitere på bare to uker.

Clean-modus

For enestående hverdagsrengjøring. Bidrar til å opprettholde blekingsbehandlinger.

Bidrar til å gjøre tennene hvitere



Denne Philips Sonicare elektriske tannbørsten hjelper deg med å fjerne og redusere misfarging på tennene for et strålende smil.

Fjerner opptil dobbelt så mye plakk



Den patenterte soniske teknologien fjerner opptil dobbelt så mye plakk som en manuell tannbørste.

Skånsom rengjøring av tenner og tannkjøtt



Sonicare-tannbørste fra Philips med Sensitive-modus: skånsom, men likevel grundig rengjøring for sensitiv tannkjøtt



Spesifikasjoner

Drift

Spenning: 110–220 V

Tekniske spesifikasjoner

Driftstid (full til tom): Opptil tre uker**

Batteri: Oppladbar

Batteritype: Litium-ION

Utforming og utseende

Farge: Frosthvit og isgrønn

Service

Garanti: 2 års begrenset garanti

Brukervennlighet

Børstehodesystem: Børstehoder som klikkes enkelt på plass

Batteriindikator: Lyset viser batteristatusen

Håndtak: Slank, ergonomisk form,

Gummihåndtak for enkel håndtering

Børstetid: Opptil tre uker**

Deler som medfølger

Børstehoder: 2 ProResults standard

Håndtak: 2 HealthyWhite

Lader: 1

Reisetui: 1

Rengjøring

Ytelse: Fjerner opptil 90 % av flekker*

Hastighet: Opptil 62 000

børstebevegelser/min

Helsefordeler: Gjør tannkjøttet sunnere

Hvitere tenner: Gjør tennene opptil to nyanser hvitere

Tidsbryter: Quadpacer og SmarTimer

Moduser

Clean: For enestående hverdagsrengjøring

Clean & White: 2 min Clean + 30 sek White



* **basert på to perioder med to minutters pusseøkter per dag, på Clean-modus

* Fjerner opptil syv ganger så mye plakk sammenlignet med en manuell tannbørste