

PHILIPS

sonicare

充電式電動歯ブラシ

HealthyWhite

3つのモード

1本のブラシヘッド

HX6730/05



より自然に白い歯へ

自然な白い歯のための歯ブラシ

自然な白い歯は明るい笑顔の象徴です。自然な白さで輝く歯を手に入れましょう。フィリップスソニックケアヘルシーホワイト電動歯ブラシは、クリーン&ホワイトモードを定期的地使用することで、歯の表面に付着したステイン（着色汚れ）を約2週間で除去、自然な白さに近づけます。

お口の健康を推進

- やさしくブラッシング
- 自然な白い歯に

理想的な歯磨きをサポート

- 2分のタイマーで、米国の歯科専門家が推奨するブラッシング時間を確認できます。
- カドベーター機能搭載

優れた洗浄能力

- 音波水流
- 角度の付いたブラシヘッドネックで歯の裏側にも届きやすい

1人1人に合ったブラッシング方法を提案

- イージースタート機能
- クリーン&ホワイトモード：ステイン（着色汚れ）を落とす
- クリーンモード：2分間の通常モード
- センシティブモード：歯と歯ぐきにやさしく洗浄

特長

音波水流




高速振動と幅広い振幅でしっかり歯垢を落とし、同時に起こる音波水流で歯間の奥と歯と歯ぐきの汚れをやさしく効果的に除去します

角度の付いたブラシヘッドネック



角度の付いたブラシヘッドネックで、歯の裏側などの届きにくい部分の歯垢を除去します。

自然な白い歯に



歯の1本1本に直接届く音波水流で、歯のステイン（着色汚れ）を除去し、自然な白さに近づけます。

やさしくブラッシング



音波水流は、矯正器具、歯科補綴物（詰め物、クラウン、ラミネートベニア）にも適しており、やさしく磨きます。

スマートタイマー




2分のタイマーで、米国の歯科専門家が推奨するブラッシング時間を確認できます。

カドベーター



磨き時間をタイマーでお知らせ。歯と歯ぐきの上下・表裏4つのセクションを均等にブラッシングできます。

イージースタート機能



電動歯ブラシに徐々に慣れていただけるよう、使いはじめから14回目に掛けて徐々にパワーを上げていきます。

クリーン&ホワイトモード



お口全体を2分間しっかりブラッシングした後（クリーンモード）、特殊な動作で30秒間前歯をみがいて（ホワイトモード）、歯1本1本の汚れをしっかりと除去。コーヒー、紅茶、タバコ、赤ワインなどの日常的なステイン（着色汚れ）を落とし、わずか約2週間で歯に自然な白さをもたらします。*

クリーンモード

毎日の歯磨きで、自然な白い歯をもたらします。

歯と歯ぐきにやさしい



センシティブモード搭載フィリップス ソニックケア 一歯ブラシ：歯と歯ぐきにやさしく効果的に洗浄



仕様

デザインと仕上げ

色: ホワイト

電源

対応電圧: AC100V-240V 50/60Hz (海外でも使用可能)

仕様

バッテリー: 充電式

使用時間: 約3週間**

バッテリーの種類: リチウムイオン充電電池

サービス

本体保証: 2年間保証

使いやすさ

充電表示ランプ: ランプで充電電池残量を表示

ブラシヘッド装着方式: 簡単にはめ込みできるブラシヘッド

ハンドル: スリムなデザイン, 握りやすいゴム製グリップ

使用時間: 約3週間**

内容・付属品

ハンドル: ヘルシーホワイト1本

ブラシヘッド: プロリザルツスタンダード1本

充電器: 1

洗浄性能

ブラシ振動数: 約31,000 ブラシストローク/分

性能: 歯垢を除去

健康上の利点: 歯垢を除去

タイマー: カドペーサーとスマートタイマー

ステイン除去効果: 自然な白い歯に

モード

クリーン: 歯をキレイに

センシティブ: 歯と歯ぐきにやさしい

クリーン&ホワイト: クリーン (2分間) + ホワイト (30秒間)

**クリーンモードで、2分間のブラッシングを1日2回

*手磨きと比べて最大7倍の歯垢を除去

