

PHILIPS

sonicare

Sikat gigi listrik
sonik

HealthyWhite

3 mode

1 kepala sikat

HX6730/05



Gigi lebih putih dan lebih sehat

Sikat gigi terbaik untuk gigi lebih putih

Semua orang menyukai senyum putih cemerlang. Biarkan warna putih alami gigi Anda bersinar. Sikat gigi listrik Sonicare HealthyWhite terbukti menghilangkan noda sehari-hari hanya dalam dua minggu, dengan penggunaan Mode Clean & White secara rutin.

Terbukti meningkatkan kesehatan mulut

- Terbukti secara klinis aman dan lembut
- Gigi lebih putih alami dengan teknologi sonic dipatenkan

Memandu Anda mengikuti saran ahli gigi

- Timer interval Quadpacer membantu penyikatan gigi yang menyeluruh
- Timer 2-menit membantu memastikan Anda mengikuti lama penyikatan gigi yang disarankan

Menghadirkan kebersihan terbaik

- Aksi pembersihan Sonicare yang dinamis mengarahkan cairan ke sela gigi
- Leher kepala sikat bersudut untuk menjangkau gigi belakang

Menawarkan pengalaman menyikat gigi yang dapat disesuaikan

- Program Easy-start untuk menyesuaikan dengan pengalaman Sonicare
- Mode Clean and White: terbukti menghilangkan noda
- Mode Clean: Mode standar 2 menit
- Mode Sensitive: Pembersihan gusi dan gigi yang lembut

Kelebihan Utama

Teknologi Sonic



Aksi dinamis dan unik sikat gigi listrik Philips Sonicare bisa menjangkau ke dalam sela gigi dan di sepanjang garis gusi secara lembut dan efektif.

Leher kepala sikat bersudut



Leher kepala sikat bersudut yang unik dari sikat gigi ini memudahkan untuk menyikat gigi bagian belakang, membersihkan plak di area yang sulit dijangkau.

Gigi lebih putih alami



Aksi pembersihan dinamis dari sikat gigi ini dan kontak langsung yang lebih luas dengan setiap gigi, terbukti menghilangkan noda sehari-hari, dan membantu menjaga gigi lebih putih alami.

Aman dan lembut



Philips Sonicare adalah sikat gigi listrik yang lembut untuk kawat gigi (kepala sikat harus lebih cepat diganti jika digunakan pada kawat gigi), dan aman untuk gigi yang direstorasi (tambalan, crown, atau veneer) serta poket periodontal.

SmarTimer




Timer 2-menit pada sikat gigi listrik Philips Sonicare ini membantu memastikan Anda mengikuti lama penyikatan gigi yang disarankan ahli gigi

Quadpacer



Timer interval 30 detik memberitahukan bila Anda sudah selesai membersihkan setiap kuadran mulut dan memberi tanda agar Anda melanjutkan membersihkan sehingga pembersihan mulut berlangsung lebih konsisten

Program Easy-start



Secara perlahan menaikkan daya pembersihan pada 14 pemakaian pertama, agar mudah menyesuaikan dengan pengalaman memakai sikat gigi listrik Philips Sonicare

Mode Clean and White




2 menit mode Clean dengan tambahan 30 detik mode White untuk fokus pada gigi depan yang terlihat. Menghilangkan noda sehari-hari, seperti kopi, teh, rokok, dan anggur merah. Menjadikan gigi 2 tingkat lebih putih hanya dalam 2 minggu.*

Mode Clean

Untuk pembersihan yang luar biasa setiap hari. Membantu menjaga perawatan pemutihan.

Pembersihan gusi dan gigi yang lembut



Sikat gigi Philips Sonicare dengan Mode Sensitive: Pembersihan lembut dan menyeluruh untuk gusi sensitif



Spesifikasi

Desain dan lapisan

Warna: Frost White

Daya

Voltase: 110-220 V

Spesifikasi teknis

Baterai: Dapat diisi ulang

Waktu operasi (daya penuh hingga kosong):

Sampai 3 minggu**

Jenis baterai: Lithium ION

Layanan

Jamianan: Garansi terbatas 2 tahun

Mudah digunakan

Gagang: Desain ergonomis yang ramping, Cengkeraman karet untuk gengaman yang mudah

Indikator baterai: Lampu yang menunjukkan status baterai

Sistem kepala sikat: Kepala sikat click-on yang mudah

Waktu penyikatan: Sampai 3 minggu**

Item yang disertakan

Gagang: 1 HealthyWhite

Pengisi daya: 1

Kepala sikat: 1 ProResults standar

Performa pembersihan

Manfaat kesehatan: Membantu meningkatkan kesehatan gusi

Kinerja: Menghilangkan hingga 90% noda*

Kecepatan: Hingga 62.000 gerakan sikat/menit

Timer: Quadpacer dan SmarTimer

Manfaat memutihkan: Menjadikan gigi 2 tingkat lebih putih

Mode

Bersih: Untuk pembersihan yang luar biasa setiap hari

Sensitif: Pembersihan gusi dan gigi yang lembut

Clean & White: 2 mnt Clean + 30 dtk White

