

PHILIPS

sonicare

Cepillo dental eléctrico
sónico: prueba

FlexCare Platinum

Tres modos, Tres intensidades

Dos cabezales de cepillado

Con sensor de presión



HX9142/31



Puede que las técnicas varíen, pero no los resultados

Nuestro primer cepillo con tecnología Adaptive Cleaning

Esta tecnología se basa en dos componentes: un cabezal de cepillado AdaptiveClean y un intuitivo sensor de presión. Ambos ayudan a tus pacientes a cepillarse los dientes de forma más inteligente.

Probado, mejora la higiene bucal

- QuadPacer
- Smarttimer
- Higienizador por rayos UV

Diseñado para ti

- Cabezal de cepillado InterCare

Guides you to follow dental recommendations

- Sensor de presión intuitivo

Proporciona una limpieza superior

- Cabezal de cepillado AdaptiveClean
- Tecnología patentada de los cepillos dentales Sonicare
- Experiencias de cepillado personalizables

Ofrece una experiencia de cepillado personalizada

- Nuevo modo Limpieza en profundidad: accede sin esfuerzo a las zonas problemáticas

Destacados

Tecnología sónica



Consigue que el fluido penetre entre los dientes y a lo largo de la línea de las encías para disfrutar de una limpieza tan potente como suave.

Modo Limpieza en profundidad



El nuevo modo Limpieza en profundidad proporciona una limpieza excepcional en los lugares de difícil acceso. El exclusivo movimiento del cabezal de cepillado de este modo, junto con un tiempo de cepillado ampliado de tres minutos, lo convierte en la opción ideal si deseas prestar especial atención a zonas problemáticas.

Cabezal de cepillado AdaptiveClean



Los lados de goma flexibles y suaves hacen que las cerdas se adapten a la forma única de los dientes y encías de cada paciente y proporcionan hasta cuatro veces más superficie de contacto*. La flexibilidad del cabezal de cepillado ayuda a que las cerdas recorran la línea de las encías con suavidad y absorban el exceso de presión durante el cepillado. El movimiento de barrido mejorado ofrece una sensación única en la boca y una limpieza superior a lo largo de la línea de las encías y en las zonas difíciles*. Se ha

demostrado que elimina hasta diez veces más placa en las zonas difíciles que un cepillo dental manual*.

Cabezal de cepillado InterCare




Las cerdas extralargas y de alta densidad penetran en mayor profundidad entre los dientes para ayudarte a eliminar mucha más placa* en el área entre los dientes. Ideal para los pacientes con sangrado de las encías o mayor riesgo de inflamación de estas.

Sensor de presión intuitivo



Si se aplica demasiada presión, el mango late suavemente para indicar a los pacientes que cepillan con demasiada fuerza y guiarles para conseguir una técnica adecuada. En un estudio realizado con pacientes de EE. UU., se comprobó que 7 de cada 10 pacientes que se cepillaban con demasiada fuerza redujeron la presión de cepillado gracias al sensor de presión.

Experiencias de cepillado personalizadas



Sus tres ajustes de intensidad y tres modos de limpieza proporcionan una comodidad y un rendimiento óptimos para conseguir una experiencia de cepillado más personalizada y favorecer un uso regular. El modo Limpieza


en profundidad de tres minutos ofrece una limpieza excepcional en las zonas difíciles. Es el modo perfecto para los pacientes que necesitan prestar una atención especial a las zonas problemáticas.

Higienizador por rayos UV



Elimina hasta el 99 % de bacterias y virus*. Puede estar disponible como accesorio en uno de los SKU de dispensador.

QuadPacer



El temporizador de intervalos de 30 segundos fomenta el cepillado completo de cada cuadrante de la boca.

Smarttimer



El temporizador de dos minutos ayuda a garantizar el tiempo de cepillado que recomiendan los profesionales dentales.

Especificaciones

Diseño y acabado

Color: Gris platino

Potencia

Tensión: 110-220 V

Especificaciones técnicas

Tiempo de funcionamiento (duración de la batería): Hasta 3 semanas **

Pila: Recargable

Tipo de batería: Iones de litio

Servicios

Garantía: Garantía limitada de dos años

Fácil de usar

Mango: Diseño compacto y ergonómico

Sistema de cabezal de cepillado: Cabezales de cepillado fáciles de montar

Pantalla: Pantalla iluminada

Indicador de batería: El indicador muestra el estado de la batería

Tiempo de cepillado: Hasta 3 semanas***

Piezas incluidas

Estuche de viaje: 1

Mangos: 1 FlexCare Platinum

Cargador: 1

Cabezales: 1 AdaptiveClean, 1 InterCare estándar

Rendimiento de limpieza

Rendimiento: Elimina hasta 10 veces más placa*

Beneficios para la salud: Mejora la salud de las encías en solo dos semanas

Velocidad: Hasta 62 000 movimientos de cepillado/minuto

Sensor de presión: El mango vibra para avisar al usuario

Temporizador: QuadPacer y SmarTimer

Beneficios del blanqueamiento: Ayuda a eliminar las manchas de forma natural

Modos

Limpieza: Para una limpieza diaria excepcional

3 intensidades: Alta, Baja, Mediano

Blanco: Elimina las manchas superficiales

Limpieza en profundidad: Para una limpieza en profundidad vigorizante

