

PHILIPS

sonicare

Spazzolino elettrico
sonico

ProtectiveClean
4300

Sensore di pressione integrato

1 modalità di pulizia

Funzione BrushSync



HX6848/92



Denti più bianchi. Con delicatezza. Rende i denti più bianchi in appena 1 settimana.

Grazie al nostro sensore di pressione puoi sentire la differenza di una pulizia delicata mentre spazzoli i tuoi denti, in una settimana.

Proven to improve oral health

- Denti bianchi in una sola settimana

Innovative technology

- Una passata delicata per una pulizia semplice e ideale
- I pazienti ottengono il massimo dalla loro testina
- Tecnologia sonora avanzata Philips Sonicare
- Connette il manico dello spazzolino intelligente alle testine
- Migliora la salute delle gengive in sole due settimane

Aiuta a migliorare l'igiene orale dei pazienti

- Capsule, corone o zone sensibili? Nessun problema.

Progettato su misura per il tuo paziente

- Un ottimo modo per abituarsi al nuovo spazzolino
- Incoraggiamento a una pulizia accurata

In evidenza

Denti naturalmente più bianchi



Inserisci la testina W2 Optimal White per rimuovere le macchie superficiali e svelare un sorriso più bianco. Dotata di setole centrali più fitte, pensate appositamente per rimuovere le macchie, è clinicamente testata per sbiancare i denti in una sola settimana.

Sicuro e delicato



Prova un'esperienza di pulizia sicura: la nostra tecnologia sonora è adatta per chi ha apparecchi ortodontici, capsule, corone o coperture e aiuta a prevenire la carie e le malattie gengivali.

Timer utili



Il nostro QuadPacer permette ai pazienti di sapere quando hanno dedicato il tempo giusto alla pulizia di ogni parte del cavo orale, mentre la nostra funzione Smartimer indica loro quando sono trascorsi i due minuti consigliati per la pulizia.

Migliora la salute delle gengive



La testina InterCare è dotata di innumerevoli setole extra lunghe di alta qualità per eliminare la placca che si insinua in profondità tra i denti. È clinicamente testata per ridurre il sanguinamento delle gengive e le infiammazioni in sole due settimane.

Tecnologia Philips Sonicare



La tecnologia sonora avanzata di Philips Sonicare consente all'acqua di penetrare tra i denti grazie agli impulsi, mentre i movimenti delle setole rimuovono la placca per un'eccezionale pulizia quotidiana.

Tecnologia BrushSync



Una tecnologia con microchip che rileva e sincronizza la testina e il manico dello spazzolino intelligente. Il manico e la testina costituiscono una combinazione vincente che consente di ricevere promemoria per la sostituzione della testina.

Pressione eccessiva?



Se i pazienti non si accorgono di esercitare troppa forza durante la pulizia, sarà lo spazzolino a farglielo notare. Se si applica una pressione eccessiva sulle gengive, lo spazzolino emetterà un suono pulsante che ricorderà di esercitare meno forza.

Promemoria intelligente per la sostituzione della testina



Tutte le testine si usano con il tempo. Ma noi abbiamo la soluzione per questo: la nostra tecnologia di riconoscimento intelligente monitora da quanto tempo e con quale frequenza i pazienti stanno utilizzando la testina dello spazzolino. Quando è il momento di sostituirla, una spia sul manico glielo fa sapere. In questo modo, avranno sempre la certezza che la loro testina stia pulendo sempre in modo efficace.

Programma Easy-Start



Abituarsi a qualcosa di nuovo può richiedere un po' di tempo. Ecco perché il nostro programma Easy-Start ti offre la possibilità di un graduale, ma delicato, aumento della potenza di pulizia per i primi 14 usi del tuo nuovo spazzolino.

Specifiche

Assorbimento

Voltaggio: 110-220 V

Specifiche tecniche

Autonomia (da completamente carica a scarica): Fino a 2 settimane

Batteria: Ricaricabile

Tipo di batteria: Agli ioni di litio

Aspetto e rifiniture

Colore: Bianco e blu medio

Assistenza

Garanzia: Garanzia limitata di 2 anni

Facilità d'uso

Compatibilità del manico: Testine ad aggancio semplice

Indicatore di stato della batteria: La spia della batteria mostra lo stato di carica

Manico: Design ergonomico e compatto

Tempo di funzionamento: Fino a 2 settimane

Accessori inclusi

Testine: 1 W2c Optimal White mini, 1 ic InterCare compatta, 1 Sensitive standard

Manico: 1 ProtectiveClean

Caricabatterie: 1

Prestazioni di pulizia

Velocità: Fino a 62000 movimenti/min

Benefici per la salute: Per migliorare le condizioni delle gengive in sole due settimane,

Aiuta a ridurre il rischio di carie

Timer: Quadpacer e SmarTimer

Feedback sulla pressione esercitata:

Vibrazione del manico per avvertire l'utente

Modalità

Clean: Per un'eccezionale pulizia quotidiana

2 intensità: Bassa, Alta

Tecnologia con sensore di movimento intelligente

Sensore di pressione: Avvisa quando viene esercitata una pressione eccessiva

Promemoria per la sostituzione della testina

BrushSync: Per sapere sempre quando, sostituire la testina

