

PHILIPS


sonicare

Standard-Bürstenkopf
für Schallzahnbürste

ProResults

Doppelpack

HX6012



Gründliche Reinigung

Bürstenkopf für elektrische Sonicare Zahnbürste

Ersatzbürstenkopf für die elektrische Sonicare Zahnbürste mit größerer Oberfläche und konturierten Borsten für eine gründliche Reinigung und Massage von Zähnen und Zahnfleisch.

A brush head that fits multiple handles

- Aufsteckbarer Bürstenkopf

Designed to optimize performance

- Reminder-Borsten sorgen für eine effektive Reinigung.

Thorough clean feeling in your mouth

- Spezielles Bürstenkopfdesign und Schalltechnologie
- Konturangepasste Borsten für eine Anpassung an die natürliche Form Ihrer Zähne
- Abgewinkelte, radial abgeschnittene Borsten vergrößern Reinigungsbereich

Besonderheiten

Aufsteckbarer Bürstenkopf



Einfache Positionierung des Bürstenkopfes und Reinigung des Griffstücks

Abgewinkelte, radial abgeschnittene Borsten



Der durch abgewinkelte, radial abgeschnittene Borsten geschwungene Oberflächenbereich sorgt dafür, dass der Kontakt zur Zahnoberfläche und dem Zahnfleisch erhalten bleibt, während der Bürstenkopf sich bewegt. So wird eine besonders große Fläche gereinigt, ohne dass ein größerer Bürstenkopf erforderlich ist.

Konturangepasste Borsten



Die Borsten der Philips Sonicare elektrischen Zahnbürste sind so abgeschnitten, dass sich ihre Kontur an die natürliche Form Ihrer Zähne


anpasst. Die unterschiedlichen Höhen der Borsten des Bürstenkopfes sind speziell nach ergonomischen Gesichtspunkten angeordnet, um sich der natürlichen Form Ihrer Zähne anzupassen und die Zwischenräume für eine gründliche Reinigung gut zu erreichen.

Maximale Reinigungsleistung



Dank des durchdachten Designs und der präzisen Technik der Philips Sonicare Ersatzbürstenköpfe wird durch die Kombination mit der Schalltechnologie und den flexiblen Reinigungsstufen eine gründliche Reinigung ermöglicht.

Erinnerungsborsten



Erinnerungsborsten informieren Sie darüber, wann Sie den Bürstenkopf austauschen müssen. Nach drei Monaten normalen Gebrauchs zeigen die Borsten Abnutzungserscheinungen und die Bürstenköpfe sind weniger effektiv. Tauschen Sie die Bürstenköpfe alle 3 Monate aus.

Daten

Technische Daten

Betriebszeit: Um optimale Ergebnisse zu erzielen, wird empfohlen, den Bürstenkopf alle drei Monate auszuwechseln., Um optimale Ergebnisse zu erzielen, wird empfohlen, den Bürstenkopf alle drei Monate auszuwechseln.
Austausch: Reminder-Borsten verblassen, wenn ein Austausch erforderlich ist, Reminder-Borsten verblassen, wenn ein Austausch erforderlich ist

Gewicht und Abmessungen

Abmessungen der Bürstenkopf-Verpackung: 21,6 x 7,0 x 2,2 (H x B x T) cm
Gewicht der Bürstenkopf-Verpackung: 0.034, 0.034 kg

Mitgelieferte Artikel

Hygienische Schutzkappe: 2 Stck.

Benutzerfreundlichkeit

Für folgende Modelle geeignet: FlexCare+, FlexCare, HealthyWhite, FlexCare+, EasyClean, FlexCare, EasyClean, HealthyWhite, DiamondClean, EasyClean, EasyClean, DiamondClean

