

PHILIPS

sonicare

標準型聲波牙刷刷頭

G3 Premium Gum Care

3 支裝

標準型

扣合式

BrushSync 智能感應配對刷頭

HX9053/67



更健康的牙齦、更健康的笑容

只需 2 星期，即可帶來 7 倍更健康的牙齦*

G3 智能牙齦護理刷頭有助牙科病人改善牙齦健康，保持燦爛笑容。柔軟的圍邊刷毛可靈活適應牙齦輪廓，在刷牙時將接觸的表面範圍提高至 2 倍*，高效清除牙齦線的牙菌膜。

創新技術

- Philips Sonicare 進階聲波技術
- 手柄可自動選擇最佳模式和強度水平*

為最佳表現而設計

- 經測試滿足您的口腔健康需求
- 每天享受最有效的清潔效果
- 適用於所有 Philips Sonicare 扣合式電動牙刷

卓越的牙齦護理

- 可減少 100% 牙齦發炎的可能性*

無可比擬的深層清潔

- 多達 2 倍表面接觸*輕鬆深層清潔
- 與手動牙刷相比，可清除多達 10 倍牙菌膜

產品特點

專注牙齦健康




智能牙齦護理刷頭能有效深層清潔同時溫柔呵護您的牙齒和口腔。當您的刷頭沿著牙齦線移動時，柔軟刷頭圍邊和刷毛能吸收過多的壓力，即使您用力刷，您的牙齦亦能受到保護。弧形設計讓刷毛帶來均勻全面的潔淨效果，同時不會刺激牙齦。超柔軟的牙齦線刷毛能溫和而有效地清潔牙齦線，預防牙齦疾病。刷頭尺寸比普通刷頭小，即使難以觸及的部位也能清潔得到。

Adaptive 清潔技術




具有自動調整清潔技術的刷頭時，讓您享受個人化的清潔體驗。柔軟及有彈性的橡膠圍邊讓智能牙齦護理刷頭可以適應口腔的獨特輪廓，而柔軟的圍邊刷毛可靈活適應牙齦輪廓，與 DiamondClean 刷頭相比，接觸的表面範圍提高達 2 倍**，為您帶來更舒適的深層清潔體驗，即使難以觸及的部位也絕對無問題。此外，自動調整清潔技術還可以讓刷頭順著牙齦邊緣刷牙，吸收刷牙時多餘的壓力，讓刷牙的動作更有效，帶來獨特的刷牙口腔感覺和卓越的清潔效果。

強效清除牙菌膜



智能牙齦護理刷頭的靈活設計，證實可以清除比手動牙刷多達 10 倍的牙菌膜。經改良的專利 Philips Sonicare 清潔技術，讓您不論是哪一種刷牙習慣，都可以看到和感覺到異常清潔的刷牙效果。

BrushSync 智能感應配對刷頭




使用 BrushSync 智能感應配對刷頭獲得最佳的清潔及牙齦護理效果。智能牙齦護理刷頭內的微晶片可與已連線的 Philips Sonicare 牙刷手柄同步，然後手柄會自動選擇最佳的刷牙模式和牙刷力度，帶來非一般的牙齦護理。您需要做的，就是開始刷牙。

Philips Sonicare 聲波技術



Philips Sonicare 進階聲波技術可以將水份推向牙縫，而刷毛震動則可有效去除牙菌膜，達致每日潔淨效果。

替換智能刷頭



刷頭經過三個月的正常使用後會失去硬度，並漸漸破損。Philips Sonicare 智能牙刷會因應您的刷牙頻率和力度，提供精準的刷頭更換提示。如果您並非使用智能牙刷，只需留意智能牙齦護理刷頭的藍色替換刷毛提示，當藍色褪成變白時，您就知道是時候更換一個新刷頭了。

簡便一插即用設計



只需將智能牙齦護理刷頭插上 Philips Sonicare 牙刷手柄，即可穩固地扣好，容易保養和清潔。除 PowerUp Battery 和 Essence 系列外，智能牙齦護理刷頭適用於所有 Philips Sonicare 牙刷手柄。

可安心使用的牙刷



所有 Philips Sonicare 刷頭對牙齒和牙齦絕對安全而且溫和。在測試過程中，每個刷頭都進行過多重測試以確保耐用性，讓您每次刷牙都可享受卓越的性能。

規格

設計和外表

顏色: 白色

設計和外表

硬刷毛: 柔軟

智能刷頭識別: 是

刷頭物料: 柔軟、富彈性的橡膠圍邊

更換刷毛提示: 藍色刷毛褪色提示

尺寸: 標準

兼容性

刷頭系統: 扣合式

適用於以下型號: 2 Series 清除牙菌膜, 2 Series

清除牙菌膜, 3 Series 針對牙齦健康,

DiamondClean, DiamondClean Smart,

EasyClean, Essence+, FlexCare, FlexCare

Platinum, 已連接 FlexCare Platinum,

FlexCare+, 兒童專用, HealthyWhite,

HealthyWhite+, PowerUp

內含物件

刷頭: 3 個 G3 智能牙齦護理刷頭

優質及性能優異

更換: 每 3 個月一次

經測試: 以達至最佳效果

健康功能

牙齦健康: 與手動牙刷相比，

清除牙菌膜: 可清除多達 10 倍牙菌膜****

