

PHILIPS

sonicare

Standaard sonische
opzetborstels

ProResults

2 stuks

Standaardformaat

Opklikbaar

Complete reiniging

HX6012/05



Superieure prestaties.* Gegarandeerde kwaliteit.

Superieure prestaties voor een superieure prijs

Als een van de opzetborstels uit ons assortiment is de Philips Sonicare ProResults perfect voor nieuwe en bestaande Sonicare-gebruikers die gewoon de authentieke Sonicare-reinigingservaring willen voor een ongelofelijke prijs.

A brush head that fits multiple handles

- Geschikt voor alle Philips Sonicare tandenborstels

Bewezen verbetering van de mondhygiëne

- Onderdeel van een betere mondverzorgingsroutine

Ontworpen voor optimale prestaties

- Optimale Philips Sonicare-prestaties
- Memo-borstelharen zorgen voor de meest effectieve reiniging
- Philips Sonicare geavanceerde sonische technologie

Thorough clean feeling in your mouth

- Verwijdert tot wel 2 keer meer tandplak dan een gewone tandenborstel

Kenmerken

Optimale prestaties



Deze Philips Sonicare-opzetborstel heeft een gevormd profiel en sluit op natuurlijke wijze aan op de vorm van uw tanden. Moeilijk te bereiken plaatsen zijn beter bereikbaar.

Verwijdert tot wel 2x meer tandplak



Deze opzetborstel verwijdert tot wel 2 keer meer tandplak dan een gewone tandenborstel

Maximale sonische beweging



De geavanceerde sonische technologie van Philips Sonicare stuwt water tussen de tanden, en de poetsbewegingen verwijderen tandplak voor een buitengewone dagelijks reiniging.

Systeem met opklikbare opzetborstel




U klikt deze opzetborstel op het handvat, zodat hij stevig vastzit, maar hij is er ook eenvoudig weer af te halen voor onderhoud en schoonmaken. De opzetborstel is geschikt voor alle Philips Sonicare tandenborstels behalve PowerUp Battery en Essence.

Betere mondverzorging



Net als alle authentieke Philips Sonicare-opzetborstels, is deze opzetborstel veilig voor tanden en tandvlees. Elke opzetborstel is getest op kwaliteit voor uitzonderlijke prestaties en duurzaamheid.

Memo-borstelharen



In eerste instantie is het misschien niet merkbaar, maar opzetborstels worden geleidelijk aan zachter en slijten na enkele maanden normaal gebruik. Onze blauwe memo-borstelharen worden langzaam wit en helpen u te zien wanneer het tijd is voor een nieuwe opzetborstel. Vervang uw opzetborstel om de drie maanden voor optimale resultaten.

Specificaties

Ontwerp en afwerking

Hardheid borstelharen: Medium, Medium
Kleur: Wit, Wit

Memo-borstelharen: Blauwe kleur borstelharen wordt langzaam wit, Blauwe kleur borstelharen wordt langzaam wit
Formaat: Standaard, Standaard

Compatibiliteit

Systeem voor opzetborstel: Opklikbaar, Opklikbaar

Geschied voor de volgende modellen:

HealthyWhite+, 2-serie Plaque Defense, HealthyWhite+, 3-Serie Gum Health, 2-serie Plaque Defense, 3-Serie Gum Health, DiamondClean, EasyClean, DiamondClean, EasyClean, FlexCare, FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare+, FlexCare Platinum, For Kids, FlexCare+, For Kids, HealthyWhite, HealthyWhite

Meegeleverde artikelen

Opzetborstels: 2 ProResults-standaardborstels, 2 ProResults-standaardborstels

Kwaliteit en prestaties

Vervanging: Iedere 3 maanden, Iedere 3 maanden

Getest: voor optimaal gebruik, voor optimaal gebruik

Gezondheidsvoordelen

Verwijdering van tandplak: Verwijdert tot 2 keer meer tandplak*, Verwijdert tot 2 keer meer tandplak*

