

# PHILIPS

## sonicare

스탠다드형 음파칫솔  
칫솔모

PowerUp

3개입 팩

스탠다드형

클릭온

전반적인 세정

HX3023/96



## 간단하면서도 우수하고 부드러운 세정력 일반 칫솔과 차원이 다른 부드럽고 우수한 세정 능력

필립스 소닉케어 파워업 칫솔모는 필립스 소닉케어 파워업 배터리 타입 칫솔용으로 특별히 제작되었습니다. 일반 칫솔 사용이 익숙하지만 더 우수한 성능을 찾는 사람들에게 적합합니다.

### 검증된 구강 건강 개선

- 보다 나은 구강 건강 관리 습관의 일부분

### 성능을 최적화한 디자인

- 일반 칫솔 느낌의 더욱 강력한 효과
- 칫솔모 교체 시기 알림 기능으로 가장 효과적인 세정 보장
- 필립스 소닉케어의 고급 음파 기술

# 주요 제품

# 사양

## 일반 칫솔의 느낌, 더욱 강력한 효과



필립스 소닉케어 칫솔의 더욱 커진 칫솔모에는 측면에 십자형 솔이 달려 있어 잇몸을 따라 부드럽고 효과적인 세정 효과를 제공합니다. 섬세한 세정을 가능하게 하는 부드러운 칫솔모 또한 이 제품의 특징입니다.

## 극대화된 음파 진동




필립스 소닉케어의 고급 음파 기술이 물살을 만들어 치아 사이를 통과시키고, 칫솔모의 진동이 플라그를 제거해, 놀라운 깨끗함을 선사합니다.

## 구강 건강 개선



모든 정품 필립스 소닉케어 칫솔모처럼 이 칫솔모는 치아와 잇몸에 안전하게 사용할 수 있습니다. 모든 칫솔모는 뛰어난 성능과 내구성에 대한 품질 평가를 마쳤습니다.

## 칫솔모 교체 시기 알림



초기에는 분명하게 나타나지 않을 수 있지만, 정상적으로 몇 달간 사용하면 칫솔모의 뾰뾰함이 감소하고 점차적으로 마모가 됩니다. 파란색 칫솔모가 흰색으로 연해지면서 칫솔모 교체 시기를 인지하도록 도와줍니다. 최상의 효과를 얻으려면 3개월마다 칫솔모를 교체하세요.

## 디자인 및 마감

색상: 화이트

## 디자인 및 마감

칫솔모 강도: 부드러운

칫솔모 교체 시기 알림: 칫솔모의 파란색 부분이 열어짐

크기: 표준

## 호환성

칫솔모 시스템: 클릭온

사용 가능 모델: PowerUp

## 구성품

칫솔모: 파워업 소프트 3개

## 품질 및 성능

권장 교체 시기: 3개월

검증 여부: 자체 테스트 결과, 사용 3개월 이내에서 최적의 사용효과를 보임

## 구강 건강 관리 효과

플라그 제거: 플라그 제거에 도움

