

# PHILIPS

## sonicare

Compacte sonische  
opzetborstels

DiamondClean

3 stuks

HX6073



## Superieure reiniging. Wittere tanden.

### Opzetborstel voor wittere tanden

Vervangende opzetborstel voor Sonicare elektrische tandenborstel. De beste prestaties voor de reiniging van uw gebit en wittere tanden

#### Een opzetborstel voor meerdere tandenborstels

- Opklikbare opzetborstel

#### Biedt uitstekende verwijdering van tandplak

- Verwijdert tot wel 100% meer tandplak dan een gewone tandenborstel\*

#### Superieure reiniging

- Ruitvormige borstelharen verwijderen tandplak
- 23% meer borstelharen voor een grondigere reiniging
- Medium harde borstelharen zorgen voor een stevige, maar veilige poetservaring.

#### Ontworpen voor optimale prestaties

- Verkleurende borstelharen zorgen voor een effectieve reiniging

## Kenmerken

### Opklikbare opzetborstel



Eenvoudige plaatsing van de opzetborstel en reiniging van het handvat

### Memo-borstelharen



Aan de verkleurende borstelharen kunt u zien wanneer u de opzetborstel moet vervangen. Na 3 maanden van normaal gebruik raken de borstelharen versleten en is de opzetborstel minder effectief. Vervang uw opzetborstel om de 3 maanden.

### 23% meer borstelharen

23% meer borstelharen voor een grondigere reiniging.

### Ruitvormige borstelharen

Ruitvormige borstelharen creëren meer schraappoppervlakken om tandplak te verwijderen.

### Medium harde borstelharen

Medium harde borstelharen zorgen voor een stevige, maar veilige poetservaring.

### Verwijdert tot wel 100% meer tandplak



\*Verwijdert tot wel 100% meer tandplak van moeilijk bereikbare plaatsen dan een gewone tandenborstel

## Specificaties

### Technische specificaties

**Gebruiksduur:** Voor een optimaal poetsresultaat raden wij u aan om de opzetborstel elke 3 maanden te vervangen.

### Gebruiksgemak

**Systeem voor opzetborstel:** Opzetborstel die eenvoudig is te bevestigen voor een optimale hygiëne

**Geschikt voor de volgende modellen:**

FlexCare+, FlexCare, HealthyWhite, EasyClean, DiamondClean

