

PHILIPS

sonicare

หัวแปรง Sonic มาตรฐาน

W2 Optimal White

3 ชุด

ขนาดมาตรฐาน

แบบเสียบ

การจับคู่โหมด BrushSync

HX6063/67



ฟันขาวยิ่งขึ้นถึง 100% ในเวลาเพียงหนึ่งสัปดาห์*

การทำความสะอาดขั้นสูงสำหรับการจัดคราบและฟันที่ขาวขึ้น

หัวแปรง W2 Optimal White ลงตัวเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการมากกว่าการทำความสะอาดที่ล้ำลึกเพื่อขจัดคราบบนผิวฟันเพื่อรอยยิ้มที่ขาวสะอาดและเงางาม หัวแปรงยังยอดเยี่ยมสำหรับการรักษาความขาวสว่างคู่กับผลิตภัณฑ์ฟอกฟันขาวระดับมืออาชีพ

เทคโนโลยีล้ำสมัย

- เลือกโหมดที่ดีที่สุดโดยอัตโนมัติเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด**
- เทคโนโลยีการสั่นด้วยคลื่นโซนิคที่ล้ำหน้าของ Philips Sonicare

ได้รับการออกแบบมาเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

- ผ่านการทดสอบเพื่อตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพช่องปากของคุณ
- ดีไซน์แบบเสียบเพื่อให้ออกเปลี่ยนหัวแปรงได้ง่าย
- รับรู้ได้ตลอดว่าเมื่อใดที่ควรเปลี่ยน เพื่อความสะอาดที่มีประสิทธิภาพ

เพื่อฟันที่ขาวเป็นพิเศษยิ่งขึ้น

- ขนแปรงรูปเพชรช่วยให้ฟันของคุณขาวขึ้นได้ 100% ใน 1 สัปดาห์

เพื่อการดูแลฟันและเหงือกเป็นพิเศษ

- กำจัดคราบหินปูนได้มากกว่าแปรงสีฟันปกติถึง 7 เท่า


ไฮไลต์

บอกลากับคราบหินปูน



ขนแปรงคุณภาพสูงที่เกาะตัวกันแน่น ช่วยกำจัดคราบหินปูนได้มากกว่าแปรงสีฟันปกติถึง 7 เท่า

ได้ฟันขาวไวอย่างรวดเร็ว



แผ่นขัดคราบของ DiamondClean ทำขึ้นจากขนแปรงรูปเพชรที่เกาะตัวกันแน่น ช่วยขัดคราบบนผิวฟันที่เกิดจากอาหารและเครื่องดื่ม คุณจะสังเกตเห็นฟันขาวขึ้นมากที่สุดถึง 100% ภายในเพียง 7 วัน

การจับคู่โหมด BrushSync™



คุณจะได้รับประสิทธิภาพทำความสะอาดที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ด้วยการจับคู่โหมด BrushSync™ ของเรา** หัวแปรง Philips Sonicare W2 Optimal White ซึ่งดีกับ BrushSync™ ของ

คุณที่สามารถเปิดใช้งานได้กับด้ามจับแปรงสีฟัน Philips Sonicare** โดยการเลือกโหมดการแปรงและระดับความเข้มที่เหมาะสมที่สุดเพื่อการฟอกฟันขาวที่โดดเด่น สิ่งที่คุณต้องทำคือเริ่มแปรง

การเปลี่ยนหัวแปรง



หัวแปรงจะมีประสิทธิภาพลดลงหลังจากใช้ไป 3 เดือน แต่ด้วย BrushSync™ คุณจะได้รับการแจ้งเตือนก่อนที่เหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้น แปรงสีฟันอัจฉริยะของคุณจะติดตามความถี่และเวลาในการแปรงของคุณ และจะแจ้งเตือนให้คุณทราบเมื่อถึงเวลาสำหรับการเปลี่ยน ไม่มีแปรงสีฟัน Philips Sonicare อัจฉริยะใช้หรือไม่ เพียงแค่สังเกตการเปลี่ยนแปลงของขนแปรงสีน้ำเงิน และเมื่อขนแปรงเปลี่ยนเป็นสีขาวจะทำให้คุณรู้ว่าถึงเวลาสำหรับหัวแปรงใหม่แล้ว

การแปรงฟันอย่างไรก็กังวล



หัวแปรงของ Philips Sonicare ทั้งหมดปลอดภัยและอ่อนโยนต่อฟันและเหงือก ในระหว่างการทดสอบ หัวแปรงแต่ละอันจะผ่านการใช้งานที่ความเร็วเพื่อให้มั่นใจถึงความทนทานและประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมทุกครั้งที่คุณแปรง

เทคโนโลยี Philips Sonicare



เทคโนโลยีการสั่นด้วยคลื่นโซนิคที่ล้ำหน้าของ Philips Sonicare สั่นสะเทือนน้ำระหว่างซี่ฟัน และสั่นซี่แปรงเพื่อกระแทกและขัดคราบหินปูนเพื่อทำความสะอาดช่องปากในแต่ละวันได้อย่างเหนือชั้น

ง่ายต่อการถอดเสียบ



หัวแปรง W DiamondClean ของคุณมีขนาดที่พอดีกับด้ามจับแปรงสีฟัน Philips Sonicare ทุกแบบ ยกเว้น Philips One และ Essence เพียงแค่เสียบเข้าและดึงออก ก็เปลี่ยนและทำความสะอาดได้อย่างง่ายดาย

รายละเอียดเฉพาะ

ดีไซน์และการตกแต่ง

ความแข็งแรงของขนแปรง: ปานกลาง

สี: สีขาว

ตัวเดือนขนแปรง: ตัวเดือนขนแปรงสีน้ำเงินสีจางไป

ขนาด: มาตรฐาน

ความสามารถในการใช้ร่วมกันได้

ระบบหัวแปรง: แบบเสียบ

การจับคู่โหมด BrushSync: ใช่

เหมาะสำหรับรุ่นเหล่านี้: 2 Series ควบคุมคราบจุลินทรีย์, 2

Series ป้องกันคราบหินปูน, 3 Series สุขภาพเหงือก, DiamondClean, DiamondClean Smart, EasyClean, Essence+, FlexCare, FlexCare Platinum, เชื่อมต่อ FlexCare Platinum, FlexCare+, สำหรับเด็ก, HealthyWhite, HealthyWhite+, PowerUp, ProtectiveClean

อุปกรณ์ที่มีมาให้

หัวแปรง: 3 W2 Optimal White ขนาดมาตรฐาน

คุณภาพและประสิทธิภาพ

ชิ้นส่วนทดแทน: ควรเปลี่ยนทุกๆ 3 เดือน

ผ่านการทดสอบ: เพื่อการใช้งานที่ดีที่สุด

ประโยชน์ต่อสุขภาพ

การกำจัดคราบพลัค: กำจัดคราบหินปูน ได้มากถึง 7 เท่า

สุขภาพเหงือก: ช่วยให้มีสุขภาพเหงือกที่ดีขึ้น

Whitening: ฟันขึ้นในเวลาเพียงหนึ่งสัปดาห์

