



Philips Sonicare ic  
Intercare  
Tavalised Sonic-  
hambaharjapead

### Kahene komplekt

Kompaktne suurus  
Kinniklõpsatav  
BrushSync-režiimi ühildumine

HX9012/10

Ulatub sügavamale hammaste vahele. Puhastab suurepäraselt.\*

Puhastage hammaste vahelt ja raskesti puhastatavatest kohtadest

Tänu täiustatud tehnoloogiale ja eriti pikkadele harjastele aitab InterCare eemaldada hammaste vahelt paremini hambakattu kui tavaline hambahari ning igemete tervis pareneb juba kahe nädalaga.

#### Uuenduslik tehnoloogia

- Valib parima tulemuse saavutamiseks automaatselt optimaalse režiimi\*\*
- Philips Sonicare'i täiustatud Sonic-tehnoloogia

#### Loodud optimaalse puhastamise jaoks

- Testitud, et vastata teie suutervise vajadustele
- Külgeklõpsatav disain, et hambaharjapea vahetamine oleks lihtne
- Teate alati, millal on vahetamise aeg. Tagab alati tõhusa puhastamise.


#### Laitmatuks igemehoolduseks

- Parandab igemete tervist vaid kahe nädalaga

**PHILIPS**  
**sonicare**


## Esiletõstetud tooted

### Eriti pikad harjased



InterCare'i harjapeal on eriti pikad tihedalt koos paiknevad kvaliteetsed harjased, mille eesmärk on eemaldada sügavale hammaste vahele peitunud hambakatt. On kliiniliselt tõestatud, et see vähendab igemete veritsust ja põletikku kõigest kahe nädalaga.

### BrushSync™-režiimi ühildumine



Meie BrushSync™-režiimi ühildumisfunktsioon tagab alati parima võimaliku puhtuse\*\*. InterCare'i harjapea sünkroonitakse BrushSync™-ühilduvusega Philips Sonicare'i hambaharja käepidemega\*\*, et valida erakordse puhtuse tagamiseks optimaalne harjamisrežiim ja intensiivsuse tase. Teil tuleb vaid harjamist alustada.

### Varuharjaped



Pärast kolmekuulist kasutamist harjapea tõhusus langeb, kuid tuletame teile seda BrushSync™-i abil enne meelde. Teie nutikas hambahari jälgib, kui tihti ja kui tugevalt te hambaid harjate ning annab teile teada, millal on õige aeg vahetamiseks. Teil ei ole

Philips Sonicare'i nutikat hambaharja? Lihtsalt jälgige siniseid vahetatavaid harjasid ja kui need muutuvad valgeks, on õige aeg harjapea vahetada.

### Lihtne külge klõpsata




InterCare'i harjapea sobib ideaalselt mis tahes Philips Sonicare'i hambaharja käepidemega kasutamiseks, eranditeks on PowerUp Battery ja Essence. Lihtsaks vahetamiseks ja puhastamiseks hõlpsasti külgeklõpsatav ja eemaldatav.

### Ainus tõeline Sonic-tehnoloogia



Philips Sonicare'i täiustatud Sonic-tehnoloogia suunab vett hammaste vahele ning selle harjased aitavad lõhustada ja eemaldada hambakattu, tagades silmapaistva igapäevase puhtuse.

### Meelerahu harjamisel



Kõik Philips Sonicare'i harjaped on hammastele ja igemetele ohutud ning õrnad. Testide ajal pannakse meie harjapeade omadused proovile, et tagada teile harjamisel alati suurepärase tulemus ja vastupidavus.

## Spetsifikatsioon

### Disain ja viimistlus

- Värv: Valge

### Disain ja viimistlus

- Harjaste jäikus: Keskmise
- Meeldetuletusharjased: Sinine harjaste värv kulub
- Suurus: Tavaline

### Ühilduvus

- Harjapeade süsteem: Kinnklõpsatav
- BrushSync-režiimi ühildumine
- Sobivad järgmistele mudelitele: 2. seeria: katueemaldus, 2. seeria: kaitse katu tekkimise vastu, 3. seeria: igemete tervis, DiamondClean, DiamondClean Smart, EasyClean, Essence+, FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare Platinum Connected, FlexCare+, Lastele, HealthyWhite, HealthyWhite+, PowerUp, ProtectiveClean

### Kaasasolevad tarvikud

- Harjaped: 2 InterCare'i kompaktne harjapea

### Kvaliteet ja tulemuslikkus

- Varuosad: Iga kolme kuu tagant
- Testitud: et tagada optimaalne kasutamine

### Kasu tervisele

- Igemete tervis: Aitab parandada igemete tervist
- Katu eemaldamine: Aitab eemaldada hambakattu



Väljalaske kuupäev  
2022-07-30

Versioon: 1.0.1

© 2022 Firma Koninklijke Philips N.V.  
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata  
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.  
või vastavatele omanikele.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Eemaldab kuni 7x rohkem kattu kui käsihambahari  
\*\* BrushSync™-režiimi ühildumisfunktsiooni saab kasutada ainult  
Philips Sonicare BrushSync™-iga ühilduva hambaharja käepidemega