

# PHILIPS

## sonicare

Звукова електрична  
зубна щітка

ProtectiveClean 4300

Вбудований датчик тиску

1 режим чищення

1 функція BrushSync



HX6848/92



## Біліші зуби. У лагідний спосіб.

Відбілення зубів лише за 1 тиждень.

Відчуйте різницю лагідного чищення із нашим датчиком тиску, відбілюючи зуби за 1 тиждень.

### Покращення стану ротової порожнини підтверджено

- Відбілювання зубів лише за один тиждень

### Innovative technology

- Легкий натиск для чудового та легкого переміщення
- Пацієнти користуються насадками для щітки максимально ефективно
- Вдосконалена звукова технологія Philips Sonicare
- З'єднує розумну ручку щітки та розумні насадки для щітки
- Покращує стан ясен усього за 2 тижні

### Покращує здоров'я ротової порожнини

- Пломби, коронки або чутливі ділянки? Не хвилюйтеся.

### Створено для ваших пацієнтів

- Чудовий спосіб звикнути до нової зубної щітки
- Заохочення до ретельного чищення

# Основні особливості

## Природно біліші зуби




Встановіть насадку для щітки W2 Optimal White, щоб видалити поверхневі плями та мати білішу усмішку. Клінічно підтверджено відбілювання зубів лише за один тиждень завдяки щільним щетинкам у центрі для видалення нальоту.

## Безпечне та лагідне чищення



Ви можете бути впевненими, що чищення буде безпечним: наша звукова технологія підходить для чищення бреккетів, пломб, коронок, вінірів і допомагає запобігти утворенню карієсних порожнин та покращити стан ясен.

## Корисні таймери



Наш QuadPacer дозволяє чистити кожен сектор рота протягом потрібного часу, а наш Smartimer повідомляє користувачам, коли минуть рекомендовані дві хвилини чищення.

## Покращує стан ясен



Насадка для щітки і InterCare має надзвичайно довгі, щільні високоякісні щетинки, щоб почистити наліт глибоко між зубами. Клінічно доведено, що ця насадка зменшує кровоточивість та запалення ясен усього за два тижні.

## Технологія Philips Sonicare




Вдосконалена звукова технологія Philips Sonicare спрямовує воду між зубів, а рухи щітки руйнують наліт та усувають його для виняткового щоденного чищення.

## Технологія BrushSync




Технологія з використанням мікросхеми, яка виявляє і синхронізує розумну насадку для щітки з розумною ручкою щітки. Розумна ручка та розумна насадка для щітки – це потужне поєднання, яке активує розумне нагадування про заміну.

## Забгато тиску?




На відміну від зубної щітки, ви можете не помічати, що сильно тиснете на зуби. У разі надто сильного тиску на ясна зубна щітка подаватиме пульсуючий звук, повідомляючи вам, що потрібно легше натискати.

## Розумне нагадування про заміну



Із часом усі насадки для щітки зношуються. Проте ми подбали про це також: наша розумна технологія розпізнавання щітки відстежує тривалість використання насадки для щітки і силу тиску. Коли настане час замінити її, індикатор на ручці повідомить про це. Таким чином, користувачі можуть бути певні, що насадка для щітки працює блискуче.

## Програма "Легкий старт"



Початок чогось нового завжди вимагає звикання. Тому наша проста стартова програма дає можливість поступово та обережно нарощувати інтенсивність чищення впродовж перших 14 разів використання нової зубної щітки.

# Специфікації

## Потужність

Напруга: 110–220 В

## Технічні характеристики

Батарея: Можна заряджати

Час роботи (від повністю зарядженої батареї до розрядженої): До 2 тижнів

Тип батареї: Літій-іонна

## Конструкція та покриття

Колір: Білий і синій

## Обслуговування

Гарантія: 2 роки обмеженої гарантії

## Простота у користуванні

**Індикатор батареї:** Індикатор показує стан батареї

**Ручка:** Тонка ергономічна конструкція

**Сумісність ручки щітки:** Прості знімні насадки для щітки

**Час чищення:** До 2 тижнів

## Елементи в комплекті

**Насадки для щітки:** 1 W2c Optimal White compact, 1 ic InterCare compact, 1 стандартна для чутливих зубів

**Зарядний пристрій USB (без мережевого адаптера):** 1

**Ручка:** 1 ProtectiveClean

## Ефективність чищення

**Швидкість:** До 62 000 рухів щітки/хв.

**Переваги для здоров'я:** Покращення стану ясен лише за два тижні, Дозволяє зменшити появу карієсних

порожнин

**Таймер:** QuadPacer та SmartTimer

**Реакція на надмірний тиск:** Ручка щітки вібує, попереджаючи користувача

## Режими

**Чищення:** Для виняткового щоденного чищення

**2 рівні інтенсивності:** Низький, Високий

## Технологія інтелектуальних датчиків

**Нагадування про заміну BrushSync:** Завжди відомо, коли потрібно замінити насадки для щітки

**Датчик тиску:** Сповіщає про надмірний тиск під час чищення

