

PHILIPS


sonicare

Standaard sonische
opzetborstels

ProResults

4 stuks

HX6014/33



Complete reiniging

Dankzij het grotere oppervlak en de contouren van de borstelharen worden uw tanden grondig gereinigd en het tandvlees tegelijkertijd gemasseerd.

Een opzetborstel voor meerdere tandenborstels

- Opklikbare opzetborstel

Ontworpen voor optimale prestaties

- Verkleurende borstelharen zorgen voor een effectieve reiniging

Thorough clean feeling in your mouth

- Speciaal ontworpen opzetborstel zorgt voor optimaal profijt van de sonische beweging
- Afgeronde borstelharen volgen de natuurlijke vorm van uw tanden
- Schuine, straalsgewijs uitlopende borstelharen vergroten het te bereiken oppervlak

Kenmerken

Opklikbare opzetborstel



Eenvoudige plaatsing van de opzetborstel en reiniging van het handvat

Schuine, straalsgewijs uitlopende borstelharen



Dankzij het gebogen oppervlak dat door de schuine, straalsgewijs uitlopende borstelharen wordt gevormd, houdt u contact met het oppervlak van uw tanden, kiezen en tandvlees wanneer u met de opzetborstel poetst. Hierdoor wordt een groter oppervlak bereikt zonder dat u een grotere opzetborstel nodig hebt.

Afgeronde borstelharen



Deze borstelharen van de Philips Sonicare elektrische tandenborstel zijn zo ontworpen dat zij de natuurlijke vorm van uw tanden


volgen. De verschillende hoogten en diepten over de lengte van de opzetborstel hebben een ergonomische vorm die de anatomie van de tanden volgt. Bovendien passen de borstelharen tussen uw tanden zodat u minder snel plekjes mist wanneer u uw tanden poetst.

Maximale reiniging



Het doordachte ontwerp en de nauwkeurige fabricage van deze vervangende borsteltjes van Philips Sonicare zorgen in combinatie met de sonische beweging en flexibele poetsstanden voor een grondige reiniging.

Memo-borstelharen



Aan de verkleurende borstelharen kunt u zien wanneer u de opzetborstel moet vervangen. Na 3 maanden van normaal gebruik raken de borstelharen versleten en is de opzetborstel minder effectief. Vervang uw opzetborstel om de 3 maanden.

Specificaties

Technische specificaties

Gebruiksduur: Voor een optimaal poetsresultaat raden wij u aan om de opzetborstel elke 3 maanden te vervangen.

Vervanging: De gekleurde borstelharen vervagen wanneer u de opzetborstel moet vervangen.

Gewicht en afmetingen

Afmetingen verpakking van de opzetborstel:
21,6 x 8,4 x 2,2 (h x b x d) cm

Gewicht verpakking van de opzetborstel:
0.07 kg

Kenmerken

ProResults-opzetborstel

Extra functies

Speciaal gevormde opzetborstel

Meegeleverde artikelen

Hygiënisch beschermkapje: 4 stk

Gebruiksgemak

Geschikt voor de volgende modellen:
FlexCare+, FlexCare, HealthyWhite, HydroClean, EasyClean, DiamondClean

