

PHILIPS

sonicare

ソニックケア センシティブ
ブラシヘッド レギュラー

S Sensitive

2本組

レギュラーサイズ

簡単にはめ込みできるブラシヘッド

敏感な歯と歯ぐき用

HX6052/63



ソフトな毛先が、敏感な歯と歯ぐきを効率よく磨きます。 敏感な歯と歯ぐきのためのブラシヘッド

フィリップスソニックケアセンシティブブラシヘッドは、敏感な歯と歯ぐきに悩む方に最適。歯ぐきにやさしく、効果的にブラッシングできます。

An easy addition to your oral care routine

- 交換時期は3ヵ月ごと

Innovative technology

- 音波水流
- 歯垢をやさしく取り除く

Designed to optimize performance

- 簡単にはめ込みできるブラシヘッド

An unrivaled deep clean

- 手磨きより多くの歯垢を除去

特長

手磨きより多くの歯垢を除去



密集した高品質の毛先が、手磨きより多くの歯垢を除去します。また、歯の輪郭にフィットする毛先で、届きにくい部分もしっかりと磨けます。

歯垢をやさしく取り除く



毛先がソフトなため、やさしく効果的に歯垢を除去します。また、歯の輪郭にフィットする毛先で、敏感な歯と歯ぐきを効率よく磨きます。

簡単にはめ込みできるブラシヘッド



ソニックアークのハンドルは、付属のブラシヘッド以外にもお使いいただけます。お手持ちのハンドルにいろいろなブラシを試して、お気に入りを見つけてください。（ソニックアークキッズ、eシリーズを除く）

交換時期は3ヵ月ごと



通常ブラシヘッドを数か月使い続けると、固さが失われ、徐々に傷んでいきます。最良のブラッシング効果を得るため、ブラシは3ヵ月ごとに交換してください。

音波水流



毎分約 31,000 回の振動と幅広い振幅の組み合わせにより、唾液を活用した音波水流を口腔内に発生させ、やさしくしっかり歯垢を除去します。

デザインと仕上げ

毛の硬さ: やわらかめ

色: ホワイト

交換時期をお知らせ: 青い毛先の色が白くなったら交換のサインです。

サイズ: レギュラー

互換性

ブラシヘッド装着方式: 簡単にはめ込みできるブラシヘッド

使用できるモデル: 2 シリーズ プラーク ディフェンス、ガムヘルス、ダイヤモンドクリーン、ダイヤモンドクリーン スマート、イージークリーン、フレックスケアー、フレックスケアー プラチナ、フレックスケアー プラチナ コネクテッド、フレックスケアープラス、キッズ、ヘルシーホワイト、ヘルシーホワイトプラス、プロテクトクリーン

内容・付属品

ブラシヘッド: S センシティブ スタンダード 2 本

品質と性能

交換: 約 3 ヶ月ごと、もしくは、青色のブラシ毛が白くなったときに交換してください。

テスト済み: 最適な使用のために

健康上の利点

歯垢の除去: ○

