

# PHILIPS


## sonicare

Standard-Bürstenköpfe  
für Schallzahnbürste

ProResults

4er-Pack

HX6014/33



## Gründliche Reinigung

Eine größere Oberfläche und die konturierten Borsten bieten eine gründliche Reinigung und Massage von Zähnen und Zahnfleisch.

### **A brush head that fits multiple handles**

- Aufsteckbarer Bürstenkopf

### **Designed to optimize performance**

- Reminder-Borsten sorgen für eine effektive Reinigung.

### **Thorough clean feeling in your mouth**

- Spezielles Bürstenkopfdesign und Schalltechnologie
- Konturangepasste Borsten für eine Anpassung an die natürliche Form Ihrer Zähne
- Abgewinkelte, radial abgeschnittene Borsten vergrößern Reinigungsbereich

# Besonderheiten

## Aufsteckbarer Bürstenkopf



Einfache Positionierung des Bürstenkopfes und Reinigung des Griffstücks

## Abgewinkelte, radial abgeschnittene Borsten



Der durch abgewinkelte, radial abgeschnittene Borsten geschwungene Oberflächenbereich sorgt dafür, dass der Kontakt zur Zahnoberfläche und dem Zahnfleisch erhalten bleibt, während der Bürstenkopf sich bewegt. So wird eine besonders große Fläche gereinigt, ohne dass ein größerer Bürstenkopf erforderlich ist.

## Konturangepasste Borsten



Die Borsten der Philips Sonicare elektrischen Zahnbürste sind so abgeschnitten, dass sich ihre Kontur an die natürliche Form Ihrer Zähne

anpasst. Die unterschiedlichen Höhen der Borsten des Bürstenkopfes sind speziell nach ergonomischen Gesichtspunkten angeordnet, um sich der natürlichen Form Ihrer Zähne anzupassen und die Zwischenräume für eine gründliche Reinigung gut zu erreichen.

## Maximale Reinigungsleistung



Dank des durchdachten Designs und der präzisen Technik der Philips Sonicare Ersatzbürstenköpfe wird durch die Kombination mit der Schalltechnologie und den flexiblen Reinigungsstufen eine gründliche Reinigung ermöglicht.

## Erinnerungsborsten



Erinnerungsborsten informieren Sie darüber, wann Sie den Bürstenkopf austauschen müssen. Nach drei Monaten normalen Gebrauchs zeigen die Borsten Abnutzungserscheinungen und die Bürstenköpfe sind weniger effektiv. Tauschen Sie die Bürstenköpfe alle 3 Monate aus.

# Daten

## Technische Daten

**Betriebszeit:** Um optimale Ergebnisse zu erzielen, wird empfohlen, den Bürstenkopf alle drei Monate auszuwechseln.

**Austausch:** Reminder-Borsten verblassen, wenn ein Austausch erforderlich ist

## Gewicht und Abmessungen

**Abmessungen der Bürstenkopf-Verpackung:** 21,6 x 8,4 x 2,2 (H x B x T) cm

**Gewicht der Bürstenkopf-Verpackung:** 0.07 kg

## Eigenschaften

ProResults-Bürstenkopf

## Weitere Funktionen

Wellenförmige Bürstenköpfe

## Mitgelieferte Artikel

Hygienische Schutzkappe: 4 Stck.

## Benutzerfreundlichkeit

**Für folgende Modelle geeignet:** FlexCare+, FlexCare, HealthyWhite, EasyClean, EasyClean, DiamondClean

