



Philips Sonicare  
TongueCare+  
Starter kit di pulizia della  
lingua

1 spazzolino per la lingua  
1 spray orale



HX8071/10

## Lingua pulita, alito fresco

Neutralizza i batteri che causano l'alito cattivo

Inserisci. Spruzza. Pulisci. Il nostro innovativo spray con spazzolino per la lingua TongueCare+ trasforma all'istante il tuo Philips Sonicare in una potente soluzione per l'alito fresco. Potrai avere una lingua pulita come solo Sonicare può fare e un alito che resterà fresco a lungo.

### Facile da inserire nelle tue abitudini di igiene orale

- Da spazzolino a spazzolino per la lingua con un solo clic

### La nostra soluzione più avanzata per l'alito fresco

- 240 microsetole per una pulizia delicata e profonda
- Pulizia della lingua con Philips Sonicare
- Un triplo rimedio contro l'alito cattivo
- Neutralizza i batteri che causano l'alito cattivo

**PHILIPS**  
**sonicare**

Starter kit di pulizia della lingua  
1 spazzolino per la lingua 1 spray orale


## In evidenza

### Una tripla pulizia



L'alitosi è causata per un 80% dall'accumulo di batteri che producono odori sgradevoli e si nascondono in profondità nella superficie porosa della lingua. TongueCare+ combina tre potenti componenti per formare una soluzione avanzata per l'alito fresco. L'innovativo spazzolino per la lingua, con 240 microsetole, pulisce tutta la tua lingua per eliminare i batteri sotto la superficie, che provocano l'alitosi. Lo spray orale BreathRx è stato appositamente studiato per uccidere il 99% dei germi che causano l'alitosi\* e neutralizzare gli odori persistenti. La tecnologia sonora Sonicare solleva ed elimina ogni residuo con 31.000 movimenti al minuto.

### Spazzolino per la lingua ad aggancio



Con 240 microsetole in gomma lo spazzolino per la lingua TongueCare+ è studiato specificamente per pulire la superficie morbida e porosa della lingua. Le microsetole flessibili puliscono delicatamente tutti i rilievi e le rientranze, per rimuovere la formazione di batteri ed eroga lo spray BreathRx che stermina i batteri responsabili dell'alito cattivo. La sua forma compatta consente di pulire comodamente tutta la lingua.

### Spray orale BreathRX



L'esclusiva combinazione di ingredienti del nostro spray orale Philips Sonicare BreathRx è clinicamente


testata per uccidere i batteri dell'alitosi e neutralizzare gli odori all'istante. La speciale formula spesso ricopre la lingua e la mantiene lubrificata per garantire una pulizia delicata. L'aroma di menta fresca lascia la tua bocca fresca e pulita.

### Semplicità d'uso



Gli spazzolini per la lingua TongueCare+ trasformano rapidamente il tuo spazzolino Philips Sonicare in uno spazzolino per lingua a potenza sonora. Ogni spazzolino si posiziona sul Philips Sonicare, proprio come una normale testina. Facili da usare, sostituire e pulire, questi innovativi spazzolini per la lingua sono compatibili con tutti gli spazzolini della gamma Philips Sonicare, perciò aggiungere la pulizia della lingua alle tue abitudini di igiene orale non potrebbe essere più facile. Adatto a tutti gli spazzolini Philips Sonicare, eccetto: PowerUp Battery ed Essence.

### Potenza sonora



TongueCare+ è l'unica soluzione di pulizia con la potenza di Philips Sonicare, che elimina ogni batterio dell'alitosi ad ogni passata. Le 31.000 vibrazioni al minuto sollevano ogni residuo, eliminano i batteri dell'alitosi ed eroga gli ingredienti di BreathRx che stermina i batteri. Grazie alla nostra tecnologia Philips Sonicare, la tua lingua sarà più pulita e il tuo alito resterà fresco più a lungo.

HX8071/10

## Specifiche

### Accessori inclusi

- Spray orale antibatterico: 60 ml
- Spazzolino per la lingua: 1

### Ingredienti

- Spray orale antibatterico: 0,09% CPC, zytex

### Scadenza

- Scadenza: 36 mesi
- Dopo l'apertura: 6 mesi



Data di rilascio  
2022-07-30

Versione: 1.0.1

EAN: 08 71010 37909 38

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)