

# PHILIPS

## sonicare

标准型声波震动牙刷  
头

G3 Premium Gum  
Care

3 支装

标准规格

卡入式

BrushSync 模式配对

HX9053/67



## 牙龈更健康，微笑更灿烂

2 周提升牙龈健康高达 7 倍\*

采用 G3 智臻牙龈保健刷头，帮助患者更好地保护牙龈健康，让笑容常挂嘴边。柔软侧边富有弹性，可根据您的牙龈轮廓进行调节，接触面贴合度高出 2 倍多\*，可有效地去除牙龈线的牙菌斑。

### Innovative technology

- 飞利浦 Sonicare 先进的声波技术
- 手柄自动选择模式和强度\*

### Designed to optimize performance

- 经过测试，可满足您的口腔健康需求
- 每天使用，获得有效的清洁效果
- 可与任何飞利浦 Sonicare 卡入式牙刷配合使用

### For exceptional gum care

- 有效减少牙龈发炎\*

### An unrivaled deep clean

- 接触面的贴合度高出 2 倍\*，轻松实现深层清洁
- 清除多达 10 倍的牙菌斑


# 产品亮点

## 专注于牙龈健康




有了智臻护龈刷头，即使是深层清洁，也会变得异常柔和。在牙刷顺着牙龈线移动时，刷头柔软的侧面和刷毛可吸收任何多余的压力，使得牙龈得到保护，即使患者刷得太用力也没问题。弧形轮廓让刷毛能够均匀地清洁，呵护牙龈。柔软的刷毛可轻柔但高效地清洁牙龈线，也就是牙龈疾病开始的地方。使用小号牙刷刷头，使用起来更为方便，可集中清洁难以触及的区域。

## 自适应清洁技术




患者每次使用我们的自适应清洁技术刷牙时，都能获得个性化的清洁效果。柔软、灵活的橡胶侧边让智臻护龈刷头可自适应口腔的出众轮廓。我们的刷毛可根据牙龈和牙齿进行调节，与 DiamondClean 刷头相比，给予患者高达 2 倍多的接触面贴合度，即使在难以接触的位置，也能达到更深层的清洁效果。自适应清洁技术还可以：温柔呵护牙龈周围；吸收多余的刷牙压力；并实现更胜一筹的清洁，获得出众的清洁效果。

## 出色的牙菌斑去除效果



得益于其灵活的设计，智臻护龈刷头经证明能清除多达 10 倍以上的牙菌斑。它继续增强我们出众的飞利浦 Sonicare 清洁技术，这样无论患者怎样刷牙，都能获得看得见、摸得着的优异清洁效果。

## BrushSync 模式配对




使用我们的 BrushSync 模式配对功能，患者将获得出色的清洁效果。智臻护龈刷头中的微芯片与相连的飞利浦 Sonicare 牙刷柄同步。它提示牙刷柄自动选择相匹配的刷牙模式和强度级别，以更好地保护牙龈健康。患者需要做的就是开始刷牙。

## 飞利浦 Sonicare 技术



飞利浦 Sonicare 先进的声波技术在牙齿之间喷射脉冲水流，其刷牙振动过程可使牙菌斑分裂，并将其清除，从而实现出色的日常清洁效果。

## 智能刷头更换



刷头正常使用三个月后，会出现变形和刷毛磨损。飞利浦 Sonicare 智能型声波震动牙刷可根据消费者刷牙的频率及其所用的压力，提供准确的刷头更换提醒。对于那些不使用智能牙刷的人，智臻护龈刷头的蓝色提示刷毛会褪变成白色，提醒患者更换刷头。

## 轻松卡入



智臻护龈刷头只需卡入飞利浦 Sonicare 牙刷柄，即可牢牢固定，并易于维护和清洁。智臻护龈刷头适合所有飞利浦 Sonicare 牙刷柄，但 PowerUp Battery 和 Essence 除外。

## 放心刷牙



所有飞利浦 Sonicare 刷头都可安全柔和地作用于牙齿和牙龈。测试过程中，每个刷头都要通过测试，确保您每次刷牙时它都经久耐用且效果出色。

# 规格

## 设计和外观

颜色: 白色

刷毛硬度: 柔软

智能刷头识别

提示型刷毛: 蓝色刷毛逐渐褪色

刷头材料: 柔软、灵活的橡胶侧边

规格: 标准

## 兼容性

牙刷头系统: 卡入式

适用型号: 2 系列牙菌斑防御型, 2 系列牙菌斑抵御型, 3 系列牙龈健康型, 钻石亮白型, DiamondClean Smart, EasyClean, Essence+, FlexCare, 致臻护齿型, 致臻护齿型 (已连接), 深层净护型, 儿童, 健康净白型, HealthyWhite+, PowerUp

## 包含

刷头: 3 个智臻护龈刷头 (G3)

## 质量和性能

替换: 每隔 3 个月

经过测试: 带来理想使用效果

## 健康益处

去除牙菌斑: 去除多达 10 倍的牙菌斑\*\*\*\*

牙龈健康: 提供 7 倍更健康的牙龈\*

