

# PHILIPS

## sonicare

(即旧款 ProResults  
牙菌斑防御型刷头)

C2 Optimal Plaque  
Defense

4 个装

标准规格

卡入式

BrushSync 模式配对

HX9024/67



## 高效去除牙菌斑，温柔呵护牙龈

### 每日享受非凡的牙菌斑去除效果

飞利浦 Sonicare C2 Optimal 牙菌斑抵御型牙刷头（即旧款 ProResults 牙菌斑防御型刷头）对希望去除牙菌斑的用户来说是理想选择，可作为他们每日口腔健康护理的一部分。

#### Innovative technology

- 经过测试，可满足您的口腔健康需求
- 飞利浦 Sonicare 先进的声波技术
- 自动选择优化模式，达到理想结果\*\*

#### Designed to optimize performance

- 始终了解何时需要更换。始终获得有效清洁。
- 卡入式设计，轻松安装刷头

#### For exceptional care of teeth and gums

- 比手动牙刷高出 7 倍的牙菌斑清除效果

## 产品亮点

### 告别牙菌斑



排列紧密的高质量刷毛可比手动牙刷去除多达 7 倍的牙菌斑。同时，特殊弯曲的仪器头可轻松清洁口腔深处。

### 刷头更换



刷头使用 3 个月后将变差，但是有了 BrushSync™，您就会在这种情况下发生之前得到提醒。智能牙刷会跟踪刷牙力度，并在需要更换时通知您。还没有飞利浦 Sonicare 智能牙刷？只需观察蓝色的替换刷毛，当它们变白时，您就知道该换新刷头了。

### 飞利浦的声波技术



飞利浦 Sonicare 先进的声波技术在牙齿之间喷射脉冲水流，其刷牙振动过程可使牙菌斑分裂，并将其清除，从而实现出色的日常清洁效果。

### 放心刷牙



所有飞利浦 Sonicare 刷头都可安全柔和地作用于牙齿和牙龈。测试过程中，每个刷头都要通过测试，确保您每次刷牙时它都经久耐用且效果出色。

### BrushSync™ 模式配对



通过 BrushSync™ 模式配对功能，您将始终获得尽可能出色的清洁效果\*\*。飞利浦 Sonicare C2 Optimal 牙菌斑抵御型刷头与支持 BrushSync™ 的飞利浦 Sonicare 牙刷柄同步\*\*，选择优化的刷牙模式和强度级别，带来理想的美白效果。您要做的就是开始刷牙。

### 轻松卡入



除了飞利浦 One 和 Essence 之外，Optimal 牙菌斑抵御型刷头适合任何飞利浦 Sonicare 牙刷柄。只需卡入和松脱，便可轻松替换和清洗。

## 规格

### 设计和外观

刷毛硬度: 中等

颜色: 白色

提示型刷毛: 蓝色刷毛逐渐褪色

规格: 标准

### 兼容性

牙刷头系统: 卡入式

BrushSync 模式配对

适用型号: 2 系列牙菌斑防御型, 2 系列牙菌斑抵御型, 3 系列牙龈健康型, 钻石亮白型, DiamondClean Smart, EasyClean, Essence+, FlexCare, 致臻护齿型, 致臻护齿型 (已连接), 深层净护型, 儿童, 健康净白型, HealthyWhite+, PowerUp, ProtectiveClean

### 包含

刷头: 4 个 Optimal 牙菌斑防御刷头 (C2)

### 质量和性能

替换: 每隔 3 个月

经过测试: 带来理想使用效果

### 健康益处

去除牙菌斑: 清除多达 7 倍的牙菌斑\*

