

# PHILIPS

## sonicare

Standaard sonische  
opzetborstels

S Sensitive

3 stuks

Standaardformaat

Opklikbaar

Voor gevoelige tanden en  
tandvlees



HX6053/05



Ultravoorzichtige reiniging. Ultrazacht comfort.  
Superieure reiniging van gevoelige tanden en gevoelig  
tandvlees.

De opzetborstel voor Philips Sonicare S Sensitive-tandenborstels is ideaal voor mensen met gevoelige of pijnlijke tanden en gevoelig en pijnlijk tandvlees.

#### **A brush head that fits multiple handles**

- Geschikt voor alle Philips Sonicare tandenborstels

#### **Bewezen verbetering van de mondhygiëne**

- Onderdeel van een betere mondverzorgingsroutine

#### **Ontworpen voor optimale prestaties**

- Innovatief borstelhaarontwerp verwijdert tandplak voorzichtig
- Memo-borstelharen zorgen voor de meest effectieve reiniging
- Philips Sonicare geavanceerde sonische technologie

#### **Zachte en effectieve reiniging**

- Verwijdert meer plak dan een gewone tandenborstel

## Kenmerken

### Verwijdert tandplak voorzichtig



Deze Philips Sonicare-opzetborstel heeft ultrazachte borstelharen voor een zachte, effectieve reiniging. Ook voorzien van speciaal zacht profiel voor een aangename poetsbeurt. Ook verkrijgbaar in compacter formaat voor precisie reiniging.

### Verwijdert meer plak



Het is klinisch bewezen dat onze Philips Sonicare Sensitive-opzetborstel voor superieure tandplakverwijdering zorgt, vergeleken met een normale tandenborstel.

### Maximale sonische beweging



De geavanceerde sonische technologie van Philips Sonicare stuurt water tussen de tanden, en de poetsbewegingen verwijderen tandplak voor een buitengewone dagelijks reiniging.

### Systeem met opklikbare opzetborstel




U klikt deze opzetborstel op het handvat, zodat hij stevig vastzit, maar hij is er ook eenvoudig weer af te halen voor onderhoud en schoonmaken. De opzetborstel is geschikt voor alle Philips Sonicare tandenborstels behalve PowerUp Battery en Essence.

### Betere mondverzorging



Net als alle authentieke Philips Sonicare-opzetborstels, is deze opzetborstel veilig voor tanden en tandvlees. Elke opzetborstel is getest op kwaliteit voor uitzonderlijke prestaties en duurzaamheid.

### Memo-borstelharen



In eerste instantie is het misschien niet merkbaar, maar opzetborstels worden geleidelijk aan zachter en slijten na enkele maanden normaal gebruik. Onze blauwe memo-borstelharen worden langzaam wit en helpen u te zien wanneer het tijd is voor een nieuwe opzetborstel. Vervang uw opzetborstel om de drie maanden voor optimale resultaten.

## Specificaties

### Ontwerp en afwerking

Hardheid borstelharen: Ultrazacht  
 Kleur: Wit  
 Memo-borstelharen: Blauwe kleur  
 borstelharen wordt langzaam wit  
 Formaat: Standaard

### Compatibiliteit

Systeem voor opzetborstel: Opklikbaar  
 Geschikt voor de volgende modellen:  
 HealthyWhite+, 2-serie Plaque Defense, 3-Serie Gum Health, DiamondClean, EasyClean, FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare+, For Kids, HealthyWhite

### Meegeleverde artikelen

Opzetborstels: 3 Sensitive-standaardborstel

### Kwaliteit en prestaties

Vervanging: Iedere 3 maanden

### Gezondheidsvoordelen

Verwijdering van tandplak: Helpt tandplak te verwijderen

