

# PHILIPS

## sonicare

Стандартні насадки для  
звукової зубної щітки

InterCare

2 шт. в упаковці

Стандартний розмір

Знімні

Чищення між зубами

HX9002/07



Бездоганне чищення.\* Глибше проникнення між  
зубами.

Чищення між зубами й у важкодоступних місцях

Насадка для зубної щітки Philips Sonicare InterCare ідеально підходить для усунення нальоту між зубами, кровоточивості та запалення ясен і забезпечення здорової, прекрасної посмішки.

#### A brush head that fits multiple handles

- Підходить для будь-якої зубної щітки із знімною насадкою Philips Sonicare

#### Покращення стану ротової порожнини підтверджено

- Складає кращого догляду за ротовою порожниною

#### Краще усунення нальоту та догляду за яснами


- Усуває до 7 разів більше нальоту, ніж звичайна зубна щітка

#### Створена для оптимальної ефективності

- Розроблено для глибшого чищення та навіть більше
- Щетинки-індикатори забезпечують найефективніше чищення
- Покращує стан ясен усього за 2 тижні
- Вдосконалена звукова технологія Philips Sonicare

## Основні особливості

### Надзвичайно довгі щетинки



Насадка для щітки InterCare має надзвичайно довгі, щільні високоякісні щетинки, щоб почистити прихований наліт глибоко між зубами. Клінічно доведено, що ця насадка зменшує кровоточивість та запалення ясен усього за 2 тижні.

### Усуває до 7 разів більше нальоту



Клінічно доведено, що насадка для щітки Philips Sonicare InterCare усуває до 7 разів більше нальоту між зубами, ніж звичайна зубна щітка, лише через чотири тижні використання.

### Кращий догляд за ротовою порожниною



Як і всі оригінальні насадки для щіток Philips Sonicare, ця насадка для щітки безпечна для зубів та ясен. Перевірено якість кожної насадки для щітки для виняткової роботи та надійності.

### Глибше чищення та навіть більше



Ця насадка для щітки Philips Sonicare має надзвичайно довгі щетинки з високою щільністю, щоб очистити прихований наліт між зубами та в інших важко доступних ділянках.

### Максимальні звукові коливання



Вдосконалена звукова технологія Philips Sonicare спрямовує воду між зубів, а рухи щітки руйнують наліт та усувають його для виняткового щоденного чищення.

### Щетинки-індикатори



Не завжди помітно, але насадки для щітки втрачають жорсткість і поступово зношуються. Наші блакитні щетинки-індикатори стають білими, повідомляючи про необхідність заміни. Для забезпечення оптимальних результатів замініть насадку для щітки кожні три місяці.

### Знімна система насадки для щітки



Ця насадка для щітки встановлюється на ручку щітки для безпечної фіксації та легкого догляду й чищення. Вона підходить для всіх ручок зубних щіток Philips Sonicare, крім PowerUp Battery та Essence.

# Специфікації

## Конструкція та покриття

**Жорсткість щетинок:** Середній

**Колір:** Білий

**Щетинки-індикатори:** Блакитний колір щетинок зникає

**Розмір:** Стандартний

## Сумісність

**Система насадок для щітки:** Знімні

**Підходять для цих моделей:** HealthyWhite+, 2 Series plaque control, 3 Series gum health, DiamondClean, EasyClean, FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare+, for Kids, HealthyWhite

## Елементи в комплекті

**Насадки для щітки:** 2 стандартні InterCare

## Якість та функціональність

**Заміна:** Кожні 3 місяці

**Перевірено:** для оптимального використання

## Переваги для здоров'я

**Здоров'я ясен:** Покращує стан ясен за 2 тижні

**Видалення нальоту:** Усуває до 7 разів більше нальоту\*

