

PHILIPS

sonicare

声波震动牙刷与应用程序

DiamondClean Smart

个性化辅导

精锐感知科技

智能刷头感应

4 种模式、3 种强度



HX9903/02



我们的牙刷，为您带来全面的口腔护理 全面呵护，让您自信十足

钻石亮白智能系列牙刷，可以带来全面护理。四个高性能刷头可让您关注口腔健康的方方面面，并且我们的智能传感器技术将给予您个性化的反馈和辅导。

Proven to improve oral health

- 清除高达 10 倍以上的牙菌斑*适合深层清洁
- 2 周提升牙龈健康高达 7 倍*
- 3 天清除牙渍高达 2 倍以上

Personalized in-app coaching to perfect brushing

- 指导您重点刷洗遗漏区域
- 带您返回任何错过的部位，达到全覆盖
- 开始更好地护理有问题的部位
- 提醒您是否用力过猛
- 引导您减少用力刷牙

Optimize your brushing

- 刷头会自动选择最佳设置
- 确保充分利用刷头
- 从 4 种模式和 3 种强度设置中进行选择
- 优质充电杯和旅行收藏盒


产品亮点

告别牙菌斑



卡入 C3 智臻牙菌斑控制刷头，体验我们的深层清洁。柔软的弹性侧边使刷毛紧密贴合到每个牙齿的表面，带来 4 倍以上的接触面贴合度***并难以触及的部位去除多达 10 倍以上的牙菌斑*。

呵护您的牙龈




卡入 G3 智臻护龈刷头，改善您的牙龈健康。其刷毛尺寸更小，专门针对牙龈线，可轻柔但高效地清洁牙龈线，也就是牙龈疾病开始的地方。临床试验证明，这种刷头可有效减少牙龈发炎*，只需两周，牙龈健康度即可提高 7 倍。*

快速亮白牙齿




卡入 W3 智臻亮白刷头，去除表面牙渍，露出洁白笑容。去渍刷毛密集排列在中央，临床证明，只需 3 天，即可清除多达一倍以上的牙渍。**

不会错过任何部位




当您清洁彻底时，飞利浦 Sonicare 应用程序会让您知道您何时已经实现彻底清洁，并会指导您成为更棒、更细心的刷牙能手。

补刷提醒功能




如果您碰巧在刷牙时错过了某个部位，您应用程序的补刷提醒功能会显示出来。然后您就可以返回再刷一遍，并且每次都能确信进行了完整的清洁。

重点部位和目标设定




您的牙医有没有指出过您口腔中有问题的部位？我们会在您的应用程序内立体口腔图中将其突显出来，并且提醒您格外注意这些部位。

太过用力？




您可能不会注意到自己刷牙用力过猛，但钻石亮白智能系列会。如果您太过用力，手柄末端的光环会闪烁。这是减轻压力，让刷头完成工作的温柔提醒。10 人中有 7 人发现此功能有助于其成为更好的刷牙者。

轻松上手



有了电动牙刷，您应让牙刷完成刷牙工作。我们已在牙刷柄中内置了智能摩擦感应作为减小刷牙幅度的温馨提醒。这样，您就可以提高刷牙技巧，达到更柔和、更有效的清洁效果。

BrushSync 模式配对



想知道您应使用哪种模式和强度？无需再犹豫。刷头中的微芯片会告知钻石亮白智能系列您使用的是哪种模式和强度。因此，如果您卡入牙龈保健刷头，您的牙刷知道应选择优化模式和强度，为您的牙龈提供轻柔高效地护理。您所要做的是按下电源按钮。

规格

连接

Bluetooth® 无线技术: 已连接刷牙应用程序

功率

电压: 110-220 伏

技术规格

电池: 充电式设计

操作时间 (电量从满到空): 14 天*****

电池类型: 锂离子

设计和外观

颜色: 白色

服务

保修: 2 年全球保修

兼容性

Android 兼容性: Android 手机, 支持蓝牙 4.0 的平板电脑

iOS 兼容性: iPad 第 3 代或更高版本, iPhone 4S 或更高版本, 带 iOS7 或更高版本

操作简易

牙刷柄兼容性: 便捷的卡入式刷头

手柄: 设计纤巧, 符合人体工学

电量不足指示: 当电池电量快要耗尽时, 充电指示

灯呈琥珀色闪烁 15 秒

显示屏: 液晶显示屏

刷头识别: 与匹配的模式同步

更换提醒: 始终确保卓越效果, 提醒图标亮起

包含

刷头: 1 个智臻洁净刷头 (C3), 1 个智臻护龈刷头 (G3), 1 个智臻亮白刷头 (W3)

旅行收藏盒: 优质旅行收藏盒

手柄: 1 个钻石亮白智能系列

杯式充电器: 1

清洁效能

性能: 去除多达 10 倍的牙菌斑*

健康益处: 提升牙龈健康高达 7 倍****

速度: 高达 62000 次电刷运动/分钟

美白益处: 清除牙渍高达 2 倍以上*****

提醒功能: BrushPacer 和 Smartimer 两分钟智能

计时器

压力反馈: 环呈紫色亮起, 可提示用户的振动手柄

补刷提醒功能: 确保全覆盖

模式

3 种强度: 高, 中等, 低

清洁: 实现卓越的每日清洁

深层清洁+: 实现舒爽的深层清洁

牙龈健康: 特别注意臼齿

亮白+: 去除表面污渍

BrushSync 模式配对

C3 智臻牙菌斑控制刷头: 与清洁模式配对

G3 智臻牙龈保健刷头: 与牙龈健康模式配对

W3 智臻亮白刷头: 与亮白+模式配对

精锐感知科技

智能力度感应: 刷牙太过用力时提醒

智能定位感应: 跟踪和改进覆盖范围

智能摩擦感应: 引导减少用力刷牙

立体口腔图: 突显有问题的部位

补刷提醒功能: 处理错过的部位

位置传感器: 引导至您错过的区域

