

# PHILIPS

## sonicare

Standardowe główki  
szczoteczki sonicznej

i InterCare

3 sztuki w opakowaniu

Rozmiar standardowy

Jedno przyciśnięcie

Funkcja Brush Sync

HX9003/10



## Docieranie głębiej między zęby. Doskonałe czyszczenie\*.

### Wyczyść przestrzeń międzyzębowe i trudno dostępne miejsca

Dzięki zaawansowanej technologii pikowania i bardzo długiemu włosiu główka szczoteczki InterCare pomaga usunąć nawet 7 razy więcej płytki nazębnej pomiędzy zębów niż zwykła szczoteczka. Poprawia zdrowie dziąseł zaledwie w dwa tygodnie.

#### **Innovative technology**

- Automatycznie wybiera optymalny program, dając wspaniałe efekty\*\*
- Zaawansowana technologia soniczna Philips Sonicare

#### **Designed to optimize performance**

- Rezultaty udowodnione w badaniach klinicznych
- Mocowanie na kliknięcie ułatwia zakładanie główki szczoteczki
- Zawsze wiesz, kiedy dokonać wymiany. Zawsze skutecznie szczotkujesz.

#### **For exceptional gum care**

- Poprawia zdrowie dziąseł zaledwie w 2 tygodnie

#### **For exceptional plaque removal**

- Usuwasz do 7 razy więcej płytki nazębnej dzięki główce szczoteczki InterCare\*


# Zalety

## Usuwa do 7 razy więcej płytki nazębnej



Nałóż główkę szczoteczki InterCare, aby poprawić zdrowie swoich dziąseł w zaledwie 2 tygodnie. Bardzo długie włosie pozwala dbać o zdrowie dziąseł poprzez usuwanie płytki nazębnej ukrytej pomiędzy zębami i w innych trudno dostępnych miejscach.

## Bardzo długie włosie



Główka szczoteczki InterCare jest wyposażona w bardzo długie włosie o dużej gęstości, które umożliwia usuwanie płytki nazębnej ukrytej głęboko między zębami. Badania kliniczne dowiodły, że pozwala ona ograniczyć zapalenie dziąseł i krwawienie w zaledwie 2 tygodnie.

## Parowanie w programie BrushSync™



Dzięki funkcji parowania w programie BrushSync™ osiągniesz najwyższy możliwy poziom czystości\*\*. Główka szczoteczki

InterCare synchronizuje się z wyposażoną w program BrushSync™ rączką Philips Sonicare\*\*\* oraz wybiera najlepszy program i intensywność szczotkowania, zapewniając wyjątkowo skuteczne wybielanie. Wystarczy tylko zacząć szczotkować.

## Wymiana końcówki szczoteczki



Końcówki szczoteczki stają się mniej skuteczne po 3 miesiącach użytkowania, ale BrushSync™ przypomni Ci, zanim tak się stanie. Inteligentna szczoteczka do zębów rejestruje, jak często i jak mocno szczotkujesz zęby, i informuje, gdy nadejdzie czas na wymianę końcówki. Nie masz inteligentnej szczoteczki do zębów Philips Sonicare? Wystarczy, że będziesz monitorować niebieskie włókna, które informują o konieczności wymiany końcówki na nową, gdy zmienią kolor na biały.

## Łatwy montaż



Główka InterCare pasuje do wszystkich rączek szczoteczek Philips Sonicare z wyjątkiem PowerUp Battery i Essence. Prosty montaż ułatwia wymianę i czyszczenie.

## Jedyna prawdziwa technologia soniczna



Zaawansowana technologia soniczna Philips Sonicare wtłacza wodę w szczeliny międzyzębowe i usuwa płytkę nazębną pociągnięciami szczoteczki.

## Pełen komfort psychiczny podczas szczotkowania



Wszystkie końcówki szczoteczek Philips Sonicare są skuteczne w czyszczeniu, ale i bezpieczne dla zębów i dziąseł. Poddane wszechstronnym i wymagającym testom, gwarantują najwyższą jakość i wyjątkową skuteczność przy każdym szczotkowaniu.

# Dane techniczne

## Stylistyka i wykończenie

**Miękkość włosia:** Średni

**Kolor:** Biały

**Włókna Przypominające:** Zanikający niebieski kolor włosia

**Wymiary:** Standardowa

## Zgodność

**Końcówki:** Jedno przyciśnięcie

**Pasujące modele:** Seria 2 — ochrona przed płytką nazębną, Seria 2 — ochrona przed

płytką nazębną, Seria 3 — zdrowie dziąseł, DiamondClean, DiamondClean Smart, EasyClean, Essence+, FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare Platinum Connected, FlexCare+, for Kids, HealthyWhite, HealthyWhite+, PowerUp, ProtectiveClean  
**Parowanie w programie BrushSync**

## Elementy zestawu

**Końcówki szczoteczki:** 3 standardowe i InterCare

## Jakość i skuteczność

**Wymiana:** Co 3 miesiące

**Testowane:** pod kątem optymalnego użytkowania

## Korzyści dla zdrowia

**Zdrowie dziąseł:** Poprawia zdrowie dziąseł w 2 tygodnie

**Usuwanie płytki nazębnej:** Usuwanie do 7 razy więcej płytki nazębnej\*

