

# PHILIPS

## sonicare

Standard-Bürstenköpfe  
für Schallzahnbürste

DiamondClean

Dreierpack

HX6063



## Überragende Reinigung. Weiße Zähne.

### Bürstenkopf für weiße Zähne

Ersatzbürstenkopf für die elektrische Sonicare Zahnbürste. Eine optimale Reinigung mit dem besten Bürstenkopf.

#### **A brush head that fits multiple handles**

- Aufsteckbarer Bürstenkopf

#### **Provides an exceptional plaque removal**

- Entfernt bis zu 100 % mehr Plaque als eine Handzahnbürste\*

#### **Provides a superior clean**

- Diamantförmige Borsten für die Plaque-Entfernung
- 44 % mehr Borsten für eine gründliche Reinigung
- Mittelharte Borsten für ein gründliches und sanftes Reinigungserlebnis.

#### **Designed to optimize performance**

- Reminder-Borsten sorgen für eine effektive Reinigung.


# Besonderheiten

## Aufsteckbarer Bürstenkopf



Einfache Positionierung des Bürstenkopfes und Reinigung des Griffstücks

## Erinnerungsborsten



Erinnerungsborsten informieren Sie darüber, wann Sie den Bürstenkopf austauschen müssen. Nach drei Monaten normalen Gebrauchs zeigen die Borsten

Abnutzungserscheinungen und die Bürstenköpfe sind weniger effektiv. Tauschen Sie die Bürstenköpfe alle 3 Monate aus.

## 44 % mehr Borsten

44 % mehr Borsten für eine gründliche Reinigung.

## Diamantförmige Borsten

Diamantförmige Borsten verfügen über mehr Reinigungsfläche zur Plaque-Entfernung.

## Mittelharte Borsten

Mittelharte Borsten für ein gründliches und sanftes Reinigungserlebnis.

## Entfernt bis zu 7 Mal mehr Plaque



\*Entfernt an schwer erreichbaren Stellen bis zu 100 % mehr Plaque als eine Handzahnbürste

# Daten

## Technische Daten

**Betriebszeit:** Um optimale Ergebnisse zu erzielen, wird empfohlen, den Bürstenkopf alle drei Monate auszuwechseln.

## Benutzerfreundlichkeit

**Bürstenkopfsystem:** Einfach aufzusteckende Bürstenköpfe für optimale Hygiene  
**Für folgende Modelle geeignet:** FlexCare+, FlexCare, HealthyWhite, DiamondClean, EasyClean, EasyClean

