

PHILIPS

sonicare

스탠다드형 칫솔 버라
이어티 팩

3개입 팩

스탠다드형

클릭온

BrushSync 모드 페어링

HX9073/96



더 깨끗한 세정, 더 건강한 잇몸, 더 하얀 치아

치아와 잇몸의 완벽한 케어 효과

C3 프리미엄 플라그 디펜스 칫솔모는 플라그를 최대 10배 이상 제거*하여 뛰어난 결과를 제공합니다. G3 프리미엄 잇몸 케어 칫솔모는 단 2주만에*** 7배 더 건강한 잇몸을 만들어주고 W3 프리미엄 화이트 칫솔모는 3일만에* 100% 더 많은 착색을 제거합니다.

Innovative technology

- 필립스 소닉케어의 고급 음파 기술
- 간편한 칫솔모 교체를 위한 클릭온 디자인
- 당신의 구강건강에 대한 필요에 부합하도록 테스트 되었습니다.
- 최적의 모드 자동 선택 기능, 최상의 양치 효과****

Designed to optimize performance

- 제때 칫솔모 교체 시기를 파악할 수 있으므로 언제나 탁월한 세정 효과를 누릴 수 있습니다

Philips Sonicare's deep clean


- 최대 4배 더 뛰어난 표면 접촉력**에 힘입은 간편하고 탁월한 세정

For exceptional care of teeth and gums

- 단 3일 만에 치아표면 착색을 최대 2배 더 제거*
- 일반 칫솔 대비 최대 10배 더 많은 플라그 제거
- 단 2주 만에 최대 7배의 잇몸 건강 개선 효과***

주요 제품

플라그를 효과적으로 제거하세요.




필립스 소닉케어 프리미엄 플라그 디펜스 칫솔모는 유연한 디자인으로 닿기 힘든 곳의 플라그를 일반 칫솔 대비 최대 10배 더 많이 제거해주므로* 잇몸선에서부터 치아 사이까지 깨끗하게 닦을 수 있습니다.

집중 잇몸 케어



필립스 소닉케어 프리미엄 잇몸케어 칫솔모는 부드럽고 탁월한 세정 효과를 제공합니다. 양치질을 지나치게 세게 하더라도 칫솔이 잇몸선을 따라 움직이는 동안, 프리미엄 잇몸케어의 유연한 측면부와 칫솔모가 과도한 압력을 흡수해 주며, 플라그와 박테리아를 제거하여 구강 건강을 개선하는 데 도움을 줍니다. 또한 곡선형 디자인은 칫솔모와 치아 표면의 접촉을 극대화 할 수 있습니다.

빠르게 치아가 더 밝아지는 효과




필립스 소닉케어 프리미엄 화이트 칫솔모는 가운데 부분이 조밀하게 식모되어 있어, 제거가 잘 안되는 플라그 뿐만 아니라 매일 섭취하는 음식물과 음료로 인한 착색도 제거할 수 있습니다. 유연한 측면 부분은 칫솔모가 사람마다 고유한 치아와 잇몸 모양을 따라 밀착하여 뛰어난 세정 효과를 보이도록 도와, 단 3일 만에 더 밝은 미소를 되찾을 수 있습니다.

BrushSync 모드 페어링



당사의 BrushSync™ 모드 페어링 기능****으로 양치할 때마다 최상의 세정력을 경험해 보세요. 프리미엄 칫솔모는 BrushSync™ 지원 필립스 소닉케어 칫솔 핸들****과 동기화되어 최적의 양치 모드와 강도를 선택해 탁월한 세정, 착색제거 및 잇몸 케어를 제공합니다. 여러분은 양치를 시작하기만 하면 됩니다.

어댑티브 클리닝 기술



어댑티브 클리닝 기술이 적용되어 양치할 때마다 맞춤형 세정을 경험할 수 있습니다. 부드럽고 유연한 고무 측면 덕분에 프리미엄 플라그 디펜스, 프리미엄 잇몸케어, 프리미엄 화이트 칫솔모가 사용자의 고유한 구강 굴곡에 맞도록 조정됩니다. 칫솔모가 사용자의 고유한 잇몸과 치아에 맞게 조정되기 때문에 일반적인 칫솔모에 비해 치아 표면 접촉력이 최대 4배 우수하고 그 결과 쉽게 닿기 힘든 곳까지 깨끗하게 세정됩니다. 또한 어댑티브 클리닝 기술을 사용하면 잇몸선을 따라 부드럽게 움직이면서 과도한 압력이 가해져도 이를 흡수할 수 있고, 양치질의 움직임이 개선되어 탁월한 양치 경험과 세정 효과를 제공합니다.

필립스 소닉케어 기술



필립스 소닉케어의 고급 음파 기술이 물살을 만들어 치아 사이를 통과시키고, 칫솔모가 움직여 플라그를 제거해, 놀라운 깨끗함을 선사합니다.

칫솔모 교체 신호



칫솔모는 사용한 지 3개월이 지나면 세정력이 떨어집니다. 이제 BrushSync™로 교체 시기를 미리 파악해 보세요. 스마트 칫솔이 사용자의 양치 빈도와 사용 강도를 추적해 교체 시기가 가까워지면 이를 알려 줍니다. 필립스 소닉케어의 스마트 칫솔을 사용하지 않으시는 분은 칫솔모의 파란색 부분을 유심히 살펴 보세요. 파란색이 흰색으로 변하면 새 칫솔모로 교체할 시기입니다.

손쉬운 클릭은



프리미엄 플라그 디펜스, 프리미엄 잇몸케어, 프리미엄 화이트 칫솔모는 필립스 소닉케어 칫솔 핸들에 클릭온하기만 하면 핸들에 단단히 고정됩니다. 칫솔모를 교체하는 경우에도 반대방향으로 당겨 간편하게 탈부착 할 수 있습니다. 이런 디자인은 칫솔모 유지관리 및 세척도 간편하게 만들어줍니다. 프리미엄 칫솔모는 파워업 배터리 및 에센스 라인업을 제외한 모든 필립스 칫솔 핸들과 호환됩니다.

안심하고 이를 닦으세요.



모든 필립스 소닉케어 칫솔모는 치아와 잇몸에 자극 없이 안전하고 부드럽습니다. 각 칫솔모는 매번 양치할 때마다 탁월한 성능과 내구성이 보장 될 수 있도록 성능 테스트를 거쳤습니다.

사양

디자인 및 마감

색상: 블랙

칫솔모 강도: 일반

칫솔모 교체 시기 알림: 칫솔모의 파란색 부분이 열어짐

칫솔모 재질: 부드럽고 유연한 고무 측면

크기: 표준

호환성

칫솔모 시스템: 클릭온

BrushSync 모드 페어링: 가능*

사용 가능 모델: 2 시리즈 플라그 예방, 2 시리즈 플라그 디펜스(2 Series plaque defense), 3 시리즈 잇몸케어(3 Series gum health), 다이아몬드클린

(DiamondClean), 다이아몬드클린 스마트 (DiamondClean Smart), 이지클린(EasyClean), 에센스+(Essence+), 플렉스케어(FlexCare), 플렉스케어 플래티넘(FlexCare Platinum), 플렉스케어 플래티넘 커넥티드(FlexCare Platinum Connected), 플렉스케어+(FlexCare+), 소닉케어 키즈(Sonicare for Kids), 헬시화이트 (HealthyWhite), 헬시화이트 플러스 (HealthyWhite+), PowerUp

구성품

칫솔모: C3 프리미엄 플라그 디펜스 1개, G3 프리미엄 잇몸케어 1개, W3 프리미엄 화이트 1개

품질 및 성능

권장 교체 시기: 3개월

검증 여부: 자체 테스트 결과, 사용 3개월 이내에서 최적의 사용효과를 보임

구강 건강 관리 효과

잇몸 건강: 최대 7배 잇몸 건강 개선*

플라그 제거: 10배 더 많은 플라그 제거*

치아 미백: 2배 더 효과적인 착색 제거*

