

# PHILIPS

## sonicare

Têtes de brosse  
compactes

DiamondClean

Lot de 3

HX6073



## Nettoyage optimal et dents éclatantes.

Tête de brosse pour des dents plus blanches

Tête de brosse de rechange pour une brosse à dents électrique Sonicare, pour un nettoyage et une blancheur inégalés.

### **A brush head that fits multiple handles**

- Tête de brosse clipsable

### **Provides an exceptional plaque removal**

- Élimine jusqu'à 100 % de plaque dentaire en plus qu'une brosse à dents manuelle\*

### **Provides a superior clean**

- Implantation des brins en losange pour éliminer la plaque
- 23 % de brins en plus pour un nettoyage exceptionnel
- La dureté moyenne des brins associe fermeté et douceur.

### **Conçue pour des performances optimales**

- Les brins avec indicateur d'usure vous garantissent un nettoyage efficace

## Points forts

### Tête de brosse clipsable



Tête de brosse faciles à insérer et nettoyage du manche facile

### Brins avec indicateur d'usure



Les poils vous indiquent quand remplacer la tête de brosse. Après trois mois d'utilisation normale, les poils s'usent et les têtes de brosse deviennent moins efficaces. Remplacez votre tête de brosse tous les 3 mois.

### 23 % de brins en plus

23 % de brins en plus pour un nettoyage exceptionnel.

### Implantation des brins en losange

L'implantation des brins en losange augmente la surface de contact pour éliminer la plaque.

### Dureté moyenne

La dureté moyenne des brins associe fermeté et douceur.

### Élimine jusqu'à 100 % de plaque dentaire en plus



\*Élimine jusqu'à 100 % de plaque dentaire en plus qu'une brosse à dents manuelle dans les zones difficiles d'accès

## Caractéristiques

### Spécificités techniques

**Durée de fonctionnement:** Pour des résultats optimaux, nous vous conseillons de remplacer votre tête de brosse tous les trois mois.

### Facile d'utilisation

**Compatible avec ces modèles:** FlexCare+, FlexCare, HealthyWhite, EasyClean, DiamondClean

**Système de tête de brosse:** Têtes de brosse clipsables pour une hygiène parfaite

