

PHILIPS

sonicare

스탠다드형 음파칫솔
칫솔모

G3 Premium Gum
Care

3개입 팩

스탠다드형

클릭온

BrushSync 모드 페어링

HX9053/67



더욱 건강한 미소를 위한 건강한 잇몸

단 2주 만에 최대 7배의 잇몸 건강 개선 효과*

G3 프리미엄 잇몸 관리 칫솔모가 환자의 잇몸 건강을 개선시키고 미소를 지킬 수 있도록 돕습니다. 부드러운 측면은 잇몸 윤곽에 따라 유연하게 밀착되어, 칫솔질을 할 때 2배 더 많은 표면에 접촉하여 잇몸선의 플라그를 효과적으로 제거해 줍니다.

Innovative technology

- 필립스 소닉케어의 고급 음파 기술
- 최적의 모드와 강도를 자동으로 선택하는 핸들*

Designed to optimize performance

- 당신의 구강건강에 대한 필요에 부합하도록 테스트 되었습니다.
- 언제나 가장 효과적인 세정력
- 모든 필립스 소닉케어 클릭온 칫솔과 호환

탁월한 잇몸 관리 효과

- 최대 2배 잇몸 염증 감소*

탁월하고 깊은 세정 효과

- 최대 2배 더 뛰어난 표면 접촉력*에 힘입은 간편하고 탁월한 세정
- 일반 칫솔 대비 최대 10배 플라그 제거

주요 제품

집중 잇몸 케어




프리미엄 잇몸케어 칫솔모는 부드러우면서도 탁월한 세정 효과를 제공합니다. 양치질을 지나치게 세게 하더라도 칫솔모가 잇몸선을 따라 움직이면서 유연한 측면과 모로 과도한 압력을 흡수해 줍니다. 둥근 모양으로 치아가 고르게 세정되면서 동시에 잇몸에 가해지는 자극도 최소화됩니다. 놀랍도록 부드러운 칫솔모가 잇몸 질환이 시작되는 잇몸선을 부드럽게 따라가면서 탁월한 양치 효과를 제공합니다. 칫솔모 크기도 더 작아져 쉽게 닿기 힘든 부분까지 꼼꼼하게 닦을 수 있습니다.

어댑티브 클리닝 기술




어댑티브 클리닝 기술이 적용되어 양치할 때마다 맞춤형 세정을 경험할 수 있습니다. 부드럽고 유연한 고무 측면 덕분에 프리미엄 화이트 칫솔모가 사용자의 고유한 치아 형태에 맞도록 조정됩니다. 칫솔모가 사용자의 고유한 잇몸과 치아에 맞게 조정되기 때문에 다이아몬드클린 칫솔모에 비해 치아 표면 접촉력이 최대 2배 우수하고 그 결과 쉽게 닿기 힘든 곳까지 깨끗하게 세정됩니다. 또한 어댑티브 클리닝 기술은 잇몸선을 따라 부드럽게 움직이면서 과도한 압력이 가해졌을 때 이를 흡수할 수 있고, 칫솔모의 움직임이 향상되어 탁월한 양치 경험과 세정 효과를 보입니다.

강력한 플라그 제거 효과



프리미엄 잇몸 케어 칫솔모는 유연한 디자인으로 일반 칫솔보다 최대 10배 더 많은 플라그를 제거하는 것으로 입증되었습니다. 이는 필립스 소닉케어만의 차별화된 세정 기술을 향상시켜 어떻게 양치를 하더라도 사용자가 체감할 수 있는 독보적인 세정력을 제공합니다.

BrushSync 모드 페어링




당사의 BrushSync 모드 페어링 기능으로 양치할 때마다 최상의 세정력을 경험할 수 있습니다. 프리미엄 잇몸케어 칫솔모의 마이크로칩이 필립스 소닉케어의 스마트 음파칫솔 핸들과 동기화해 줍니다. 그러면 핸들은 최적의 양치 모드와 강도를 자동으로 선택해 탁월한 세정 효과를 제공합니다. 사용하는 양치를 시작하기만 하면 됩니다.

필립스 소닉케어 기술



필립스 소닉케어의 고급 음파 기술이 물살을 만들어 치아 사이를 통과시키고, 칫솔모가 움직여 플라그를 제거해, 놀라운 깨끗함을 선사합니다.

스마트 칫솔모 교체



일반적으로 칫솔모는 3개월이 지나면 마모되어 플라그 제거 효과가 떨어집니다. 필립스 소닉케어 스마트 음파칫솔은 사용자의 양치 횟수와 양치 시 가하는 압력을 바탕으로 정확한 칫솔모 교체 시기를 알려줍니다. 스마트 칫솔을 사용하지 않는다면 프리미엄 잇몸케어 칫솔모의 파란 부분의 색이 연해질 때 칫솔모를 교체하시면 됩니다.

손쉬운 클릭은



프리미엄 잇몸케어 칫솔모는 칫솔 핸들에 클릭은되므로 핸들에 단단히 고정되고 유지관리 및 세척도 간편합니다. 프리미엄 잇몸케어 칫솔모는 파워업 배터리와 에센스를 제외한 모든 필립스 소닉케어 핸들과 호환됩니다.

안심하고 이를 닦으세요.



모든 필립스 소닉케어 칫솔모는 치아와 잇몸에 자극 없이 안전하고 부드럽습니다. 각 칫솔모는 매번 양치할 때마다 탁월한 성능과 내구성이 보장될 수 있도록 성능 테스트를 거쳤습니다.

사양

디자인 및 마감

스마트 칫솔모 인식: 가능*

색상: 화이트

칫솔모 강도: 부드러운

칫솔모 교체 시기 알림: 칫솔모의 파란색 부분이 열
어짐

칫솔모 재질: 부드럽고 유연한 고무 측면

크기: 표준

호환성

칫솔모 시스템: 클릭온

사용 가능 모델: 2 시리즈 플라그 예방, 2 시리즈 플
라그 디펜스(2 Series plaque defense), 3 시리즈

잇몸케어(3 Series gum health), 다이아몬드클린
(DiamondClean), 다이아몬드클린 스마트
(DiamondClean Smart), 이지클린(EasyClean),
에센스+(Essence+), 플렉스케어(FlexCare), 플렉
스케어 플래티넘(FlexCare Platinum), 플렉스케어
플래티넘 커넥티드(FlexCare Platinum
Connected), 플렉스케어+(FlexCare+), 소닉케어
키즈(Sonicare for Kids), 헬시화이트
(HealthyWhite), 헬시화이트 플러스
(HealthyWhite+), PowerUp

구성품

칫솔모: G3 프리미엄 잇몸케어 3개입

품질 및 성능

권장 교체 시기: 3개월

검증 여부: 자체 테스트 결과, 사용 3개월 이내에서
최적의 사용효과를 보임

구강 건강 관리 효과

잇몸 건강: 최대 7배 잇몸 건강 개선*

플라그 제거: 10배 더 많은 플라그 제거*****



***잇몸 관리 모드에서의 일반 칫솔 대비, GBI 측정
**다이아몬드클린 칫솔모 대비
***잇몸 관리 모드에서의 일반 칫솔 대비, GBI 측정
**** BrushSync™ 모드 페어링은 필립스 소닉케어
BrushSync™ 지원 칫솔 핸들과만 호환됩니다.
*****일반 칫솔 대비