



Philips A3 Premium All-in-One  
標準型聲波牙刷刷頭

3 支裝

標準型  
扣合式  
配備 BrushSync 功能



HX9093/96

## 一個刷頭，全面護理

隨心所欲的潔淨效果

A3 Premium All-in-One 刷頭是您獲得更乾淨潔白牙齒 \*\*\* 和更健康牙齦的唯一所需。這款刷頭讓您在 2 週 \*\* 內清除多達 20 倍的牙菌膜 \*、去除多達 100% 牙菌斑 \*\* 並帶來 15 倍更健康的牙齦

### Designed around you

- 專家設計並融合您想法
- 刷毛形狀專為您的笑容而設計

### Intuitive in every way

- 刷頭更換提示讓您保持最佳清潔效能
- 扣合式刷頭設計，確保可以簡單地更換刷頭

### Premium performance


- 即使在難刷部位亦可清除多達 20 倍的牙菌膜 \*
- 只需兩星期，即可帶來 15 倍更健康的牙齦 \*\*
- 兩天內去除高達 100% 牙菌斑 \*\*\*
- 聲波刷牙：絕對能有效清潔牙齒

**PHILIPS**

標準型聲波牙刷刷頭  
3 支裝 標準型, 扣合式, 配備 BrushSync 功能

## 產品特點

### 多角度刷毛




無論您採用哪種刷牙方式，都可以獲得最好的清除牙菌膜效果\*\*\*\*。Premium All-in-One 刷頭配備精確的多角度刷毛，經過精心設計，可以大大提高去除牙菌膜的能力。

### 弧形設計




弧形設計有助刷毛進入恰到好處的位置。通過嚴格的開發，我們創造了一種 All-in-One 的體驗，可提供出色的口腔護理。

### 三角刷尖



三角刷尖輕輕去除牙菌斑，比圓形刷毛更有效去除牙菌斑。形狀使刷毛與牙齒表面的接觸更貼近，可以有效去除牙菌斑。

### 刷毛較長



即使當您專注於牙齒時，刷頭的超長側邊刷毛也會輕刷您的牙齦邊緣。刷毛也貼近以幫助補償過度用力。

### 備受信賴的聲波刷牙



利用聲波技術刷除牙菌膜是達致有效溫和潔淨的效果。在刷牙同時進行高達 62,000 次刷毛震動和液體清潔動力，助您潔淨難以觸及的部位，讓您的口腔感覺格外乾淨清新。

### 專家設計



此 All-in-One 刷頭是我們有史以來經最廣泛研發的產品。我們結合來自牙科專家、口

HX9093/96

腔護理專家、工程師和設計師的知識，使這種全面的刷頭活現眼前。

### 方便使用



A3 Premium All-in-One 刷頭非常適合您的 Philips Sonicare 隨插即用手柄（請參閱下面的列表）。只需一按即可輕鬆更換和清潔。

### 更換刷頭



使用 3 個月後，刷頭的效能會降低，但配備的 BrushSync 功能會在這種情況發生之前提醒您。配備 BrushSync 功能的牙刷了解您的用法並在需要更換時通知您。

標準型聲波牙刷刷頭  
3 支裝 標準型，扣合式，配備 BrushSync 功能

HX9093/96

# 規格

## 設計和外表

- 硬刷毛：柔軟
- 顏色：黑色
- 更換刷毛提示：藍色刷毛褪色提示
- 刷頭物料：柔軟、富彈性的橡膠圍邊
- 空間大小：標準
- Smart Brush Head Recognition: 是

## 兼容性

- 刷頭系統：扣合式
- 適用於以下型號：2 Series 清除牙菌膜，2 Series 清除牙菌膜，3 Series 針對牙齦健康，DiamondClean, DiamondClean 9000,

DiamondClean Smart, EasyClean, Essence+, ExpertClean, ExpertResults, FlexCare, FlexCare Platinum, 已連接 FlexCare Platinum, FlexCare+, HealthyWhite, HealthyWhite+, PowerUp, Prestige 9900, ProtectiveClean

- 不適用於：Philips One、Essence

## 內含物件

- 刷頭：3 個 A3 Premium All-in-One

## 優質及性能優異

- 更換：每 3 個月一次
- 經測試：以達至最佳效果



出版日期 2025-04-15

版本：3.2.5

EAN: 87 10103 96363 9

© 2025 Koninklijke Philips N.V.  
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* 與手動牙刷相比  
\*\* 與手動牙刷相比使用 6 星期的效果  
\*\*\* 在實驗室測試中與手動牙刷相比  
\*\*\*\* 根據初步的實驗室研究